



Yes, you can.®

## **DOLOMITE MELODY**

### **Geeft vooruitgang aan het leven**

De **DOLOMITE MELODY** is een stijlvolle loophulp die de concurrenten in zijn prijsklasse verre de baas is. Hij is uiterst gebruiksvriendelijk en laat zich eenvoudig inklappen en staand opbergen. Het kabelvrije remsysteem is fraai in het frame weggewerkt. De **DOLOMITE MELODY** biedt puur gebruiksgenot en geeft vooruitgang aan uw leven.





➤ **Kabelvrije, geïntegreerde remmen**

De remkabels zijn fraai weggewerkt, dus u blijft nergens achter haken. De roestvrijstalen onderdelen staan borg voor jarenlang betrouwbaar gebruik. En het gepatenteerde remmechaniek heeft zich in de praktijk overtuigend bewezen.

➤ **Ingeklapt op te bergen**

De ingeklapte rollator laat zich eenvoudig rechtop wegzetten. Druk simpelweg op de zitting om hem weer uit te klappen.

➤ **Meer bewegingsvrijheid**

De veilige, comfortabele zitting kan handig worden opgeklapt om meer loopruimte te creëren. Bovendien is het zo makkelijker om deuren te openen of hoge keukenkastjes te bereiken.

➤ **Vrij verstelbaar**

Via kleine stelstappen is elke gewenste hoogte en hoek instelbaar. Zo maakt u de rollator geschikt voor verschillende armlengtes en handposities. Er zijn bovendien drie hoogtevarianten en een brede keuze aan accessoires voorhanden. Dat maakt de **DOLOMITE MELODY** een van de meest veelzijdige rollators op de markt.



## Opties



### Praktische mand

Ook geschikt voor kleine spullen.  
Capaciteit 10kg.



### Werkblad

Vervaardigd van stootvast kunststof.  
Vier stevige draagvoetjes.



### Rugband

Veilige en comfortabele rugsteun.  
Bevestigd in de handgrepen.



### Stokhouder

Veilig opgeborgen en  
altijd binnen handbereik.



### Vertragingrem

Ideaal voor looptraining of  
als handrembediening lastig is.



### Drempelhulp

Pedaal helpt drempels,  
stoeranden en andere obstakels  
overwinnen.



### Zuurstoftankhouder

Veilige bevestiging van zuurstoftank  
op de rollator.



### Eenhandige rem

Activeert beide remmen met één  
hand.  
Als compleet product te bestellen.



### HP-handelset

Voor patiënten met verlamnings-  
verschijnselen.  
Als compleet product te bestellen.




#### Verstelbare handgrepen

Anatomisch gevormde grepen, in elke positie in te stellen.  
Als compleet product te bestellen.



#### Infuushouder


Houdt infuus op zijn plaats.  
Ook geschikt voor buitengebruik.



#### Spatbeschermer

Beschermt kleding tegen modder-  
en waterspatten.

## Technische eigenschappen




Melody S

55 cm



Melody S

63 cm



Melody S

47 cm



Melody S

66 - 81 cm



Melody S

48 cm

Melody M

61 cm

Melody M

65 cm

Melody M

54 cm

Melody M

70 - 90 cm

Melody M

53 cm

Melody L

61 cm

Melody L

69 cm

Melody L


54 cm

Melody L

78 - 98 cm


Melody L

61 cm



Melody S

36 cm



Melody S

20 cm



Melody S

7 kg



Melody S

135 kg

Melody M

43 cm

Melody M

20 cm

Melody M

7,2 kg

Melody M

135 kg

Melody L

43 cm

Melody L

20 cm

Melody L

7,4 kg

Melody L

135 kg

## Kleur



RAL 1035

## Artikelcode

**Melody S** 12014  
**Melody M** 12012  
**Melody L** 12010

Dit document bevat een weergave van de actuele stand van zaken ten tijde van publicatie.  
Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dolomite is een handelsnaam en merknaam van Invacare®.