



Yes, you can.®

## Invacare® **Mirage**®


NL

FR

### **Eenvoud en design / Simplicité et Design**

De *Invacare*® **Mirage**® is een elektrische rolstoel die een fraai ontwerp combineert met gebruiksgemak. De stoel is vouwbaar door z'n kruisframe en kan volledig gedemonteerd worden. Tegelijkertijd biedt de **Mirage**® een groot zit- en rijcomfort. Dankzij het unieke vergrendelingssysteem van de zit biedt de stoel een uitstekende stabiliteit en heeft hij de rijeigenschappen van een stoel met een vast frame.

*Invacare*® **Mirage**® est un fauteuil alliant look novateur et simplicité d'utilisation. Pliant par croisillon et totalement démontable, le **Mirage**® offre un confort d'assise et de conduite inégalé dans cette catégorie. Son système breveté de verrouillage d'assise lui confère une rigidité et une précision de conduite équivalente à un fauteuil rigide.





### ➤ **Wendbaar / Maniable**

De Invacare® **Mirage**® is ontworpen voor probleemloos en gemakkelijk dagelijks gebruik. De stoel is heel wendbaar en de rijweerstand is te verwaarlozen. Dankzij de programmeerbare **Shark** besturing kan de snelheid perfect aangepast worden aan de mogelijkheden van de gebruiker.

*Conçu pour faciliter les déplacements au quotidien, le fauteuil Invacare® **Mirage**® étonne par sa maniabilité et son faible encombrement. L'électronique **Shark** programmable permet d'ajuster au mieux la vitesse en fonction des capacités de l'utilisateur.*

### ➤ **Comfortabel / Confortable**

- 3 Zitbreedtes voor een grotere modulariteit.
- 2 rugverstellingen voor een verhoogd comfort.
- De instelbaarheid van de armsteunen in hoogte, diepte en breedte garanderen een goede zithouding.
- 3 largeurs d'assise pour une grande modularité.
- 2 inclinaisons de dossier pour un confort amélioré.
- Accoudoirs réglables en hauteur, largeur et profondeur pour un meilleur maintien.

### ➤ **Betrouwbaar / Sécurisant**

De **Mirage**® is uitgerust met twee accu's van 40Ah en krachtige motoren. De stoel beschikt over een grote autonomie waardoor hij zeer betrouwbaar is en ideaal voor dagelijks gebruik.

*Équipé de 2 batteries de 40Ah et de puissants moteurs, le **Mirage**® offre une bonne autonomie permettant une utilisation quotidienne sans contraintes et sécurisante pour l'utilisateur.*

### ➤ **Vouwbaar / Pliant**

De **Mirage**® is volledig zonder gereedschap demonteerbaar en dankzij de twee afzonderlijke accu's kan de stoel gemakkelijk vervoerd worden in de koffer van een auto.

*Complètement démontable sans outils et grâce à ses deux batteries séparées, le **Mirage**® peut être aisément transporté dans un coffre de voiture.*







**De Invacare® Mirage® rolstoel is beschikbaar in 4 zitbreedtes: 35 cm, 40 cm, 45 cm en 50 cm.**

**Le fauteuil Invacare® Mirage® est disponible en 3 largeurs d'assise : 40 cm, 45 cm, 50 cm.**




**De armsteunen zijn afneembaar en regelbaar in breedte, diepte en hoogte.**

**Accoudoirs amovibles réglables en largeur, profondeur et hauteur.**



**De nieuwe Shark besturingskast is zeer gebruiksvriendelijk.**

**Le nouveau manipulateur Shark est très simple d'utilisation.**



**De rug is afneembaar met behulp van twee draaiknoppen.**

**Le dossier est démontable à l'aide de deux molettes pour simplifier le transport.**



**De Mirage® is zonder gereedschap demonteerbaar, wat het transport vereenvoudigt.**

**Le Mirage® est totalement démontable sans outils pour faciliter le transport.**



**De vaste beensteunen zijn naar binnen en buiten wegzwenkbaar.**

**Repose-pieds escamotables à l'intérieur et à l'extérieur.**

## Kenmerken en Opties / Caractéristiques et Options



Rughoekverstelling d.m.v. gasveer: De rugbekleding kan, optioneel uitgerust worden met regelbare spanbanden voor een beter zitcomfort.

*Dossier inclinable par vérins pneumatiques. En option, le toile de dossier est disponible avec tendeur Velcro pour un meilleur confort.*



De in hoogte instelbare beensteunen verbeteren het comfort.


*Option repose-jambes réglables en inclinaison afin d'augmenter le confort.*



Met de stoepbeklimmer kunt u gemakkelijk stoepen hoger dan 6 cm gemakkelijk oprijden.

*Option monte-trottoir permettant le franchissement de trottoirs au-delà de 6 cm.*

## Technische gegevens / Caractéristiques techniques




35, 40, 45, 50 cm  
+ 5 cm instelbaar / réglage




44 cm  
40 cm



45 cm \*1



44 cm



23 - 29 cm




35 - 46 cm



Standaard / Standard 70°  
instelbaar / Inclinable  
70° - 0°



Standaard / Standard 3°  
instelbaar / inclinable  
3° - 35°




53, 57, 61, 65 cm




Standaard / Standard  
93 cm  
Verstelbaar / inclinable  
97 cm



104 cm \*2



38 cm




30 Ah - 64 kg  
40 Ah - 72 kg



120 kg



30 Ah / 40 Ah \*3



85 cm



6 cm / 10 cm \*4



15 %



110 W / 350 W \*5



6 km/h



30 Ah - 20 km  
40 Ah - 25 km

\*1 zonder zitkussen / sans coussin d'assise

\*2 met vaste beensteunen en anti-tip / avec repose-pieds et anti-basculés

\*3 niet beschikbaar op zitbreedte 35 cm / pas disponible en largeur 35 cm

\*4 met stoepbeklimmer / avec monte-trottoir

\*5 maximale kracht / Puissance maximale

## Framekleuren / Coloris



Transparant rood /  
Rouge transparent



Transparant blauw /  
Bleu transparent



Groen metallic /  
Vert métallisé



Grijs metallic /  
Gris métallisé

## Bekleding / Toiles d'assise



Zwart nylon /  
Nylon noir

Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. /  
Indications données à titre d'information (informations et photos non contractuelles).  
Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.



INVACARE® N.V.  
Autobaan 22 · 8210 Loppem  
Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10 · Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: belgium@invacare.com · [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

