

 Rullstolsmodell	Monteringsbracket	Tilläggsbeställning till Monteringsbracket	Notera: Bra att veta
---	-------------------	--	-------------------------

Denna lista används när man beställer monteringsatts tillsammans med en Viamobil V25

Vid beställning av enbart monteringsatts behövs fler artiklar än vad som står angivet här

Rea Assist	1467960	1521197	Begränsning i sitsinställning när man har extra körhandtag monterat. Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tippskydd måste ersättas av 1521032
Invacare Azalea	1565768		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921. Original tippskydd måste ersättas av 1521032. Montering möjlig från SH 45cm. Om extra körhandtag efterfrågas behöver man Monteringsbracket 1490760 samt 1521197
Rea Focus	1521215		Monteringsbracket avser montering på Focus tillverkad efter Maj 2011
Rea Spirea II 16"	1467295		Om drivhjulets position är bakom ramröret, beställ monteringsbracket 1467296
Etac Cross	1465463		
Etac Transit	1465588		
Etac Twin	1465509		
Sunrise Medical Breezy 305	1490485	1521197	
Handicare Legend	1457537		Original tippskydd måste ersättas av 1521032
Handicare Emineo Basic	1457534		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489924. Original tippskydd måste ersättas av 1521032 cannot be used.
Handicare Emineo One Tool	1467046		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489924. Original tippskydd måste ersättas av 1521032 cannot be used.
HD Balance	1564900		Om stolen har körbåge beställ även klämma till körhandtag 1489921
HD 500 24"	1521269		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921.
HD 600 12 1/2"	1521264		Om stolen har körbåge måste klämma användas till körhandtag, anv. 1489921.

Invacare kan erbjuda monteringsatser till fler stolar samt stolsmodeller, än ovan listade stolar

Vid frågor ring kundservice på telefon: 08-761 70 90, eller din distriktsrepresentant.

Bultar viamobil V25:			
Övre/Bakre bultpar		Lägre/främre bultpar	
Längd i mm	Artikelnummer	Längd i mm	Artikelnummer
90	1521218	222	1521225
115	1521219	112	1521226
140	1521220	162	1521227
165	1521221		
190	1521222		
215	1521223		

235	1521224		