

AQUATEC®

Pico Commode



De modulaire en veelzijdige douche-/
toiletstoel

INVACARE
Yes, you can.®

Kenmerken:

- Stabiele, in hoogte verstelbare multifunctionele douche-/toiletstoel
- Veelzijdig inzetbaar: zowel als douchestoel als toiletstoel of toiletframe te gebruiken
- Gemakkelijk hanteerbaar: toiletpot kan van 4 zijden benaderd worden
- Absoluut roestvrij door het gebruik van kunststof en aluminium
- Armsteunen, rugleuning, toiletpan en toiletpanhouder zijn bij levering inbegrepen
- Zithoogte in 6 stappen van 425 - 575 mm in te stellen
- Eenvoudige en snelle montage, geheel zonder gereedschap
- Belastbaar tot 160 kg



Eigenschappen en opties



Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

	Zithoogte	Zitbreedte	Zitdiepte	Totale breedte	Totale diepte	Breedte tussen armsteunen	Gewicht douche-/toiletcruk	Gewicht douchestoel
Pico Commode	425 - 575 mm	430 mm	420 mm	575 mm	520 mm	430 mm	3,2 / 4,1* kg	4 / 4,8 ¹ kg

Max. gebr. gewicht




1. gewicht met armsteunen

Pico Commode

160 kg

Kleur

Wit



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

INVACARE
Yes, you can.®