

# Platinum<sup>®</sup> 9



Bespaar kosten met de Invacare  
concentrator met hoge zuurstofflow



De **Invacare Platinum 9** biedt een betrouwbare oplossing om cliënten die een hoge zuurstofflow nodig hebben te behandelen. De **Platinum 9** is compatibel met de **Invacare HomeFill® II**, om zo een complete cliëntenzorg te waarborgen. **Platinum 9** verbetert de zuurstofconcentratie en vermindert de onderhoudskosten. Cliënten kunnen comfortabel en veilig thuis gebruikmaken van zuurstoftherapie dankzij een ingebouwd alarmsysteem. Gebruikers zullen het gebruiksgemak gecombineerd met maximale veiligheid waarderen.



## Kenmerken en opties



### Filter

Indien het filter vervuild is, kan dit eenvoudig vervangen worden.



### Aansluitpunt voor **Invacare HomeFill® II**

**Platinum 9** is compatibel met het **Homefill** systeem voor een flow hoger dan 5 liter per minuut.

### Goede prestaties en betrouwbaarheid gecombineerd met gebruiksgemak

Naast krachtig en betrouwbaar is Invacare **Platinum 9** ook gebruiksvriendelijk. Met zijn 9 liter zuurstofcapaciteit met een concentratie van 95.6 - 87% is **Platinum 9** een uitkomst voor cliënten met een hoge zuurstofbehoefte. De **Platinum 9** is makkelijk te verplaatsen dankzij het geïntegreerde handvat en de wielen. **Platinum 9** is makkelijk in gebruik en garandeert extra veiligheid voor de gebruiker.





### Concentrator met de hoogst toegevoegde waarde

De Platinum 9 beperkt de voorraadkosten dankzij het geringe aantal onderdelen en specifieke accessoires. Bovendien blijft het benodigde onderhoud tot een minimum beperkt.




## Technische gegevens

Voor meer informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, raadpleegt u de Invacare website.

	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht	Lader	Energieverbruik	Pulse dosering	Uitgangsdruk
<b>Platinum 9</b>	 365 mm	 467 mm	 670 mm	 24 kg	 230 V, 50 Hz	 475 W	 1 - 9 l/min	 62 kPa

	Geluidsniveau	Zuurstofgehalte	Hoogte	ISO
<b>Platinum 9</b>	 < 47 dB(A)	 87-96%	 Tot 1230m	 ISO8359, AMD1

### SensO<sub>2</sub>-System

	O <sub>2</sub> -concentratie
	hoger dan 85% - groen licht - <b>Normaal</b>
	tussen 73% en 85% - geel licht - <b>Controleer filter en flow</b>
	lager dan 73% - rood licht - <b>Neem contact op met technische dienst</b>

### Service interval

3 jaar lang geen onderhoudsplanung nodig. Te vervangen onderdelen zijn te bestellen.



Scan hier om de website te bezoeken  
<http://www.invacare.nl>

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Nederland

**INVACARE**  
Yes, you can.®