

Invacare® | *Platinum*® 9



Prise en charge en
nom de marque pour
les hauts débits
entre 5 et 9 L/mn



Concentrateur d'oxygène à hauts débits

Invacare Platinum 9 est un concentrateur d'oxygène à hauts débits compatible avec *Invacare HomeFill II*. L'appareil procure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% pour des débits d'oxygène supérieur à 5 l/mn et inférieur ou égal à 9 l/mn.



Yes, you can.®



Performance et sécurité au quotidien

- Une technologie innovante et une électronique de pointe.
- Assure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% à 9l/mn.
- Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et des alarmes visuelles et sonores.

Economique

- La maintenance est simplifiée grâce à :
- Seulement 4 vis pour accéder aux composants internes.
 - La trappe d'accès au filtre d'admission.
 - La mémorisation des codes erreurs sur la carte électronique identifiée par des leds lumineuses pour aider le diagnostic du technicien.

Caractéristiques et options



Sortie pour connection Invacare **HomeFill® II**



Trappe d'accès au filtre d'admission



Technologie **SensO₂**

Le **SensO₂** contrôle en permanence la pureté de l'oxygène pour le bien être et la tranquillité des patients.

Caractéristiques techniques

Platinum 9	365 mm	467 mm	24 kg	230 V, 50 Hz	475 W
Platinum 9	1 - 9 l/min	9 PSI (62 kPa)	< 47 dB(A)	87-96%	Jusqu'à 1230m
					ISO8359/AMD1

Technologie SensO₂

Concentration d'Oxygène

à 85%

- Led verte -

Normale

Entre 73% et 85%

- Led jaune -

Vérifier les filtres et le débit

< à 73%

- Led rouge -

Contactez le Service Technique

La prescription

CODE LPPR Désignation

1148130 Oxygénothérapie à long terme concentrateur, INVACARE, PLATINUM 9



Référence produit : IRC9LXO2AWQ-S

Document destiné aux professionnels de Santé

- Mentions légales
- Nom du produit : Invacare Platinum9
- Code LPPR :1148130 Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, déambulation inférieure à 1heure par jour, concentrateur, Invacare Platinum9
- Prise en charge par l'assurance maladie en nom de marque depuis le 24 mars 2011
- Concentrateur d'oxygène à hauts débits jusqu'à 9l/mn dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe entre 5 et 9 l/ mn ou en déambulation relié à un système HomeFill II jusqu' à 5 l/mn.
- Numéro du document interne : 1567984
- Dispositif médical de Classe IIa
- Organisme notifié DNV 83877-2010
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

Maintenance et Entretien

Le concentrateur **Platinum 9** est doté d'une fonction d'auto-diagnostic qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'appareil.