

LINX



INVACARE  
Yes, you can.

AVIVA FX 40

MPS Maxx

PORTEFÓLIO



# ÍNDICE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4
ASSENTO	5
ENCOSTO	6
FAIXA PEITORAL	7
BARRA DE SUPORTE PEITORAL	7
TABULEIRO	8
CINTO PÉLVICO	8
ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA	9
BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA	10
APOIO BRAÇO	10
ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO	11
ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO	12
SUPORTE LATERAL DE TRONCO	13
SUPORTE DE ANCA	14
APOIO DE PERNAS	16
COMANDO LINX	17
COMANDOS ALTERNATIVOS	20
JOYSTICKS BODYPOINT	21
CAIXA DE FUNÇÕES LINX	22
CORES	22
PERFORMANCE	23

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

---



Largura de assento \_\_\_\_\_ 405 – 510 mm



Largura de assento \_\_\_\_\_ 405 – 510 mm



Altura do assento \_\_\_\_\_ 470 or 495 mm



Altura do encosto \_\_\_\_\_ 305 – 710 mm



Altura do apoio de braço \_\_\_\_\_ 241 – 330 mm



Comprimento do apoio de pés \_\_\_\_\_ 203 – 430 mm



Ângulo do assento \_\_\_\_\_ 0 - 45°



Ângulo do encosto \_\_\_\_\_ 170° ESR



Altura total \_\_\_\_\_ 170° ESR



Comprimento total incl. Apoio de pés \_\_\_\_\_ 170° ESR



Comprimento total sem Apoio de pés \_\_\_\_\_ 170° ESR

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

---



Largura total da cadeira \_\_\_\_\_ 405 – 510 mm



Peso máximo do utilizador \_\_\_\_\_ 604 mm



Capacidade da bateria \_\_\_\_\_ 60 Ah



Diâmetro de viragem \_\_\_\_\_ 1360 mm



Altura máxima de um obstáculo \_\_\_\_\_ 83 mm



Inclinação máxima \_\_\_\_\_ 9°



Capacidade do motor \_\_\_\_\_ 2 x 340 W



Velocidade \_\_\_\_\_ 12 km/h



Autonomia \_\_\_\_\_ até 27 km



Peso Total \_\_\_\_\_ 190-210 kg

# ASSENTO

## Reclinação e basculação do encosto

**JEA0300**


Unidade de assento MPS Maxx com basculação elétrica do assento de 0° a 45°  
Com compensação do centro de gravidade e reclinação elétrica do encosto de 90° a 170°



## Elevação assento elétrica

**JEA0500**

178 MM



## Almofada de assento


**JEA0800**

Almofada de assento em espuma com bolsa de gel fluido



## Capa do assento

Capa Startex preta **JEA0800**



Capa Spacer **JEA0810**



# ENCOSTO

---

## High Back

Revestimento em malha micro ventilada preta

**JEA1500**



## Matrx Elite E2

Revestimento em malha micro ventilada preta

**JEA1510**



## Matrx Elite E2 Deep

Revestimento em malha micro ventilada preta

**JEA1530**



## Matrx Posture Back

Revestimento em malha micro ventilada preta

**JEA1540**



## Matrx Posture Back Deep

Revestimento em malha micro ventilada preta

**JEA1550**



## FAIXA PEITORAL

### Faixa Peitoral acolchoada de 2 pontos

**JEA0900**



### Cinto peitoral Bodypoint Monoflex

Tam. S - 75 x 395 mm **JEA0910**

Tam. M - 100 x 464 mm **JEA0920**

Tam. L - 114 x 546 mm **JEA0930**



### Cinto peitoral Bodypoint Monoflex ajuste e fixação central

Tam. S - 63.5 x 395 mm **JEA0940**

Tam. M - 83 x 464 mm **JEA0950**

Tam. L - 89 x 546 mm **JEA0960**



## BARRA DE SUPORTE PEITORAL

Montagem á esquerda **JEA0970**

Montagem á direita **JEA0980**



Montagem á esquerda

Montagem á direita **JEA0990**

**JEA1000**



## TABULEIRO

Tabuleiro regulável em altura,  
em plástico transparente

533 x 305 mm

Montagem à esquerda **JEA1010**

Montagem à direita **JEA1020**



## CINTO PÉLVICO

Cinto pélvico com fivela  
metálica push button

1220 mm **JEA1030**

1524 mm **JEA1040**

1803 mm **JEA1050**



**Cinto pélvico com fivela  
metálica push button**

2 pontos **JEA1060**

4 pontos **JEA1070**

**JEA1060**



**JEA1070**

## ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA

---

### Matrx Elan standard

152 mm      **JEA1100**

254 mm      **JEA1110**

355 mm      **JEA1120**



### Matrx Elan occipital

229 mm      **JEA1130**

305 mm      **JEA1140**



### Matrx Elan 4 pontos

229 mm x 177 mm      **JEA1150**

280 mm x 254 mm      **JEA1160**



### Capa Anti- Bacteriana para MatrX Elan

**JEA1170**




## BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA

### Suporte fixo

Suporte fixo, não amovível

**JEA1180**



### Suporte Matrix Elan

Standard, destacável,  
380 mm de tamanho

**JEA1190**



Prolongado, destacável,  
380 mm de tamanho

**JEA1200**

### Suporte Loxx

Standard, 380 mm de tamanho  
Mini, 280 mm de tamanho

**JEA1210**

**JEA1220**



## APOIO BRAÇO

### Apoio de braço rebatível e paralelo


reguláveis em largura,  
ângulo e altura (240-330 mm)

**JEA1800**



com rotação, reguláveis em largura,  
ângulo e altura (240-330 mm)

**JEA1805**



# ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO

## Almofada standard

Longa (355mm) Esq.	<b>JEA1850</b>
Longa (355mm) Dir.	<b>JEA2000</b>
Curta (254 mm) Esq.	<b>JEA1860</b>
Curta (254 mm) Dir.	<b>JEA2010</b>



## Almofada Modular com espuma suave skin

Longa (355mm) Esq.	<b>JEA1870</b>
Longa (355mm) Dir.	<b>JEA2020</b>
Curta (254 mm) Esq.	<b>JEA1880</b>
Curta (254 mm) Dir.	<b>JEA2030</b>



## Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex

Longa (355mm) Esq.	<b>JEA1890</b>
Longa (355mm) Dir.	<b>JEA2040</b>
Curta (254 mm) Esq.	<b>JEA1900</b>
Curta (254 mm) Dir.	<b>JEA2050</b>



## Almofada multiposições

Longa (355mm) Esq.	<b>JEA1910</b>
Longa (355mm) Dir.	<b>JEA2060</b>
Curta (254 mm) Esq.	<b>JEA1920</b>
Curta (254 mm) Dir.	<b>JEA2070</b>



# ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO

---

## Almofada de Gel, estreita

Esq. (51 x 305 mm)

**JEA1930**

Dir. (51 x 305 mm)

**JEA2080**



## Almofada de Gel, larga

Esq. (89 x 305 mm)

**JEA1940**

Dir. (89 x 305 mm)

**JEA2090**



## Almofada de Gel, longa

Esq. (89 x 355 mm)

**JEA1950**

Dir. (89 x 355 mm)

**JEA2100**



## Almofada Ergonómica côncava

Esq. (114 x 330 mm)

**JEA1960**

Dir. (114 x 330 mm)

**JEA2110**



## Almofada Ergonómica côncava

Esq. (114 x 127 mm)

**JEA1970**

Dir. (114 x 127 mm)

**JEA2120**



## SUPORTE LATERAL DE TRONCO

### Almofada com suporte de tronco fixo MAXX

Tamanho XS

Esq. (83 x 108 mm)

**JEA2200**

Dir. (83 x 108 mm)

**JEA2240**

Tamanho S

Esq. (89 x 133 mm)

**JEA2210**

Dir. (89 x 133 mm)

**JEA2250**

Tamanho M

Esq. (95 x 146 mm)

**JEA2220**

Dir. (95 x 146 mm)

**JEA2260**

Tamanho L

Esq. (108 x 165 mm)

**JEA2230**

Dir. (108 x 165 mm)

**JEA2270**



### Almofada com suporte de tronco fixo MAXX


Suporte MAXX Style rebatível

Esq.

**JEA2280**

Dir.

**JEA2300**



### Suporte telescópico adicional

Suporte telescópico adicional, Maxx Style

Esq. 25 mm

**JEA2290**

Dir. 25 mm

**JEA2310**



# SUPORTE DE ANCA

## Tamanho XS

Esq. (140 x 102 mm)

**JEA2400**

Dir. (140 x 102 mm)

**JEA2440**

## Tamanho S

Esq. (178 x 152 mm)

**JEA2410**

Dir. (178 x 152 mm)

**JEA2450**

## Tamanho M

Esq. (229 x 102 mm)

**JEA2420**

Dir. (229 x 102 mm)

**JEA2460**

## Tamanho L

Esq. (330 x 110 mm)

**JEA2430**

Dir. (330 x 110 mm)


**JEA2470**



## Suporte fixo, montagem ao nível da anca

Esq. **JEA2480**

Dir. **JEA2540**



## Suporte Destacável, montagem ao nível da anca

Esq. **JEA2490**


Dir. **JEA2550**



**MAXX Style multiajustável,  
extração rápida, montagem ao  
nível da anca**

Esq. **JEA2500**

Dir. **JEA2560**



**MAXX Style multiajustável,  
extração rápida, montagem ao  
nível do joelho**

Esq. **JEA2510**


Dir. **JEA2570**



**MAXX Style com extensão,  
multiajustável, extração  
rápida, montagem ao nível  
da anca**

Esq. **JEA2520**


Dir. **JEA2580**



**MAXX Style com extensão,  
multiajustável, extração  
rápida, montagem ao nível  
da joelho**

Esq. **JEA2530**

Dir. **JEA2590**



# APOIO DE PERNAS

## JEA2600

### Apoio de pernas central elétrico BDC

Com compensação inclui apoio de gêmeos



### Almofada de apoio de gêmeos

140 x 102mm

**JEA2640**

190 x 150 mm

**JEA2650**



### Patim

#### Tamanho S

Esq. (140 x 102 mm)

Dir. (140 x 102 mm)

**JEA2660**

**JEA2690**



#### Tamanho M

Esq. (178 x 152 mm)

Dir. (178 x 152 mm)

**JEA2670**

**JEA2700**



#### Tamanho L

Esq. (229 x 102 mm)

Dir. (229 x 102 mm)

**JEA2680**


**JEA2710**



## Suporte de joelhos

Ajustável em altura,  
profundidade e ângulo

**JEA2720**



Com possibilidade de  
ajuste assimétrico em  
altura, profundidade e ângulo

**JEA2730**



## Almofada suporte de joelhos

254 mm **JEA2740**

203 mm **JEA2750**

150 mm **JEA2760**



# COMANDO LINX

**JEA3000**

## **DLX-REM211**

3 perfis de condução e funções elétricas



## **DLX-REM216**

3 perfis de condução, funções elétricas  
e Kit de Luzes (apenas possível de  
selecionar em combinação c/ JEA5400)

**JEA3010**



## DLXREM400

Com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch

## JEA3020



## DLXREM500

com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)

## JEA3030



## E SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM400

2 Switch laterais para facilitar acesso a on/ off e regulação de velocidade

## JEA3040



## POSIÇÃO DE MONTAGEM

Suporte standard montado direita

**JEA3100**

Suporte standard montado esquerda

**JEA3110**



## Suporte rebatível ajustável

Suporte standard montado direita

**JEA3120**

Suporte standard montado esquerda

**JEA3130**



## Suporte Maxx Resolve

Rebatível interior/exterior,  
regulável em tensão, direita

**JEA3140**

Rebatível interior/exterior,  
regulável em tensão, esquerda

**JEA3150**



## Suporte para REM 500

Rebatível, direita **JEA3160**

Rebatível, esquerda **JEA3170**



## Comando duplo LiNX+ tipo de suporte

Comando compacto na  
posição de acompanhante

**JEA3200**

Fixação à Dir  
Fixação à Esq

**JEA3210**

**JEA3220**



## Comando compacto + suportes

Comando compacto  
proporcional (força deflexão  
192g)

**JEA3300**

Comando compacto  
proporcional joystick baixa  
força (força deflexão 112g)

**JEA3310**



# COMANDOS ALTERNATIVOS

## Comando de cabeça

Com sensores de proximidade **JEX3500**  
(ATOM, ASL104)



Com sensores de proximidade **JEX 3510**  
(PROTON, ASL104P)



## Comando quatro sensores de proximidade

Comando quatro sensores  
de proximidade (ASL106) **JEX3600**

Comando montagem  
central (ASL619) Dir. **JEX 3610**

Comando montagem  
central (ASL619) Esq. **JEX 3620**



## Acessórios Wireless para Atom

Recetor Switch triplo  
wireless(ASL557-3) **JEX3700**



Emulador de Rato wireless  
(ASL558) **JEX 3710**



## Comando de sopro

Comando de Cabeça e Sopro (ASL109),  
inclui módulo de input e switch de lábio  
(ASL301 LIP) (combina comando de sopro  
com movimentos da cabeça)

**JEX3720**



## Opções de interface

Módulo de Input DLX-IN500-A

**JEX3740**



Módulo de output LiNX (DLX-OUT500)

**JEX 3750**



## Acessórios

Carregador USB

**JEX3760**



# JOYSTICKS BODYPOINT

## Joystick ergonómico

Manípulo de condução 3" em forma de U

**JEX3800**



Manípulo de condução 4" em forma de U

**JEX 3810**

## Joystick em arco

Manípulo de condução, arco palma

**JEX3760**



# CAIXA DE FUNÇÕES LINX

## Caixa multifunções

Caixa multifunções de 8 botões **JEX4000**

Caixa multifunções de 10 botões **JEX 4010**



## Suporte caixa multifunções

Montagem na almofada **JEX4030**

Montagem na almofada dir. **JEX4040**

Montagem no suporte do comando Linx **JEX4050**

Sem montar **JEX4060**



# CORES

## Cor do chassis

Preto Obsidiano **JEA4130**

Vermelho Rubi **JEA4140**

Azul **JEA4150**


Rosa Flamingo **JEA4160**

Púrpura **JEA4170**

Azul-Marinho **JEA4180**

Verde Lima **JEA4190**

Azul Ártico **JEA4200**



## Cor das jantes

Preto Obsidiano **JEA4240**

Vermelho Rubi **JEA4250**

Azul **JEA4260**

Rosa Flamingo **JEA4270**


Púrpura **JEA4280**

Azul-Marinho **JEA4290**



Verde Lima  
Azul Ártico  
Amarelo  
Laranja  
Cinzeno

**JEA4300**  
**JEA4310**  
**JEA4320**  
**JEA4330**  
**JEA4340**



## Cor do guarda-lamas

Mesma cor do chassis **JEA4400**  
Preto **JEA4410**



## PERFORMANCE

### Forquetas traseiras

Forqueta única **JEA4500**



### Rodas traseiras

8", maciças, pretas **JEA4600**



### Rodas de tração

14" x 3" , pneumáticas, pretas  
14" x 3", com gel anti-furo, pretas

**JEA4700**  
**JEA4710**



### Tipo de suspensão

Sistema de suspensão de 4 barras, tecnologia Broken-Link

**JEA4800**



## Carregador

Carregador Opti Charge 10A **JEA5210**



## Rodas anti-volteio dianteiras

Rodas anti-volteio **JEA5300**



## Luzes

Luzes LED com piscas  
Potência 30 Lux

**JEA5400**



## Kit de transporte

4-Pontos (para transportar  
a cadeira sem utilizador)

**JEA5500**

