



Sobrecolchón estático, con todas las ventajas de la espuma visco-elástica termosensible que ofrece una mejor distribución de presiones y mayor comodidad.

El sobrecolchón está formado por una capa superior de espuma visco-elástica y una base de espuma.

Certificaciones

- BS5852:Crib 5 – Normativa anti-incendios

Características Técnicas

	Densidad	Dureza	Clase de Fatiga
Blanco	55 kg/m ³	80 N	N/A
Beige	35-37 kg/m ³	110 – 140 N	Severa

- Funda lavable hasta a 80º en máquina, no utilizar secadora.
- Medidas 187.5cm x 87.6cm x 8.5cm
- Peso producto : 7.1kg
- Peso máximo de usuario : 108kg

Características específicas

- Alto y muy alto riesgo de desarrollo de escaras.
- Calificación en Waterlow scale : 20
- Por la combinación Visco & Espuma se ajusta a la forma del usuario, maximizando el área corporal de contacto, reduciendo presión localizada.
- Funda elástica de dos direcciones, impermeable y permeable. Facilita el movimiento del paciente, reduce posibles fricciones y ayuda al movimiento de aire, reduciendo la posibilidad de maceración de la piel.