



Yes, you can.<sup>®</sup>

## Invacare<sup>®</sup> Revato badkamer accessoires

Maak uw badkamer compleet met diverse badkameraccessoires. Deze producten zijn ontwikkeld met grote aandacht voor de gebruikers-veiligheid en product duurzaamheid. Ze voldoen aan de wensen van de gebruiker en maken het toiletbezoek makkelijker.



### Invacare<sup>®</sup> R7738S

Compacte kozijnhandgreep

- Voorzien van smalle bevestigingspunten
- Gemaakt van staal met Rilsan coating
- Leverbaar in verschillende lengtes  
30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90 cm



### Invacare<sup>®</sup> R7739

Wastafelbeugel, staal met Rilsan coating

- Zorgt voor extra steun
- Standaard in maat 50 x 70 cm (d x b)
- Ook leverbaar in afwijkende maat



### Invacare<sup>®</sup> R7741

Papegaai, voor muurbevestiging

- Wegzwenkbaar
- Gemaakt van staal met Rilsan coating
- Kunststof handgreep
- Verstelbaar

### Invacare<sup>®</sup> R7742

Triangel voor plafondbevestiging

- Plafondhaak is van staal
- Kunststof handgreep
- In hoogte verstelbaar





➤ **Invacare® R7743**

Rugleuning voor aan de wand

- Scharnierend
- In diepte verstelbaar
- Muurbevestiging



➤ **Invacare®**

**H430/I**

Toiletverhoger

- In wig instelbaar
- Zelf makkelijk in hoogte in te stellen +6, +10, +14 cm
- Geschikt voor bijna elk type toilet



➤ **Invacare®**

**H430A/2**

Toiletverhoger

- Onafhankelijk opklapbare armleningen
- In wig instelbaar
- Zelf makkelijk in hoogte in te stellen +6, +10, +14 cm
- Geschikt voor bijna elk type toilet

**Technische gegevens**

	<b>R7738S</b>	<b>R7739</b>	<b>R7741</b>	<b>R7742</b>	<b>R7743</b>	<b>H430/I</b>	<b>H430A/2</b>
Gewicht (kg)	0,5 tot 1,1	5,5	3,8	0,6	3	4,6	7,8
Max. gebruikersgewicht (kg)	135	135	125	125	126	150	150
Hoogte (cm)	30 tot 90		62		42,5	arml. 17	arml. 17
Diepte (cm)		50	77		25 -35		
Bevestigingsplaat Hoogte (cm)			25				
Bevestigingsplaat Breedte (cm)			10				