

INVACARE Rea Clematis Pro e-TILT

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999

Codifica NT 2025

18.09.18.012

12.22.18.012

18.09.18.202

12.22.91.321

18.09.18.205

12.22.91.318

18.09.18.220

(*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

□ SNC0002 INVACARE REA CLEMATIS PRO e-TILT

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ± 10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

□ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Nr. Rep. DM:1979747/R

SCEGLI IL TIPO DI MODELLO

- SNC0002 Clematis Pro E-tilt con basculamento elettrico di serie ◆

SCEGLI IL TIPO DI PROPULSIONE

- SNC0100 Autospinta ruote da 24" ◆
- SNC0110 Da transito ruote da 12" ○

SCEGLI IL TIPO DI TELAIO

- SNC0210 Telaio regolabile in prof. e largh. (distanziatori da 2,5 cm per parte inclusi) ◆

SCEGLI IL TIPO DI SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

- SNC0300 390 mm (410 con distanziatori) ○
- SNC0310 440 mm (460 con distanziatori) ◆
- SNC0320 490 mm (510 con distanziatori) ○
- SNC0330 540 mm (590 con distanziatori) solo con telaio regolabile in prof. e larghezza € 70

PROFONDITA' SEDUTA (Regolabile manulammene di 70 mm)

- SNC0360 Regolabile da 420 a 480 mm (solo per telaio fisso) ◆
- SNC0370 Regolabile da 430 a 500 mm (solo per telaio regolabile) ○

ALTEZZA SEDUTA (Da terra, cuscino escluso)

- SNC0380 400 mm ○
- SNC0390 450 mm ◆

CUSCINO

- SNC0400 Matrx Libra € 629
- SNC0410 Flo-tech contour Visco ○
- SNC0420 Mistral 2 nero in Dartex TR26 ○
- SNC0430 Flo-Shape nero in Dartex TR26 ◆
- SNC0440 Senza cuscino ○

MATRX LIBRA PROFONDITA' DEL CUSCINO

- SNC0450 405 mm ○
- SNC0455 455 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

- SNC0500 Scocca rigida ○
- SNC0510 Tela schienale soft ◆
- SNC0520 Schienale tensionabile Laguna 2 € 90

CUSCINO SCHIENALE

- SNC0530 Nuovo cuscino schienale Laguna 2 nero in Dartex TR26 ◆
- SNC0540 Copertura Lateral nera in Dartex TR26 (solo con schienale tensionabile) ○

MANIGLIONE E MANOPOLE DI SPINTA

- SNC0560 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza ◆
- SNC0570 Maniglione di spinta regolabile in altezza € 100
- SNC0580 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza ○

Movimentazioni elettriche

- SNC0610 Solo basculamento elettrico ◆
- SNC0620 Reclinazione elettrica € 150

Leggere sempre le note a fianco



La version E-tilt non permette di avere il kit per il trasporto in auto

Con la versione a telaio regolabile, la larghezza dei poggiatesta è in continuo

Schienale tensionabile Laguna 2 solo con manopole di spinta collegate

INVACARE Rea Clematis Pro e-TILT

SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIAPIEDI

PORTAPEDANA SINISTRO (Estraibile e girevole)

- ☐ SNC0720 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggia polpaccio imbottito ◆

PORTAPEDANA DESTRO (Estraibile e girevole)

- ☐ SNC0740 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggia polpaccio imbottito ◆

POGGIAPIEDE SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- ☐ SNC0760 Poggia piede fisso solo ribaltabile ○

- ☐ SNC0770 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

POGGIAPIEDE DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- ☐ SNC0780 Poggia piede fisso solo ribaltabile ○

- ☐ SNC0790 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI

BRACCIOLLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- ☐ SNC0800 Bracciolo standard imbottitura stretta Rio ◆

- ☐ SNC0810 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura comfort concava avvolgente € 40

- ☐ SNC0820 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- ☐ SNC0830 Senza bracciolo ○

BRACCIOLLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- ☐ SNC0850 Bracciolo imbottitura stretta Rio ◆

- ☐ SNC0860 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura comfort concava avvolgente € 40

- ☐ SNC0870 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- ☐ SNC0880 Senza bracciolo ○

OPTIONAL

OPTIONAL DEI BRACCIOLI e CUNEO DIVARICATORE

- ☐ SNC0900 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex € 90

- ☐ SNC0910 Cuneo divaricatore € 110

- ☐ SNC0920 Distanziatori braccioli da 25 mm (al posto di quello da 10mm di serie) € 20

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- ☐ SNC1000 Striscia tensionabile aggiuntiva per cuscino schienale Laguna 2 € 30

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- ☐ SNC1100 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con alette parietali € 170

- ☐ SNC1110 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con supporti mandibolari € 210

- ☐ SNC1120 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, lateralmente ed inclinazione ◆

- ☐ SNC1130 Fodera per poggiatesta SNC1100 € 30

- ☐ SNC1200 Pelotta toracale sinistra con supporto dritto € 95

- ☐ SNC1210 Pelotta toracale SX multiregolabile, girevole ed estraibile € 165

- ☐ SNC1220 Pelotta toracale destra con supporto dritto € 95

- ☐ SNC1230 Pelotta toracale DX, multiregolabile girevole ed estraibile € 165

- ☐ SNC1300 Imbottitura poggia piede € 35

COLORE DEL TELAIO

- ☐ SNC1400 Colore beige perlato ◆

ATTACCO RUOTE ANTERIORI

- ☐ SNC1410 Attacco ruote anteriori fisso ◆

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

- ☐ SNC1420 Ruote anteriori 150x30 NERE piene Altezza da 380-450 mm ○

- ☐ SNC1430 Ruote anteriori 200x30 NERE piene Altezza da 450-500 mm ◆

- ☐ SNC1440 Ruote anteriori 200x45 NERE piene Altezza da 450-500 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

DIMENSIONI RUOTE POSTERIORI

- ☐ SNC1500 Ruote posteriori 12 pollici (305 MM), estrazione rapida Solo ruote piene ○

- ☐ SNC1508 Ruote posteriori 22 pollici (560 MM), estrazione rapida, standard ○

- ☐ SNC1520 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, standard ◆

- ☐ SNC1525 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, con freni a tamburo € 210

TIPO DI COPERTONE

- ☐ SNC1530 Nero pneumatico 1"3/8 ◆

- ☐ SNC1540 Pieno nero 1"3/8 ○

TIPO DI CORRIMANO

- ☐ SNC1550 Alluminio ◆

SICUREZZA

- ☐ SNC1560 Copriragghi € 100

TIPO DI FRENO

- ☐ SNC1600 Freno standard ◆


- ☐ SNC1620 Freno a piede per accompagnatore solo con ruote da transito ○

- ☐ SNC1630 Freno per emiplegico sinistra (con ruote autospinta e freni a tamburo) € 190


- ☐ SNC1640 Freno per emiplegico destra (con ruote autospinta e freni a tamburo) € 190

- ☐ SNC1650 Cintura pelvica € 40

- ☐ SNC1660 Dispositivo antiribaltamento ◆




Bracciolo per emiplegico Con. N.T. 18.09.39.030



Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli



Regolazione del centro di gravità grazie al riposizionamento delle ruote posteriori

Freno a piede per accompagnatore solo per la versione a transito con ruote piccole

Cod. NT 2025 per cintura pelvica 18.09.91.015

INVACARE Rea Clematis Pro e-TILT

TIPO DI TAVOLINO

<input type="checkbox"/>	SNC1700	Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti	€ 210
<input type="checkbox"/>	SNC1710	Vassoio completo con kit di montaggio	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNC1720	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu	€ 170
<input type="checkbox"/>	SNC1730	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu	€ 170

IMBOTTITURE

<input type="checkbox"/>	SNC1740	Imbottitura vassoio completo	€ 90
<input type="checkbox"/>	SNC1750	Imbottitura mezzo-tavolino	€ 60

ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	SNC1780	Asta porta flebo (agganciato sul poggiatesta)	€ 75
<input type="checkbox"/>	SNC1790	Dispositivo di bloccaggio per vassoio	€ 15
<input type="checkbox"/>	SNC1800	Kit per montaggio tavolino (se ordinato separatamente)	€ 50

Spazio per le vostre annotazioni e informazioni aggiuntive



Vassoio con imbottitura
Cod. N.T. 1999
18.09.39.172
Cod. N.T. 2025
18.09.91.051



microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato rea.invacareproducts.com

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.