

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999

Codifica NT 2025

18.09.18.012

12.22.18.012

18.09.18.202

12.22.91.321

18.09.18.205

18.09.18.220

(*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

SNB0001 INVACARE REA CLEMATIS PRO

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ± 10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

☐ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ☐ Opzioni senza sovrapprezzo

Nr. Rep. DM:1979747/R

SCEGLI IL TIPO DI MODELLO

- ☐ SNB0001 Clematis Pro ◆

SCEGLI IL TIPO DI PROPULSIONE

- ☐ SNB0100 Autospinta ruote da 24" ◆
- ☐ SNB0110 Da transito ruote da 12" ○

SCEGLI IL TIPO DI TELAIO

- ☐ SNB0200 Telaio fisso (distanziatori da 1 cm per parte inclusi) ○
- ☐ SNB0210 Telaio regolabile in prof. e largh. (distanziatori da 2,5 cm per parte inclusi) € 230

SCEGLI IL TIPO DI SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

- ☐ SNB0300 390 mm (410 con distanziatori e telaio fisso) ○
- ☐ SNB0310 440 mm (460 con distanziatori e telaio fisso) ◆
- ☐ SNB0320 490 mm (510 con distanziatori e telaio fisso) ○
- ☐ SNB0330 540 mm seduta maggiorata € 70

PROFONDITA' SEDUTA (Regolabile manulammnete di 70 mm)

- ☐ SNB0360 Regolabile da 420 a 480 mm (solo per telaio fisso) ◆
- ☐ SNB0370 Regolabile da 430 a 500 mm (solo per telaio regolabile) ○

ALTEZZA SEDUTA (Da terra, cuscino escluso)

- ☐ SNB0380 400 mm ○
- ☐ SNB0390 450 mm ◆

CUSCINO

- ☐ SNB0400 Cuscino Matrx Libra € 629
- ☐ SNB0410 Flo-tech contour Visco ○
- ☐ SNB0420 Mistral 2 nero in Dartex TR26 ○
- ☐ SNB0430 Flo-Shape nero in Dartex TR26 ◆
- ☐ SNB0440 Senza cuscino ○

MATRIX LIBRA PROFONDITA' DEL CUSCINO

- ☐ SNB0450 405 mm ○
- ☐ SNB0455 455 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

- ☐ SNB0500 Scocca rigida ○
- ☐ SNB0510 Tela schienale soft ◆
- ☐ SNB0520 Schienale tensionabile Laguna 2 € 110

CUSCINO SCHIENALE

- ☐ SNB0530 Nuovo cuscino schienale Laguna 2 nero in Dartex TR26 ◆
- ☐ SNB0540 Copertura Lateral nera in Dartex TR26 (solo con schienale tensionabile) ○

MANIGLIONE E MANOPOLE DI SPINTA

- ☐ SNB0560 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza ◆
- ☐ SNB0570 Maniglione di spinta regolabile in altezza € 110
- ☐ SNB0580 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza ○

BASCULAMENTO

- ☐ SNB0600 Basculamento e reclinazione a pistone con leva su manopola ◆

BLOCCO DELL'INCLINAZIONE

- ☐ SNB0630 Bloccaggio del basculamento ◆

Leggere sempre le note a fianco



Regolazione in larghezza in continuo dei poggiamambe

Versione con seduta maggiorata da 540 mm sono con telaio regolabile in larghezza SNB0210



Schienale tensionabile Laguna 2 solo con manopole di spinta collegate

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIAPIEDI

POGGIAGAMBE REGOLABILI

- ☐ SNB0700 Attacco per portapedane standard ◆

PORTAPEDANA SINISTRO (Estraibile e girevole)

- ☐ SNB0720 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito ◆

PORTAPEDANA DESTRO (Estraibile e girevole)

- ☐ SNB0740 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito ◆

POGGIAPIEDE SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- ☐ SNB0760 Poggiapiiede corto fisso con poggiatalloni SX ○

- ☐ SNB0770 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

POGGIAPIEDE DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- ☐ SNB0780 Poggiapiiede corto fisso con poggiatalloni DX ○

- ☐ SNB0790 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI

BRACCIOLLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- ☐ SNB0800 Bracciolo standard imbottitura stretta Rio ◆

- ☐ SNB0810 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura concava avvolgente € 40

- ☐ SNB0820 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- ☐ SNB0830 Senza bracciolo ○

BRACCIOLLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- ☐ SNB0850 Bracciolo imbottitura stretta Rio ◆

- ☐ SNB0860 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura concava avvolgente € 40

- ☐ SNB0870 Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- ☐ SNB0880 Senza bracciolo ○

OPTIONAL

OPTIONAL DEI BRACCIOLI e CUNEO DIVARICATORE

- ☐ SNB0900 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex € 90

- ☐ SNB0910 Cuneo divaricatore (12.22.91.315) € 110

- ☐ SNB0920 Distanziatori braccioli da 25 mm € 20

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- ☐ SNB1000 Striscia tensionabile aggiuntiva per cuscino schienale Laguna 2 € 30

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- ☐ SNB1100 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con alette parietali € 170

- ☐ SNB1110 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con supporti mandibolari € 210

- ☐ SNB1120 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, lareralmente ed inclinazione ◆

- ☐ SNB1130 Fodera per poggiatesta SNB1100 € 30

- ☐ SNB1200 Pelotta toracale sinistra con supporto dritto € 95

- ☐ SNB1210 Pelotta toracale SX multiregolabile, girevole ed estraibile € 165

- ☐ SNB1220 Pelotta toracale destra, girevole ed estraibile € 95

- ☐ SNB1230 Pelotta toracale DX, multiregolabile girevole ed estraibile € 165

- ☐ SNB1300 Imbottitura poggiapiede € 35

COLORE DEL TELAIO

- ☐ SNB1400 Colore beige perlato ◆

ATTACCO RUOTE ANTERIORI

- ☐ SNB1410 Attacco ruote anteriori fisso ◆

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

- ☐ SNB1420 Ruote anteriori 150x30 NERE piene Altezza da 380-450 mm ○

- ☐ SNB1430 Ruote anteriori 200x30 NERE piene Altezza da 450-500 mm ◆

- ☐ SNB1440 Ruote anteriori 200x45 NERE piene Altezza da 450-500 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

DIMENSIONI RUOTE POSTERIORI

- ☐ SNB1500 Ruote posteriori 12 pollici (305 MM), estrazione rapida Solo ruote piene ○

- ☐ SNB1508 Ruote posteriori 22 pollici (560 MM), estrazione rapida, standard ○

- ☐ SNB1510 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, rinforzate € 80

- ☐ SNB1520 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, standard ◆

- ☐ SNB1525 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, con freni a tamburo € 210

TIPO DI COPERTONE

- ☐ SNB1530 Nero pneumatico 1"3/8 ◆


- ☐ SNB1540 Pieno nero 1"3/8 ○

CORRIMANO

- ☐ SNB1550 Corrimano in Alluminio ◆

SICUREZZA

- ☐ SNB1560 Copriragghi Frost € 100



0810



0820

0800

Bracciolo per emiplegico Con. N.T. 18.09.39.030



0900



0920



1000

Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsito dedicato e scopri come adattare gli



1200

1150

1210



1420



1430



1440

Regolazione del centro di gravità grazie al riposizionamento delle ruote posteriori

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

TIPO DI FRENO

<input type="checkbox"/>	SNB1600	Freno standard	◆
<input type="checkbox"/>	SNB1620	Freno a piede per accompagnatore	○
<input type="checkbox"/>	SNB1630	Freno per emiplegico sinistra (con ruote autospinta e freni a tamburo)	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNB1640	Freno per emiplegico destra (con ruote autospinta e freni a tamburo)	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNB1650	Cintura pelvica	€ 40
<input type="checkbox"/>	SNB1660	Dispositivo antiribaltamento	◆
<input type="checkbox"/>	SNB1680	Kit per il trasporto (senza cintura pelvica)	€ 75

Freno a piede per accompagnatore solo per la versione a transito con ruote piccole

Cod. NT 2025 per cintura pelvica
18.09.91.015

TIPO DI TAVOLINO

<input type="checkbox"/>	SNB1700	Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti	€ 210
<input type="checkbox"/>	SNB1710	Vassoio completo con kit di montaggio	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNB1720	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu	€ 170
<input type="checkbox"/>	SNB1730	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu	€ 170



Vassoio con imbottitura
Cod. N.T. 1999
18.09.39.172

Cod. N.T. 2025
18.09.91.051

IMBOTTITURE

<input type="checkbox"/>	SNB1740	Imbottitura vassoio completo	€ 90
<input type="checkbox"/>	SNB1750	Imbottitura mezzo-tavolino	€ 60



ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	SNB1780	Asta porta flebo (agganciato sul poggiatesta)	€ 75
<input type="checkbox"/>	SNB1790	Dispositivo di bloccaggio per vassoio	€ 15

Spazio per le vostre annotazioni e informaioni aggiuntive



microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato rea.invacareproducts.com

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.