

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



□ SNB0001 INVACARE REA CLEMATIS PRO

€ 1.640

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Codifica consigliata in configurazione standard

18.09.21.006 (n.c. 2017)
18.09.18.012
18.09.18.202
18.09.18.205
18.09.18.220

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

□ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Nr. Rep. DM:1979747/R

SCEGLI IL TIPO DI MODELLO

□ SNB0001 Clematis Pro ◆

SCEGLI IL TIPO DI PROPULSIONE

□ SNB0100 Autospinta ruote da 24" ◆

□ SNB0110 Da transito ruote da 12" ○

SCEGLI IL TIPO DI TELAIO

□ SNB0200 Telaio fisso (distanziatori da 1 cm per parte inclusi) ○

□ SNB0210 Telaio regolabile in prof. e largh. (distanziatori da 2,5 cm per parte inclusi) € 230

SCEGLI IL TIPO DI SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

□ SNB0300 390 mm (410 con distanziatori e telaio fisso) ○

□ SNB0310 440 mm (460 con distanziatori e telaio fisso) ◆

□ SNB0320 490 mm (510 con distanziatori e telaio fisso) ○

□ SNB0330 540 mm seduta maggiorata € 70

PROFONDITA' SEDUTA (Regolabile manualmente di 70 mm)

□ SNB0360 Regolabile da 420 a 480 mm (solo per telaio fisso) ◆

□ SNB0370 Regolabile da 430 a 500 mm (solo per telaio regolabile) ○

ALTEZZA SEDUTA (Da terra, cuscino escluso)

□ SNB0380 400 mm ○

□ SNB0390 450 mm ◆

CUSCINO

□ SNB0400 Cuscino Matrx Libra € 629

□ SNB0410 Flo-tech contour Visco ○

□ SNB0420 Mistral 2 nero in Dartex TR26 ○

□ SNB0430 Flo-Shape nero in Dartex TR26 ◆

□ SNB0440 Senza cuscino ○

MATRX LIBRA PROFONDITA' DEL CUSCINO

□ SNB0450 405 mm ○

□ SNB0455 455 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

□ SNB0500 Scocca rigida ○

□ SNB0510 Tela schienale soft ◆

□ SNB0520 Schienale tensionabile Laguna 2 € 110

CUSCINO SCHIENALE

□ SNB0530 Nuovo cuscino schienale Laguna 2 nero in Dartex TR26 ◆

□ SNB0540 Copertura Lateral nera in Dartex TR26 (solo con schienale tensionabile) ○

MANIGLIONE E MANOPOLE DI SPINTA

□ SNB0560 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza ◆

□ SNB0570 Maniglione di spinta regolabile in altezza € 110

□ SNB0580 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza ○

BASCULAMENTO

□ SNB0600 Basculamento e reclinazione a pistone con leva su manopola ◆

BLOCCO DELL'INCLINAZIONE

□ SNB0630 Bloccaggio del basculamento ◆

Leggere sempre le note a fianco



Regolazione in larghezza in continuo dei poggiamambe

Versione con seduta maggiorata da 540 mm sono con telaio regolabile in larghezza SNB0210



Schienale tensionabile Laguna 2 solo con manopole di spinta collegate

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIPIEDI

POGGIAGAMBE REGOLABILI

- SNB0700 Attacco per portapedane standard ◆

PORTAPEDANA SINISTRO (Estraibile e girevole)

- SNB0720 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggia polpaccio imbottito ◆

PORTAPEDANA DESTRO (Estraibile e girevole)

- SNB0740 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggia polpaccio imbottito ◆

POGGIPIEDE SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- SNB0760 Poggia piede corto fisso con poggiatalloni SX ○

- SNB0770 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

POGGIPIEDE DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- SNB0780 Poggia piede corto fisso con poggiatalloni DX ○

- SNB0790 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI

BRACCIOLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- SNB0800 Bracciolo standard imbottitura stretta Rio ◆

- SNB0810 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura concava avvolgente € 40

- SNB0820 Bracciolo per emplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- SNB0830 Senza bracciolo ○

BRACCIOLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- SNB0850 Bracciolo imbottitura stretta Rio ◆

- SNB0860 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura concava avvolgente € 40

- SNB0870 Bracciolo per emplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- SNB0880 Senza bracciolo ○

OPTIONAL

OPTIONAL DEI BRACCIOLI e CUNEO DIVARICATORE

- SNB0900 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex € 90

- SNB0910 Cuneo divaricatore € 110

- SNB0920 Distanziatori braccioli da 25 mm € 20

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- SNB1000 Striscia tensionabile aggiuntiva per cuscino schienale Laguna 2 € 30

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- SNB1100 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con alette parietali € 170

- SNB1110 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con supporti mandibolari € 210

- SNB1120 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, lateralmente ed inclinazione ◆

- SNB1130 Fodera per poggiatesta SNB1100 € 30

- SNB1200 Pelotta toracale sinistra con supporto dritto € 95

- SNB1210 Pelotta toracale sinistra, girevole ed estraibile € 115

- SNB1220 Pelotta toracale destra con supporto dritto € 95

- SNB1230 Pelotta toracale destra, girevole ed estraibile € 115

- SNB1300 Imbottitura poggia piede € 35

COLORE DEL TELAIO

- SNB1400 Colore beige perlato ◆

ATTACCO RUOTE ANTERIORI

- SNB1410 Attacco ruote anteriori fisso ◆

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

- SNB1420 Ruote anteriori 150x30 NERE piene Altezza da 380-450 mm ○

- SNB1430 Ruote anteriori 200x30 NERE piene Altezza da 450-500 mm ◆

- SNB1440 Ruote anteriori 200x45 NERE piene Altezza da 450-500 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

DIMENSIONI RUOTE POSTERIORI

- SNB1500 Ruote posteriori 12 pollici (305 MM), estrazione rapida Solo ruote piene ○

- SNB1510 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, rinforzate € 80

- SNB1520 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, standard ◆

- SNB1525 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, con freni a tamburo € 210

TIPO DI COPERTONE

- SNB1530 Nero pneumatico 1"3/8 ◆


- SNB1540 Pieno nero 1"3/8 ○

CORRIMANO

- SNB1550 Corrimano in Alluminio ◆

SICUREZZA

- SNB1560 Copriragghi Frost € 100




Bracciolo per emplegico Con. N.T. 18.09.39.030



Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli



Regolazione del centro di gravità grazie al riposizionamento delle ruote posteriori

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

TIPO DI FRENO

<input type="checkbox"/>	SNB1600	Freno standard	◆
<input type="checkbox"/>	SNB1620	Freno a piede per accompagnatore	○
<input type="checkbox"/>	SNB1630	Freno per emiplegico sinistra (con ruote autospinta e freni a tamburo)	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNB1640	Freno per emiplegico destra (con ruote autospinta e freni a tamburo)	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNB1650	Cintura pelvica	€ 40
<input type="checkbox"/>	SNB1660	Dispositivo antiribaltamento	◆
<input type="checkbox"/>	SNB1680	Kit per il trasporto (senza cintura pelvica)	€ 75

Freno a piede per accompagnatore solo per la versione a transito con ruote piccole

TIPO DI TAVOLINO

<input type="checkbox"/>	SNB1700	Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti	€ 210
<input type="checkbox"/>	SNB1710	Vassoio completo con kit di montaggio	€ 190
<input type="checkbox"/>	SNB1720	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu	€ 170
<input type="checkbox"/>	SNB1730	Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu	€ 170



Vassoio con imbottitura
Cod. N.T. 18.09.39.172

IMBOTTITURE

<input type="checkbox"/>	SNB1740	Imbottitura vassoio completo	€ 90
<input type="checkbox"/>	SNB1750	Imbottitura mezzo-tavolino	€ 60



ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	SNB1780	Asta porta flebo (agganciato sul poggiatesta)	€ 75
<input type="checkbox"/>	SNB1790	Dispositivo di bloccaggio per vassoio	€ 15

Spazio per le vostre annotazioni e informaioni aggiuntive



microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato rea.invacareproducts.com

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.