

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999

Codifica NT 2025

18.09.18.012

12.22.18.012

18.09.18.202

12.22.91.321

18.09.18.205

18.09.18.220

(* verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

□ SNB0001 INVACARE REA CLEMATIS PRO

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

□ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Nr. Rep. DM:1979747/R

SCEGLI IL TIPO DI MODELLO

□ SNB0001 Clematis Pro ◆

SCEGLI IL TIPO DI PROPULSIONE

□ SNB0100 Autospinta ruote da 24" ◆

□ SNB0110 Da transito ruote da 12" ○

SCEGLI IL TIPO DI TELAIO

□ SNB0200 Telaio fisso (distanziatori da 1 cm per parte inclusi) ○

□ SNB0210 Telaio regolabile in prof. e largh. (distanziatori da 2,5 cm per parte inclusi) € 230

SCEGLI IL TIPO DI SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

□ SNB0300 390 mm (410 con distanziatori e telaio fisso) ○

□ SNB0310 440 mm (460 con distanziatori e telaio fisso) ◆

□ SNB0320 490 mm (510 con distanziatori e telaio fisso) ○

□ SNB0330 540 mm seduta maggiorata € 70

PROFONDITA' SEDUTA (Regolabile manulammete di 70 mm)

□ SNB0360 Regolabile da 420 a 480 mm (solo per telaio fisso) ◆

□ SNB0370 Regolabile da 430 a 500 mm (solo per telaio regolabile) ○

ALTEZZA SEDUTA (Da terra, cuscino escluso)

□ SNB0380 400 mm ○

□ SNB0390 450 mm ◆

CUSCINO

□ SNB0400 Cuscino Matrx Libra € 629

□ SNB0410 Flo-tech contour Visco ○

□ SNB0420 Mistral 2 nero in Dartex TR26 ○

□ SNB0430 Flo-Shape nero in Dartex TR26 ◆

□ SNB0440 Senza cuscino ○

MATRIX LIBRA PROFONDITA' DEL CUSCINO

□ SNB0450 405 mm ○

□ SNB0455 455 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

□ SNB0500 Scocca rigida ○

□ SNB0510 Tela schienale soft ◆

□ SNB0520 Schienale tensionabile Laguna 2 € 110

CUSCINO SCHIENALE

□ SNB0530 Nuovo cuscino schienale Laguna 2 nero in Dartex TR26 ◆

□ SNB0540 Copertura Lateral nera in Dartex TR26 (solo con schienale tensionabile) ○

MANIGLIONE E MANOPOLE DI SPINTA

□ SNB0560 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza ◆

□ SNB0570 Maniglione di spinta regolabile in altezza € 110

□ SNB0580 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza ○


BASCULAMENTO

□ SNB0600 Basculamento e reclinazione a pistone con leva su manopola ◆

BLOCCO DELL' INCLINAZIONE

□ SNB0630 Bloccaggio del basculamento ◆

Leggere sempre le note a fianco



Regolazione in larghezza in continuo dei poggiambe

Versione con seduta maggiorata da 540 mm sono con telaio regolabile in larghezza SNB0210



Schienale tensionabile Laguna 2 solo con manopole di spinta collegate

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIPIEDI

POGGIAGAMBE REGOLABILI

- SNB0700 Attacco per portapedane standard ◆

PORTAPEDANA SINISTRO (Estraibile e girevole)

- SNB0720 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito ◆

PORTAPEDANA DESTRO (Estraibile e girevole)

- SNB0740 Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito ◆

POGGIPIEDE SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- SNB0760 Poggia piede corto fisso con poggiatalloni SX ○

- SNB0770 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

POGGIPIEDE DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE

- SNB0780 Poggia piede corto fisso con poggiatalloni DX ○

- SNB0790 Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo ◆

SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI

BRACCIOLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- SNB0800 Bracciolo standard imbottitura stretta Rio ◆

- SNB0810 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura concava avvolgente € 40

- SNB0820 Bracciolo per emplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- SNB0830 Senza bracciolo ○

BRACCIOLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)

- SNB0850 Bracciolo imbottitura stretta Rio ◆

- SNB0860 Bracciolo regolabile in altezza, nuova imbottitura concava avvolgente € 40

- SNB0870 Bracciolo per emplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) € 125

- SNB0880 Senza bracciolo ○

OPTIONAL

OPTIONAL DEI BRACCIOLI e CUNEO DIVARICATORE

- SNB0900 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex € 90

- SNB0910 Cuneo divaricatore (12.22.91.315) € 110

- SNB0920 Distanziatori braccioli da 25 mm € 20

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- SNB1000 Striscia tensionabile aggiuntiva per cuscino schienale Laguna 2 € 30

SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE

- SNB1100 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con alette parietali € 170

- SNB1110 Poggiatesta reg.le in altezza, prof., incl., lateralmente con supporti mandibolari € 210

- SNB1120 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, lareralmente ed inclinazione ◆

- SNB1130 Fodera per poggiatesta SNB1100 € 30

- SNB1200 Pelotta toracale sinistra con supporto dritto € 95

- SNB1210 Pelotta toracale sinistra, girevole ed estraibile € 115

- SNB1220 Pelotta toracale destra con supporto dritto € 95

- SNB1230 Pelotta toracale destra, girevole ed estraibile € 115

- SNB1300 Imbottitura poggia piede € 35

COLORE DEL TELAIO

- SNB1400 Colore beige perlato ◆

ATTACCO RUOTE ANTERIORI

- SNB1410 Attacco ruote anteriori fisso ◆

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

- SNB1420 Ruote anteriori 150x30 NERE piene Altezza da 380-450 mm ○

- SNB1430 Ruote anteriori 200x30 NERE piene Altezza da 450-500 mm ◆

- SNB1440 Ruote anteriori 200x45 NERE piene Altezza da 450-500 mm ○

SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

DIMENSIONI RUOTE POSTERIORI

- SNB1500 Ruote posteriori 12 pollici (305 MM), estrazione rapida Solo ruote piene ○

- SNB1510 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, rinforzate € 80

- SNB1520 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, standard ◆

- SNB1525 Ruote posteriori 24 pollici (610 MM), estrazione rapida, con freni a tamburo € 210

TIPO DI COPERTONE

- SNB1530 Nero pneumatico 1"3/8 ◆



- SNB1540 Pieno nero 1"3/8 ○

CORRIMANO

- SNB1550 Corrimano in Alluminio ◆

SICUREZZA

- SNB1560 Copriragghi Frost € 100




Bracciolo per emplegico Con. N.T. 18.09.39.030



Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli



Regolazione del centro di gravità grazie al riposizionamento delle ruote posteriori

INVACARE Rea Clematis Pro Configurata

TIPO DI FRENO

| | | | |
|--------------------------|---------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | SNB1600 | Freno standard | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SNB1620 | Freno a piede per accompagnatore | ○ |
| <input type="checkbox"/> | SNB1630 | Freno per emiplegico sinistra (con ruote autospinta e freni a tamburo) | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1640 | Freno per emiplegico destra (con ruote autospinta e freni a tamburo) | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1650 | Cintura pelvica | € 40 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1660 | Dispositivo antiribaltamento | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | SNB1680 | Kit per il trasporto (senza cintura pelvica) | € 75 |

Freno a piede per accompagnatore solo per la versione a transito con ruote piccole

Cod. NT 2025 per cintura pelvica
18.09.91.015

TIPO DI TAVOLINO

| | | | |
|--------------------------|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | SNB1700 | Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1710 | Vassoio completo con kit di montaggio | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1720 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1730 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inclu | € 170 |



Vassoio con imbottitura
Cod. N.T. 1999
18.09.39.172

Cod. N.T. 2025
18.09.91.051

IMBOTTITURE

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | SNB1740 | Imbottitura vassoio completo | € 90 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1750 | Imbottitura mezzo-tavolino | € 60 |



ACCESSORI

| | | | |
|--------------------------|---------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | SNB1780 | Asta porta flebo (agganciato sul poggiatesta) | € 75 |
| <input type="checkbox"/> | SNB1790 | Dispositivo di bloccaggio per vassoio | € 15 |

Spazio per le vostre annotazioni e informaioni aggiuntive



microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato rea.invacareproducts.com

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.