

INVACARE Rea Clematis PRO Stock Flo-shape

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999

Codifica NT 2025

18.09.18.012

12.22.18.012

18.09.18.202

12.22.91.321

18.09.18.205

18.09.18.220

(*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

INVACARE REA CLEMATIS PRO Stock

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

PORTATA MASSIMA 135 KG

Nr. Rep. DM:1979747/R

AUTOSPINTA - RUOTE POSTERIORI NERE PIENE DA 24"

- DV1673850 Clematis Pro Stock Hard Back flo-shape 390 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1673851 Clematis Pro Stock Hard Back flo-shape 440 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1673871 Clematis Pro Stock Hard Back flo-shape 490 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○

DA TRANSITO - RUOTE POSTERIORI NERE PIENE DA 12"

- DV1673872 Clematis Pro Stock Hard Back flo-shape 390 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1673885 Clematis Pro Stock Hard Back flo-shape 440 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○
- DV1673886 Clematis Pro Stock Hard Back flo-shape 490 mm (+20mm con distanziali braccioli) ○

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio fisso ◆
- Profondità seduta da 420 mm a 480mm, regolabile di 60 mm ◆
- Altezza seduta da terra 400 mm (escluso cuscino) ◆
- Cuscino sedile sagomato Flo-Shape, rivestito in Dartex colore nero TR26 ◆
- Cuscino seduta: 405 x 535 mm (L390 mm) - 455 x 535 mm (L440 mm) - 505 x 535 mm (L490 mm) ◆
- Scocca schienale rigida, rimovibile e regolabile in altezza in continuo ◆
- Cuscino schienale Laguna2, sagomato, rimovibile, rivestito in Dartex nero ◆
- Manopole di spinta separate, regolabili in altezza ◆
- Basculamento seduta (25°, da -1° a +24°) e inclinazione schienale (30°) reg.li pneumaticamente ◆
- Portapedane elevabili con poggipolpaccio multiregolabile e proteggi ginocchia imbottiti ◆
- Poggiapiedi articolati (regolabili in altezza, profondità ed inclinazione con striscia ferma t ◆
- Braccioli imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e profondità ◆
- Distanziali per estensione larghezza seduta + 10 mm per parte (già montati) ◆
- Poggianuca rivestito in Dartex, regolabile in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione ◆
- Colore telaio CHAMPAGNE ◆
- Ruote anteriori piene 200x30 NERE (8") ◆
- Antiribaltamento (dx e sx) dinamico pieghevole internamente ◆

ACCESSORI (forniti separatamente)

- AP1663114 Cuneo divaricatore reg.le in altezza (12.22.91.315) € 105
- AP1552651 Pelotta toracale SX reg.le in altezza e profondità € 95
- AP1552652 Pelotta toracale DX reg.le in altezza e profondità € 95
- AP1648803 Bracciolo per emiplegico sx € 115
- AP1648804 Bracciolo per emiplegico dx € 115
- AP1570748 Vassoio regolabile 390 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 (18.09.91.051) € 185
- AP1570749 Vassoio regolabile 440 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 (18.09.91.051) € 185
- AP1570775 Vassoio regolabile 490 mm con kit di montaggio + Blocco AP1572460 (18.09.91.051) € 205
- AP1572460 Dispositivo di blocco per vassoio € 25
- AP1440897 Asta portaflebo € 90
- AP1667779 Imbottiture per spondine laterali (paio) € 100

Leggere sempre le note a fianco

