

# INVACARE Rea Dahlia 30°

## Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

## Dati Utente

Nome &amp; Cognome

Indirizzo

Email

Telefono

Codifica consigliata in configurazione standard



| Codifica NT 1999 | Codifica NT 2025 |
|------------------|------------------|
| 18.09.39.021     | 12.27.04.003     |
| 18.09.39.036     | 12.27.91.021     |
| 18.09.39.027     | 12.27.91.024     |
| 18.09.39.133     | 12.27.91.036     |
| 18.09.39.136     | 12.27.91.039     |
| 18.09.39.006     | 16.09.39.012     |
| 18.09.39.103     |                  |

(\*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

## ❑ BVA0010 INVACARE REA DAHLIA 30

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Nr. Rep. DM: 118953/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

❑ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

### SCEGLI IL MODELLO BASE

#### TIPO DI PROPULSIONE

❑ BVA0020 Transito con freni a tamburo ◆

❑ BVA0030 Autosportiva con freni stazionamento ○

#### LARGHEZZA SEDUTA

❑ BVA0050 390 mm (S) regolabile in larghezza ○

❑ BVA0060 440 mm (M) regolabile in larghezza ◆

❑ BVA0070 490 mm (L) regolabile in larghezza ○

#### BASE SEDUTA ALLARGATA DI...

❑ BVA0080 + 50 mm ○

❑ BVA0090 + 100 mm ○

❑ BVA0100 Seduta non allargata ◆

#### PROFONDITA' SEDUTA

❑ BVA0110 Seduta regolabile in profondità 430-500 mm ◆

#### ALTEZZA SEDUTA (da terra - cuscino escluso)

❑ BVA0120 330 mm (ruote post. 16" e 20") ○

❑ BVA0130 350 mm (ruote post. 22", 20" e 16") ○

❑ BVA0140 380 mm (ruote post. 20") ○

❑ BVA0150 400 mm (ruote post. 22" e 20") ○

❑ BVA0160 430 mm (ruote post. 24" e 22") ○

❑ BVA0170 450 mm (ruote post. 24" e 16") ◆

❑ BVA0180 480 mm (ruote post. 16") ○

❑ BVA0190 500 mm (ruote post. 20" e 16") ○

#### LIMITAZIONI ANGOLO SEDUTA

❑ BVA0200 Basculamento positivo 10° (-25°) ○

❑ BVA0210 Basculamento positivo 20° (-30°) ○

❑ BVA0220 Basculamento positivo 30° ◆

#### LIMITAZIONI ANGOLO DI RECLINAZIONE

❑ BVA0225 Reclinazione schienale ridotta a 10° ○

❑ BVA0227 Reclinazione schienale ridotta a 20° ○

❑ BVA0230 Reclinazione schienale 30° ◆

#### ANGOLO SEDUTA

❑ BVA0240 Basculamento con angolo negativo (-1° + 29°) ○

#### CUSCINO

❑ BVA0260 Mistral 2, Dartex TR26 ○

❑ BVA0270 Flo-Shape con ULTRA FRESH, in Dartex TR26 ○

❑ BVA0272 Flo-Shape con ULTRA FRESH, in ciniglia TR35 € 50

❑ BVA0274 Flo-Shape con ULTRA FRESH, in spacer TR36 € 50

❑ BVA0290 Flo-Shape XTRA, in Dartex TR26 ◆

❑ BVA0320 Senza cuscino ○

#### SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

❑ BVA0360 Tubi diritti per Flex 3 e sistema Posturale Matr ◆

❑ BVA0370 Giunto tubi schienale allargato + 50 mm. ○

#### TIPO DI SCHIENALE

❑ BVA0430 Scocca rigida Flex 3 regolabile in altezza, allargabile e allungabile ○

❑ BVA0440 Tensionabile Flex 3 regolabile in altezza, allargabile e reversibile ◆

❑ BVA0445 Tensionabile Flex 3+ reg.le in H, allargabile e reversibile € 200

❑ BVA0450 Tubi senza schienale ○

#### SCHIENALE FLEX ALLARGATO DI... (pre regolazioni eseguite dalla casa madre)

❑ BVA0460 Flex 3 + 50 mm ○

❑ BVA0470 Flex 3 + 100 mm ○

❑ BVA0480 Schienale non allargato ◆

#### CUSCINO SCHIENALE

❑ BVA0490 Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) ○

❑ BVA0492 XL Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) ○

❑ BVA0495 Low Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) altezza 43 cm ○

❑ BVA0497 XL Low Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) altezza 43 cm ○

❑ BVA0500 Laguna, sagomato con contenimento ergonomico laterale ◆

❑ BVA0510 Mistral 2, sagomato con contenimento ergonomico laterale sui fianchi ○

❑ BVA0520 Passad 2, sagomato con contenimento delle spalle ○

❑ BVA0550 Senza cuscino schienale ○

Leggere sempre le note a fianco

Ruote da transito da 16" con freni a tamburo  
Ruote autosportiva con freni di stazionamento possibili da 20", 22", 24". Ruota da 20" non possibile con freni a tamburo.

Braccioli già spostati lateralmente sulla base seduta allargata.

+ 50: larghezza del cuscino come larghezza seduta  
+ 100 solo versione con ruote da 18" e larghezza del cuscino + 50 mm rispetto alla larghezza seduta

Per tutte le informazioni di compatibilità tra Altezza seduta / Diametro ruote post / Diametro ruote ant / Basculamento / Reclinazione Schienale fare riferimento alla tabella presente sul nostro sito:

<http://www.invacare.it/rea-dahlia-ma-45dahlit>  
Cuscino Flo-Shape Ultrafresh antibatterico  
Cuscino Flo-Shape Xtra posturale & modulare. Per la scelta degli elementi andare al Punto 9.

Giunto tubi allargato 50 mm solo con seduta allargata (+50/+100 mm) e schienale Flex 3 scocca rigida.

Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matr**

# INVACARE Rea Dahlia 30°

|                                                                                         |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIVESTIMENTO DEL CUSCINO SCHIENALE</b>                                               |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0560 | Fodera cuscino ciniglia/felpato, colore nero TR25                                | € 50  | Poggiatesta regolabili della linea <b>Rea e Matrx</b><br>Cod. N.T. 18.09.39.030<br><br>Cod. N.T. 2025<br>18.09.39.003                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0570 | Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26                                       | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0575 | Fodera cuscino in Black Spacer, colore nero TR36                                 | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MANIGLIONE e MANIGLIE DI SPINTA</b>                                                  |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0580 | Maniglione di spinta regolabile in altezza                                       | € 110 | Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148<br><br>Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0590 | Manopole di spinta separate e regolabili in altezza                              | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0600 | Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza                             | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BASCULAMENTO</b>                                                                     |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0620 | Basculamento a pistone con leva su manopola                                      | ◆     | Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli                                                |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0630 | Autobasculamento di 10° con leva su bracciolo fisso                              | € 120 |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0632 | Autobasculamento di 10° con leva su bracciolo standard                           | € 120 |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RECLINAZIONE</b>                                                                     |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0640 | Reclinazione schienale con pistone a gas                                         | ◆     | Pedana centrale Cod. N.T. 18.09.39.033                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0660 | Reclinazione schienale meccanica con madrevite                                   | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIAPIEDI</b>                                           |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0670 | Centrale c/poggiapolpaccio sagomato a contenimento laterale e poggiapiedi divisi | € 350 |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>POSIZIONAMENTO SUPPORTO PORTAPEDANE</b>                                              |         |                                                                                  |       |                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0680 | Posizione bassa, standard                                                        | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0690 | Posizione alta, + 50 mm rispetto standard                                        | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0692 | Attacco portapedana 90°                                                          | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PORTA PEDANA SINISTRO ESTRAIBILE E GIREVOLE</b>                                      |         |                                                                                  |       | Per i poggiapiedi articolati altezza regolabile da 330 a 390 mm pedana/base sedile                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0700 | Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito             | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0710 | Ad angolo fisso 80°                                                              | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0720 | Ad angolo fisso 90°                                                              | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0730 | Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità                | € 120 | Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0740 | Senza portapedane Sx                                                             | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PORTA PEDANA DESTRO ESTRAIBILE E GIREVOLE</b>                                        |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0750 | Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito             | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0760 | Ad angolo fisso 80°                                                              | ○     | Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0770 | Ad angolo fisso 90°                                                              | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0780 | Supporto per amputato regolabile in altezza, inclinazione, profondità            | € 120 |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0790 | Senza portapedane Dx                                                             | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>POGGIAPIEDI SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE</b>            |         |                                                                                  |       | Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0805 | Poggiapiede Unico articolato                                                     | € 180 |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0815 | Fisso, ribaltabile lateralmente                                                  | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0825 | Articolato, regolabile in inclinazione e profondità                              | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>POGGIAPIEDI DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE</b>              |         |                                                                                  |       | Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0835 | Fisso, ribaltabile lateralmente                                                  | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0845 | Articolato, regolabile in inclinazione e profondità                              | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LUNGHEZZA TUBO (solo con portapedana fissa 80° o 90°)</b>                            |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0855 | Tubo corto 24 cm                                                                 | ○     | Bracciolo per emiplegico Con. N.T. 18.09.39.030                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0865 | Tubo lungo 36 cm                                                                 | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI</b>                                                      |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BRACCIOLLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (secondo norme ISO)</b> |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0900 | Bracciolo imbottitura stretta Rio                                                | ○     | Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0910 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard                            | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0915 | Bracciolo alto (+55mm) regolabile in altezza, imbottitura standard               | € 35  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0920 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito)      | € 35  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0925 | Bracciolo concavo Sx                                                             | € 50  | Bracciolo per emiplegico Con. N.T. 18.09.39.030                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0930 | Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)              | € 120 |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0950 | Senza bracciolo Sx                                                               | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BRACCIOLLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (secondo norme ISO)</b>   |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0960 | Bracciolo imbottitura stretta Rio                                                | ○     | Necessaria spondina rinforzata per bracciolo per emiplegico                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0970 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard                            | ◆     |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0975 | Bracciolo alto (+55mm) regolabile in altezza, imbottitura standard               | € 35  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0980 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito)      | € 35  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0985 | Bracciolo concavo Dx                                                             | € 50  | Bracciolo per emiplegico Con. N.T. 18.09.39.030                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA0990 | Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)              | € 120 |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1010 | Senza bracciolo Dx                                                               | ○     |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OPTIONAL</b>                                                                         |         |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OPTIONAL DEI BRACCIOLI</b>                                                           |         |                                                                                  |       | Cuneo Divacatore<br>Cod. NT 2025<br>18.09.91.003                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1015 | Spondina rinforzata                                                              | € 30  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1020 | Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex                             | € 45  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1025 | Copertura imbottita bracciolo in Ciniglia TR35                                   | € 45  |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OPTIONAL DELLA SEDUTA</b>                                                            |         |                                                                                  |       | Cuneo Divacatore<br>Cod. NT 1999<br>18.09.39.157                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1050 | Kit Estensione seduta (2 piatti)                                                 | € 50  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1040 | Cuneo divaricatore                                                               | € 110 |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1060 | Spessore di 2 cm per rialzo                                                      | € 55  |                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                | BVA1070 | Livella riferimento basculamento                                                 | € 35  |                                                                                                                                                                                                              |

# INVACARE Rea Dahlia 30°

## OPTIONAL DELLO SCHIENALE

### POGGIATESTA

|                          |         |                                                                                   |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | BVA1080 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette  | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | BVA1090 | Fodera per poggiatesta                                                            | € 30  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1100 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con support | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1081 | Solo imbottitura MatrX Elan Standard (254 mm / 10")                               | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1082 | Solo imbottitura MatrX Elan Standard (355 mm / 14")                               | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1083 | Solo imbottitura MatrX Elan Occipitale (229 mm / 9")                              | € 180 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1084 | Solo imbottitura MatrX Elan Occipitale (305 mm / 12")                             | € 180 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1085 | Solo imbottitura MatrX Elan 4 punti ( 229 x 177 mm 9" x 7")                       | € 270 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1086 | Solo imbottitura MatrX Elan 4 punti ( 280 x 254 11" x 10")                        | € 270 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1087 | Supporto standard per imbottitura MatrX Elan                                      | € 250 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1088 | Supporto esteso per imbottitura MatrX Elan                                        | € 280 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1089 | Supporto MatrX Loxx per imbottitura MatrX Elan                                    | € 250 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1110 | Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione                        | € 115 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1130 | Kit di 2 levette per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti)            | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | BVA1140 | Pelotta toracale sinistra multiregolabile con supporto dritto                     | € 115 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1150 | Pelotta toracale destra multiregolabile con supporto dritto                       | € 115 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1160 | Pelotta toracale sinistra multiregolabile con supporto piegato in alto            | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1170 | Pelotta toracale destra multiregolabile con supporto piegato in alto              | € 135 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1180 | Pelotta toracale sinistra con supporto dritto                                     | € 70  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1190 | Pelotta toracale destra con supporto dritto                                       | € 70  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1220 | Pelotta toracale SX multiregolabile, girevole ed estraibile                       | € 165 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1230 | Pelotta toracale DX, multiregolabile girevole ed estraibile                       | € 165 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1265 | Imbottiture laterali con velcro per schienale, paio                               | € 40  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1280 | Cunei per sagomatura schienale (paio)                                             | € 25  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1300 | Livella di riferimento reclinazione schienale                                     | € 35  |


Poggiatesta regolabili della linea **Rea e MatrX**  
Cod. N.T. 18.09.39.030

Cod. N.T. 2025  
18.09.39.003

Con l'imbottitura Elan è obbligatorio scegliere anche il tipo di supporto

Pelotte toracali Cod. N.T. 18.09.39.148

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo di pelotte e poggiatesta e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli accessori in più di 70 video  
<http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>



### OPTIONAL DEI POGGIAPIEDI

|                          |         |                                                 |       |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | BVA1310 | Prolunga poggiapiede sinistra                   | € 20  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1320 | Prolunga poggiapiede destra                     | € 20  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1330 | Striscia ferma polpacci (per poggiapiedi unico) | ○     |
| <input type="checkbox"/> | BVA1340 | Imbottitura poggiapiede                         | € 35  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1350 | Fascia unica imbottita per poggia polpaccio     | € 55  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1351 | Bodypoint cavigliera Large                      | € 230 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1352 | Bodypoint cavigliera media                      | € 230 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1353 | Bodypoint cavigliera piccola                    | € 230 |

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare MatrX**

Cinturino ferma piedi  
Cod. NT 2025  
18.09.91.042

### COLORE DELLE STRISCE DEL TELAIO

|                          |         |                        |   |
|--------------------------|---------|------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BVA1360 | Blu                    | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1370 | Argento                | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1380 | Rosso                  | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1390 | Champagne              | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1400 | Verde petrolio         | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1405 | Senza strisce colorate | ○ |

### SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

#### FISSAGGIO RUOTE ANTERIORI

|                          |         |                              |      |
|--------------------------|---------|------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | BVA1410 | Fisse                        | ◆    |
| <input type="checkbox"/> | BVA1420 | Sistema ad estrazione rapida | € 50 |

#### TIPO RUOTE ANTERIORI

|                          |         |                                            |                       |   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BVA1435 | Ruote anteriori 100x27 NERE SOFTROLL 4"    | Altezza da 330-350 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1440 | Ruote anteriori 125x27 NERE piene medie 5" | Altezza 350 mm        | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1455 | Ruote anteriori 140x45 NERE morbide        | Altezza da 380-450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1475 | Ruote anteriori 150x30 NERE piene MEDIE    | Altezza da 380-450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1495 | Ruote anteriori 200x32 NERE piene          | Altezza da 450-500 mm | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1505 | Ruote anteriori 200x32 NERE pneumatiche    | Altezza da 450-500 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1515 | Ruote anteriori 200x45 NERE piene          | Altezza da 450-500 mm | ○ |

#### POSIZIONE RUOTE POSTERIORI

|                          |         |                                |                  |   |
|--------------------------|---------|--------------------------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BVA1534 | Posizione standard             |                  | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1538 | Posizione più attiva possibile | Quando possibile | ○ |

# INVACARE Rea Dahlia 30°

## SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

### DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

|                          |         |                                                |                  |   |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BVA1545 | Ruote posteriori 16 pollici, fisse             | Solo ruote piene | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1555 | Ruote posteriori 20 pollici, estrazione rapida |                  | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1565 | Ruote posteriori 22 pollici, estrazione rapida |                  | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1575 | Ruote posteriori 24 pollici, estrazione rapida |                  | ○ |

### TIPO RUOTA POSTERIORE

|                          |         |                                                                             |  |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | BVA1582 | Standard (mozzo nero, cerchione grigio, raggi zincati)                      |  | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | BVA1584 | Rinforzati (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)          |  | € 110 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1586 | Con freni a tamburo (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio) |  | ○     |
| <input type="checkbox"/> | BVA1588 | Monoguida (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)           |  | € 350 |

### TIPO DI COPERTONE

|                          |         |                                |  |   |
|--------------------------|---------|--------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | BVA1605 | Nero pneumatico 1"3/8          |  | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1625 | Pieno nero 1"3/8               |  | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1640 | Pneumatico Low Pfofile nero 1" |  | ○ |

### CORRIMANO

|                          |         |                               |  |   |
|--------------------------|---------|-------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | BVA1650 | Alluminio                     |  | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BVA1660 | Rivestito in plastica 4 punti |  | ○ |

### SICUREZZA

|                          |         |                                                                        |  |       |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | BVA1720 | Freni utilizzati dall'utente                                           |  | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | BVA1725 | Freno per emiplegico sinistra (con ruote autospinta e freni a tamburo) |  | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1727 | Freno per emiplegico destra (con ruote autospinta e freni a tamburo)   |  | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1728 | Freni a Tamburo per ruote ad autospinta                                |  | € 220 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1730 | Cintura pelvica                                                        |  | € 40  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1731 | Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione media                 |  | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1732 | Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione larga                 |  | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1733 | Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione media                 |  | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1734 | Bodypoint 4 punti a estrazione larga                                   |  | € 190 |


### ACCESSORI

|                          |         |                                                                                   |  |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | BVA1750 | Vassoio completo con kit di montaggio                                             |  | € 200 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1755 | Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti                    |  | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1756 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inc |  | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1757 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato inc |  | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1760 | Imbottitura vassoio                                                               |  | € 90  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1765 | Cunei laterali imbottiti per vassoio                                              |  | € 60  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1770 | Vassoio ribaltabile                                                               |  | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1775 | Vassoio ribaltabile con poggiaomiti imbottito                                     |  | € 230 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1780 | Dispositivo di bloccaggio per vassoio                                             |  | € 15  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1850 | Ganci per bretellaggio sui braccioli (paio)                                       |  | € 35  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1860 | Ganci per bretellaggio schienale superiore                                        |  | € 35  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1890 | Ganci per il trasporto                                                            |  | € 60  |
| <input type="checkbox"/> | BVA1900 | Porta ventilatore / concentratore Ossigeno                                        |  | € 350 |
| <input type="checkbox"/> | BVA1920 | Asta porta flebo                                                                  |  | € 95  |

### XTRA MOULAR SYSTEM (elementi posturali, venduti separatamente)

|                          |         |                                          |  |                        |
|--------------------------|---------|------------------------------------------|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1487164 | Supporto per obliquità pelvica           |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487166 | Cuscino in gel fluido                    |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487161 | Allineatore per anca (pezzo singolo)     |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487160 | Cuneo adduttore laterale (pezzo singolo) |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487163 | Cuneo abduttore standard                 |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487162 | Cuneo abduttore alto                     |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487158 | Cunei angolari (paio)                    |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487155 | Cunei laterali (paio)                    |  | prezzo come da LISTONE |
| <input type="checkbox"/> | 1487157 | Cuneo frontale (pezzo singolo)           |  | prezzo come da LISTONE |

Ruote posteriori con sistema ad estrazione rapida di serie per autospinta. Ruote posteriori da 16" sono combinabili solo con pneumatici pieni.



Cinghia pettorale  
Cod. NT 2025  
12.27.91.027

Cinghia pelvica  
Cod. NT 2025  
12.27.91.030

Cinghia con bretellaggio  
Cod. NT 2025  
12.27.91.033




Vassoio con imbottitura  
Cod. N.T. 18.09.39.172

Tavolino  
Cod. NT 2025  
12.27.91.051



Spazio per le vostre annotazioni e informaioni aggiuntive



## microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato [rea.invacareproducts.com](http://rea.invacareproducts.com)

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.