

# INVACARE Rea Dahlia Base 45°

## Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

## Dati Utente

Nome &amp; Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



L'immagine può differire dalla configurazione standard



Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999

Codifica NT 2025

18.09.39.021  
18.09.39.036  
18.09.39.027  
18.09.39.133  
18.09.39.136  
18.09.39.006  
18.09.39.103

12.27.04.003

(\*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

## ❑ BXE0011 INVACARE REA DAHLIA BASE 45

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Nr. Rep. DM: 1189535/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

❑ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

### SCEGLI IL MODELLO BASE

❑ BXE0020 Transito con freni a tamburo (solo piene) ◆

❑ BXE0035 Autospinta freni stazionamento ○

### SCEGLI IL TIPO DI SEDUTA

#### LARGHEZZA SEDUTA

❑ BXE0050 390 mm (S) reg.le in larghezza ○

❑ BXE0060 440 mm (M) reg.le in larghezza ◆

❑ BXE0070 490 mm (L) reg.le in larghezza ○

#### BASE SEDUTA ALLARGATA DI...

❑ BXE0080 + 50 mm ○

❑ BXE0090 + 100 mm ○

❑ BXE0100 Seduta non allargata ◆

#### PROFONDITA' SEDUTA (Regolabile manulamente di 70 mm)

❑ BXE0110 Regolabile da 430 a 500 mm ◆

#### ALTEZZA SEDUTA (Da terra, cuscino escluso)

❑ BXE0130 380 mm (possibile con ruote 22", 20" e 16") ○

❑ BXE0160 450 mm (possibile con ruote 24", 22") ○

❑ BXE0170 480 mm (possibile con ruote post. 24" e 16") ◆

❑ BXE0180 500 mm (possibile con ruote post. da 16") ○

#### BASCULAMENTO DELLA SEDUTA SETTATO A:

❑ BXE0200 Basculamento seduta da 0° a + 45° ◆

❑ BXE0210 Base della seduta regolabile manualmente in profondità (70 mm) ◆

❑ BXE0280 Senza cuscino ◆

### SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

❑ BXE0320 Tubi diritti senza schienale ◆

❑ BXE0330 Giunto tubi schienale allargato + 50 mm. DA SEGNARE PER SCHIENALI MATRX ○

❑ BXE0340 Giunto tubi schienale non allargato ◆

❑ BXE0410 Tubi senza schienale ◆

#### MANOPOLE DI SPINTA

❑ BXE0540 Maniglione di spinta regolabile in altezza € 110

❑ BXE0550 Manopole di spinta separate e regolabili in altezza ◆

❑ BXE0560 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza, senza supporto per poggiatesta ○

❑ BXE0570 Manopole di spinta collegate e regolabili in altezza, con supporto per poggiatesta ○

#### BASCULAMENTO

❑ BXE0580 Basculamento a pistone con leva su manopola ◆

❑ BXE0595 Basculamento e reclinazione elettrici € 1.250

#### RECLINAZIONE SCHIENALE

❑ BXE0600 Reclinazione schienale con pistone a gas € 600

❑ BXE0620 Reclinazione schienale meccanica con madrevite ◆

### Leggere sempre le note a fianco

Ruote da transito da 16" con freni a tamburo  
Ruote autospinta con freni di stazionamento possibili



CLICCA I PULSANTI INTERATTIVI

Configura la carrozzina alle esigenze dell'utente  
e Comfort e posizionamento  
e Più 80 accessori da scegliere

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| 380mm | 16" | 45 |
|       | 20" | 45 |
| 450mm | 22" | 30 |
|       | 22" | 45 |
| 480mm | 24" | 45 |
|       | 16" | 45 |
| 500mm | 24" | 45 |
|       | 16" | 45 |



Giunto tubi schienale allargato + 50 mm.  
BXE0330



Manopole di spinta separate e regolabili in altezza. BXE0550

# INVACARE Rea Dahlia Base 45°

## SCEGLI IL TIPO DI PEDANE E POGGIPIEDI

|                                                                                        |         |                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0630 | Centrale con poggiapolpaccio sagomato a contenimento laterale e poggiapiedi divisi | € 350 |
| <b>POSIZIONAMENTO SUPPORTO PORTAPEDANE</b>                                             |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0640 | Posizione bassa, standard                                                          | ◆     |
| <b>PORTAPEDANA SINISTRO (Estraibile e girevole)</b>                                    |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0660 | Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito               | € 165 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0670 | Ad angolo fisso 80°                                                                | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0700 | Senza portapedane Sx                                                               | ○     |
| <b>PORTAPEDANA DESTRO (Estraibile e girevole)</b>                                      |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0710 | Elevabile 0°- 80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito               | € 165 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0720 | Ad angolo fisso 80°                                                                | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0750 | Senza portapedane Dx                                                               | ○     |
| <b>POGGIPIEDI UNICO REGOLABILE IN ALTEZZA</b>                                          |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0770 | Articolato, regolabile in inclinazione, profondità con tubo lungo                  | € 220 |
| <b>POGGIPIEDE SINISTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE</b>            |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0790 | Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo corto                 | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0810 | Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo                 | ○     |
| <b>POGGIPIEDE DESTRO REGOLABILE IN ALTEZZA CON CINTURINO FERMATALLONE</b>              |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0830 | Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo corto                 | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0850 | Articolato, regolabile in inclinazione e profondità con tubo lungo                 | ○     |
| <b>SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI</b>                                                     |         |                                                                                    |       |
| <b>BRACCIOLO SINISTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)</b> |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0870 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard                              | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0880 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga                                 | € 35  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0885 | Imbottitura concava, Sx                                                            | € 50  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0890 | Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)                | € 120 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0910 | Senza bracciolo Sx                                                                 | ○     |
| <b>BRACCIOLO DESTRO CON SISTEMA ANTI ESTRAZIONE INVOLONTARIA (SECONDO NORME ISO)</b>   |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0930 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura standard                              | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0940 | Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga                                 | € 35  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0945 | Imbottitura concava, Dx                                                            | € 50  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0950 | Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)                | € 120 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0970 | Senza bracciolo dx                                                                 | ○     |
| <b>OPTIONAL</b>                                                                        |         |                                                                                    |       |
| <b>OPTIONAL</b>                                                                        |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE0980 | Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex                               | € 40  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1000 | Cuneo divaricatore                                                                 | € 130 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1300 | Imbottitura poggiapiede                                                            | € 30  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1030 | Senza livella riferimento basculamento                                             | ◆     |
| <b>SCEGLI GLI OPTIONAL DELLO SCHIENALE</b>                                             |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1040 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette p | € 250 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1060 | Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti | € 250 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1050 | Fodera per poggiatesta BXA10140                                                    | € 30  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1070 | Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione                         | € 190 |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1090 | Kit di 2 levette per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti)             | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1260 | Livella di riferimento reclinazione schienale                                      | € 35  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1290 | Striscia ferma polpacci (per poggiapiedi unico)                                    | ○     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1300 | Imbottitura poggiapiede                                                            | € 35  |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1310 | Fascia unica imbottita per poggiapolpaccio                                         | € 55  |
| <b>SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO</b>                                                     |         |                                                                                    |       |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1350 | Champagne                                                                          | ◆     |
| <input type="checkbox"/>                                                               | BXE1365 | Senza strisce colorate                                                             | ○     |

Per i poggiapiedi articolati altezza regolabile da 330 a 390 mm pedana/base sedile.

Per scoprire di più sul nostro ampio catalogo pedane e tutti gli altri accessori collegati al microsite dedicato e scopri come adattare gli accessori in più di 70 video <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>



Bracciolo regolabile in altezza, imbottitura larga (solo ruote da transito). BXE0880




Imbottitura standard BXE0870

Imbottitura per emiplegico BXE0890



Imbottitura per spondine laterali BXE0980



Poggiatesta con alette parietali BXE1040



Poggiatesta con supporti mandibolari BXE1060

# INVACARE Rea Dahlia Base 45°

## SCEGLI IL TIPO DI RUOTE ANTERIORI

### FISSAGGIO RUOTE ANTERIORI

|                          |         |                              |      |
|--------------------------|---------|------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1370 | Fisse                        | ◆    |
| <input type="checkbox"/> | BXE1380 | Sistema ad estrazione rapida | € 50 |

### TIPO DI RUOTE ANTERIORI

|                          |         |                                            |                       |   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BXE1400 | Ruote anteriori 125x27 NERE piene medie 5" | Altezza 350 mm        | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1415 | Ruote anteriori 140x45 NERE morbide        | Altezza da 380-450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1435 | Ruote anteriori 150x30 NERE piene MEDIE    | Altezza da 380-450 mm | ○ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1475 | Ruote anteriori 200x45 NERE piene          | Altezza da 450-500 mm | ○ |

### TIPO RUOTA POSTERIORE

|                          |         |                                                                             |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1542 | Standard (mozzo nero, cerchione grigio, raggi zincati)                      | ◆     |
| <input type="checkbox"/> | BXE1544 | Rinforzati (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)          | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1546 | Con freni a tamburo (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio) | € 200 |

## SCEGLI IL TIPO DI RUOTE POSTERIORI

### TIPO DI COPERTONE

|                          |         |                       |   |
|--------------------------|---------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BXE1565 | Nero pneumatico 1"3/8 | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1585 | Pieno nero 1"3/8      | ○ |

### TIPO DI CORRIMANO

|                          |         |                               |   |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | BXE1610 | Alluminio per ruote da 24"    | ◆ |
| <input type="checkbox"/> | BXE1620 | Rivestito in plastica 4 punti | ○ |

## SICUREZZA

|                          |         |                                                                                   |       |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1680 | Freni utilizzati dall'utente (scegliere solo in caso ruote 16" o freni a tamburo) | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1690 | Cintura pelvica                                                                   | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1691 | Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione media                            | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1692 | Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione large                            | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1693 | Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione media                            | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1694 | Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione large                            | € 190 |

## ACCESSORI

|                          |         |                                                                                    |       |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | BXE1710 | Vassoio completo con kit di montaggio                                              | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1715 | Vassoio completo con kit di montaggio e imbottiture per gomiti                     | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1716 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato incl | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1717 | Mezzo-tavolino per emiplegico trasparente, ribaltabile con bracciolo dedicato incl | € 170 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1730 | Vassoio ribaltabile                                                                | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1735 | Vassoio ribaltabile con poggiaomiti imbottito                                      | € 230 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1720 | Imbottitura vassoio                                                                | € 90  |
| <input type="checkbox"/> | BXE1725 | Cunei laterali imbottiti per vassoio                                               | € 60  |
| <input type="checkbox"/> | BXE1740 | Dispositivo di bloccaggio per vassoio                                              | € 15  |
| <input type="checkbox"/> | BXE1820 | Ganci per bretellaggio schienale superiore (solo con poggiatesta REA)              | € 35  |
| <input type="checkbox"/> | BXE1850 | Ganci per il trasporto                                                             | € 60  |
| <input type="checkbox"/> | BXE1860 | Porta ventilatore / concentratore Ossigeno                                         | € 350 |
| <input type="checkbox"/> | BXE1880 | Asta porta flebo (solo con poggiatesta REA)                                        | € 95  |

Spazio per le vostre annotazioni e informazioni aggiuntive



## microsite PassiveSolutions

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri tutto il catalogo accessori illustrato con più di 70 video sul nuovo microsite dedicato

<https://www.invacare.it/it/carrozze-manuali/carrozze-re-a/invacare-re-a-dahlia-carrozzina-posturale-basculante>



Poggianuca  
BXE1070

A seconda dell'altezza seduta da terra viene definito il diametro delle ruote anteriori. Diametro ruote anteriori da 200 possono non essere compatibili con

Ruote posteriori con sistema ad estrazione rapida di serie per autospinata. Ruote posteriori da 16" sono combinabili solo con pneumatici pieni.



Vassoio con imbottitura  
BXE1710+BXE1720



Porta ventilatore /  
concentratore  
Ossigeno BXE1070



Ganci per bretellaggio schienale  
superiore (solo con poggiatesta REA)  
BXE1820

Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International. Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.