

# AVIVA RX 40

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

num telefono \_\_\_\_\_



- JBF0001 AVIVA RX40 Portata MAX 136 Kg, motori 4 poli, 120A power module

Prezzo al pubblico

€ 4.950

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

- JBF0002 AVIVA RX40 HD Portata MAX 160 Kg, motori 4 poli, 120A power module  
SOLO in versione BASE LARGA (da 635mm con monoforcella)

€ 5.100

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

- JBX1300 AVIVA RX40 Costruzione Speciale



Quotazione su richiesta

Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.009

12.24.03.115

12.24.06.163

12.24.06.172

12.24.06.175

18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 1940580/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

## Configurazione di serie

Seduta Modulite fissa

Basculamento elettrico 20°

Pacchetto performance Power Module da 120 Ah

Braccioli a T regolabili in altezza e asportabili

Pedane 80° separate e poggiatesta con cinturino

Comando con elettronica di ultima generazione Invacare LiNX programmabile in bluetooth

SOSPENSIONI indipendenti e regolabili CTC - Control Traction Comfort

Ruote anteriori da 9"

Ruote motrici da 14"

Motori 4 poli da 10 Km/h, opzionale 12 Km/h

Batterie da 60 Ah sigillate al GEL e caricabatteria OptiCharge da 8Ah

Parafanghi sulle ruote posteriori

Portata fino a 160 Kg (Versione HD)

Ingombro da 560 mm

## Larghezza telaio

- JBF2810 Base stretta 560 mm ◆

- JBF2830 Base larga 635 mm (con monoforcella, JBF2631) Obbligatoria per HD

€ 260

## TIPO SEDUTA

### PUNTO 1- Seduta Modulite fissa (per la seduta telescopica saltare direttamente al punto 2)

- JBF2105 Seduta modulite standard ◆

## Larghezza seduta Modulite Fissa

- JBF2121 380 mm allargabile + 50mm con braccioli ○

- JBF2122 430 mm allargabile + 50mm con braccioli ◆

## Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...

- JBF2132 410 mm ○

- JBF2134 460 mm ◆

- JBF2136 510 mm ○

## Completa la seduta con cuscini e schienali

- JBF2141 Cuscino standard € 50

- JBF2142 MatrX Flo-tech Lite € 130

- JBF2143 MatrX Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg) € 100

- JBF2147 MatrX Libra € 629

- JBF2144 MatrX Vi € 629

- JBF2140 senza cuscino ○

Leggere sempre le note a fianco



LiNX

Invacare LiNX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Base telescopica con larghezza regolabile a 330/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Con braccioli rientranti la larghezza seduta per la modulite telescopica può essere ridotta fino a un minimo di 330. Profondità seduta regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta. MatrX Flo-tech Lite fino a 100kg peso utente MatrX



# AVIVA RX 40

## Scegli i tubi dello schienale per Modulite fissa

<input type="checkbox"/>	JBF2161	Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2171	Schienale Tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2176	Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2178	Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 850
<input type="checkbox"/>	JBF2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali	○

## Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrx

<input type="checkbox"/>	JBF2151	Tessuto nero in Nylon	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2155	Tessuto nero Spacer (solo matrx e Laguna)	○

## Scegli il tipo di bracciolo

<input type="checkbox"/>	JBF2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBF2198	Braccioli totalmente imbottiti	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBF2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○

## Scegli il tipo di imbottitura

<input type="checkbox"/>	JBF2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBF2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBF2199	Imbottitura morbida	€ 70

## Poggiatesta

<input type="checkbox"/>	JBF1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 165
<input type="checkbox"/>	JBF1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBF1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBF2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBF2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBF2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	JBF1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30



Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex.

Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta.

Poggiatesta posturale Elan  
Cod N.T. 18.09039.027  
Supporti per anca multiregolabili

## Basculamento

<input type="checkbox"/>	JBF1091	Meccanico da 0° a 15°	○
<input type="checkbox"/>	JBF1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°	◆

## Altezze seduta senza cuscino e a 0°

<input type="checkbox"/>	JBF2857	435 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2858	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBF2859	485 mm	○

## TIPO SEDUTA

SE COMPILATO PUNTO 1 (MODULITE FISSA), PASSARE DIRETTAMENTE AL PUNTO 3

## PUNTO 2- Seduta Modulite Telescopica

<input type="checkbox"/>	JBF2111	Base rigida telescopica	€ 220
--------------------------	---------	-------------------------	-------

## Scegli larghezza seduta Modulite telescopica pre-impostata di fabbrica a...

<input type="checkbox"/>	JBF2121	380 mm + 50 mm con braccioli	○
<input type="checkbox"/>	JBF2122	430 mm + 50 mm con braccioli	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2123	480 mm + 50 mm con braccioli	○
<input type="checkbox"/>	JBF2124	530 mm + 50 mm con braccioli	○

## Allargamento giunti schienale

<input type="checkbox"/>	JBF2106	Allargamento tubi schienale + 25,4 mm per lato	€ 50
--------------------------	---------	--	------

## Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...

<input type="checkbox"/>	JBF2132	410 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBF2134	460 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2136	510 mm	○

## Completa la seduta con cuscini e schienali

<input type="checkbox"/>	JBF2142	Matrx Flo-tech Lite	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBF2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg)	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBF2147	Matrx Libra	€ 629
<input type="checkbox"/>	JBF2144	Matrx Vi	€ 629
<input type="checkbox"/>	JBF2140	senza cuscino	○

## Tubi dello schienale per Modulite telescopica

<input type="checkbox"/>	JBF2163	Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione	○
<input type="checkbox"/>	JBF2162	Tubi schienale lunghi 540 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione per Flex3 e Matrx	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2108	Senza manopole	○



E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrx. Scarica su [www.invacare.it](http://www.invacare.it) o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

# AVIVA RX 40

Tipo di schienale			
<input type="checkbox"/>	JBF2171	Schienale Tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2179	Schienale Flex3 tensionabile senza cuscino	€ 250
<input type="checkbox"/>	JBF2172	Schienale Flex3 scocca rigida senza cuscino	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBF2173	Schienale Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna	€ 250
<input type="checkbox"/>	JBF2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2176	Matrx Elite E2 Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input type="checkbox"/>	JBF2178	Matrx Elite E2 Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 850
<input type="checkbox"/>	JBF2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali	○
Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrx			
<input type="checkbox"/>	JBF2151	Tessuto nero	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2152	Dartex nero	○
<input type="checkbox"/>	JBF2155	Tessuto nero Spacer (solo matrx e Laguna)	○
Scegli il tipo di bracciolo			
<input type="checkbox"/>	JBF2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBF2198	Braccioli totalmente imbottiti	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBF2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	JBF2193	Braccioli FlipUp ribaltabili regolabili in altezza e angolazione	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBF2192	Braccioli a compensazione regolabili in altezza da 230 a 300 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBF2194	Braccioli a compensazione regolabili in altezza da 300 a 360 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	JBF2190	Senza braccioli	○
Scegli il tipo di imbottitura			
<input type="checkbox"/>	JBF2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBF2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBF2199	Imbottitura morbida	€ 70
Supporto per anca DX			
<input type="checkbox"/>	JBF2184	Supporto per anca 140 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBF2186	Supporto per anca 230 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBF2188	Supporto per anca 330 x 100	€ 200
Supporto per anca SX			
<input type="checkbox"/>	JBF2185	Supporto per anca 140 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBF2187	Supporto per anca 230 x 100	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBF2189	Supporto per anca 330 x 100	€ 200
Prolunga supporto per anca			
<input type="checkbox"/>	JBF2164	Standard altezza 155 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBF2165	Standard altezza 206 mm	○
Poggiatesta			
<input type="checkbox"/>	JBF1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 165
<input type="checkbox"/>	JBF1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBF1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	JBF2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBF2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	JBF2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	JBF1496	Aggancio per poggiatesta su schienale Flex3 rigido	€ 30
<input type="checkbox"/>	JBF1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30
Pelotte toracali			
<input type="checkbox"/>	JBF1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili in profondità, altezza, inclinazione rivestite in Dartex	€ 210
Basculamento modulate telescopica			
<input type="checkbox"/>	JBF1091	Basculamento meccanico 0° - 15°	○
<input type="checkbox"/>	JBF1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità	€ 650
<input type="checkbox"/>	JBF1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione	€ 1.500
<input type="checkbox"/>	JBF2052	Basculamento elettrico da 0° a 50° (peso max utente 136 kg)	NEW € 750
<input type="checkbox"/>	JBF2053	Elevazione di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 45° (peso max utente 136 kg)	NEW € 1.750
Altezze seduta			
<input type="checkbox"/>	JBA2857	435mm	◆
<input type="checkbox"/>	JBA2858	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	JBA2859	485 mm	○



Lo schienale Flex3 è allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta. Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato <http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>

Codice di rimborso consigliato **18.09.39.018** per schienale Flex3 in combinazione con cuscino Matrx Libra o Matrx VI

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maniera indipendente sulle guide laterali. Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla base della seduta, senza cuscino.

I braccioli a T rientranti permettono di arrivare ad una larghezza seduta pediatrica di soli 33 cm

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex.

Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta.

Poggiatesta posturale Elan  
Cod. N.T. 18.09039.027  
Supporti per anca multiregolabili  
Cod. N.T. 18.09.39.139 al paio

Schienale tensionabile di serie (2171) non disponibile con basculamento superiore ai 30°.

# AVIVA RX 40

## PUNTO 3 - Da completare dopo aver compilato il PUNTO 1 o PUNTO 2

Reclinazione schienale		
<input type="checkbox"/>	JBF0975	Reclinazione schienale meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)
<input type="checkbox"/>	JBF0977	Reclinazione schienale elettrica da 0° a 30°
Portapedana unica centrale		
<input type="checkbox"/>	JBF0556	Portapedana unica centrale manuale regolabile in inclinazione lungh. 280 - 385 mm
<input type="checkbox"/>	JBF0589	LNX portapedana unica centrale elettrico a compensazione
<input type="checkbox"/>	JBF0559	Poggiapiedi articolato per portapedana unico centrale (140 x 240 mm)
Portapedana doppia		
<input type="checkbox"/>	JBF0526	Pedane ad angolo fisso a 80° 350-450 mm
<input type="checkbox"/>	JBF0503	Elevabili mecc. con chiave da 70° a 0° Vari F senza poggiapolpacci 290-460 mm
<input type="checkbox"/>	JBF0533	Elevabili mecc. con pomello da 70° a 0° Vari A con poggiapolpacci 290 - 460 mm
<input type="checkbox"/>	JBF0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggiapolpacci articolati 290- 460 mm
Poggiapiedi		
<input type="checkbox"/>	JBF0512	Poggiapiedi ribaltabili regolabili in altezza
<input type="checkbox"/>	JBF0504	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione)
<input type="checkbox"/>	JBF0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati)
Elettronica Linx, comando per utente		
<input type="checkbox"/>	JBF2204	Comando REM216 = 3 profili di guida + fino a 6 ATTUATORI + luci e frecce
<input type="checkbox"/>	JBF2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth
<input type="checkbox"/>	JBF2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth
<input type="checkbox"/>	JBF2270	Selettori laterali per REM400
<input type="checkbox"/>	JBF1707	Supporto snodabile a DX
<input type="checkbox"/>	JBF1708	Supporto snodabile a SX
<input type="checkbox"/>	JBF1709	Supporto MatrX Resolve in/out a DX
<input type="checkbox"/>	JBF1710	Supporto MatrX Resolve in/out a SX
<input type="checkbox"/>	JBF2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile (solo REM500)
<input type="checkbox"/>	JBF2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile (solo REM500)
<input type="checkbox"/>	JBF2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX
<input type="checkbox"/>	JBF2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX
<input type="checkbox"/>	JBF2227	Montato dietro per accompagnatore a DX
<input type="checkbox"/>	JBF2228	Montato dietro per accompagnatore a SX
Comando per accompagnatore		
<input type="checkbox"/>	JBF2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro
<input type="checkbox"/>	JBF2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX
<input type="checkbox"/>	JBF2259	Per accompagnatore a DX
<input type="checkbox"/>	JBF1208	Per accompagnatore a SX
<input type="checkbox"/>	JBF1221	Supporto montato a DX, sganciabile
<input type="checkbox"/>	JBF1222	Supporto montato a SX, sganciabile
Doppio comando		
<input type="checkbox"/>	JBF2231	Doppio comando compatto CR400
<input type="checkbox"/>	JBF2232	Doppio comando compatto Low Force CR400
<input type="checkbox"/>	JBF2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile
<input type="checkbox"/>	JBF2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile
<input type="checkbox"/>	JBF2265	Montato centralmente, ribaltabile a DX
<input type="checkbox"/>	JBF2266	Montato centralmente, ribaltabile a SX
Comando a mento		
<input type="checkbox"/>	JBF2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)
<input type="checkbox"/>	JBF1289	Supporto apribile lateralmente a DX solo con poggiatesta Elan
<input type="checkbox"/>	JBF1288	Supporto apribile lateralmente a SX solo con poggiatesta Elan
<input type="checkbox"/>	JBF1287	Supporto elettrico DX
<input type="checkbox"/>	JBF1286	Supporto elettrico SX
Comando occipitale		
<input type="checkbox"/>	JBF2230	Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard
<input type="checkbox"/>	JBF2247	Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton
Tavolino a 4 sensori di prossimità		
<input type="checkbox"/>	JBF2257	Tavolino centrale con sensori di prossimità (ASL 106) dim. 360x180
<input type="checkbox"/>	JBF2275	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a DX
<input type="checkbox"/>	JBF2276	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a SX

Portapedana unica centrale manuale solo con modilite telescopica. A seconda della configurazione potrebbe andare in conflitto con gli accessori della seduta, i braccioli, ruote anteriori etc

Accertarsi sempre con il personale Invacare della compatibilità.

ATTENZIONE: il portapedana unico centrale elettrico a compensazione LNX può andare in conflitto con le ruote anteriori con alcune configurazioni, come per esempio nella versione a base stretta o con basculamento a zero gradi.

Rimane inalterata la possibilità di appoggiare i piedi per terra nel trasferimento, ma durante la movimentazione è necessario basculare la seduta o usare l'elevazione.




Accertarsi sempre con il personale Invacare



Dettaglio comando touch screen REM400 con selettori laterali

Comando a mento solo in combinazione con poggiatesta ELAN

# AVIVA RX 40

Mini joystick e comando HD							
<input type="checkbox"/>	JBF2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 3.400				
<input type="checkbox"/>	JBF2240	Comando HD proporzionale (ASL 133) con pulsante	€ 2.000				
<input type="checkbox"/>	JBF2285	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	○				
<input type="checkbox"/>	JBF2286	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○				
<input type="checkbox"/>	JBF2283	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 500				
<input type="checkbox"/>	JBF2284	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 500				
<input type="checkbox"/>	JBF2287	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 550				
<input type="checkbox"/>	JBF2288	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 550				
Pulsantiera esterna							
<input type="checkbox"/>	JBF2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 500				
<input type="checkbox"/>	JBF2217	Pulsantiera montata a DX	◆				
<input type="checkbox"/>	JBF2218	Pulsantiera montata a SX	○				
<input type="checkbox"/>	JBF2291	Pulsantiera montata a DX per accompagnatore	€ 150				
<input type="checkbox"/>	JBF2218	Pulsantiera montata a SX per accompagnatore	€ 150				
Presca USB							
<input type="checkbox"/>	JBF2253	Presca USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF2207	Montato a destra	○				
<input type="checkbox"/>	JBF2208	Montato a sinistra	○				
Telecomando stop remoto							
<input type="checkbox"/>	JBF2258	Telocomando per spegnimento a distanza	€ 800				
Modulo di interfaccia IN 200							
<input type="checkbox"/>	JBF2273	IN200 Modulo di interfaccia per pulsante esterno on/off + control inputs via DB9	€ 250				
Pulsanti Buddy Buttons							
<input type="checkbox"/>	JBF1685	Pulsante rotondo rosso	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1686	Pulsante rotondo giallo	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1687	Pulsante rotondo verde	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1690	Pulsante rotondo blu	€ 110				
Pulsante a uovo							
<input type="checkbox"/>	JBF2254	Pulsante a uovo nero	€ 110				
Pulsanti piko							
<input type="checkbox"/>	JBF1711	Pulsante Piko rosso	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1712	Pulsante Piko giallo	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1713	Pulsante Piko verde	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1714	Pulsante Piko arancione	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1715	Pulsante Piko blu	€ 110				
<input type="checkbox"/>	JBF1716	Pulsante Piko nero	€ 110				
Pomelli bodypoint per comando							
<input type="checkbox"/>	JBF2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75				
<input type="checkbox"/>	JBF2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75				
<input type="checkbox"/>	JBF2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75				
<input type="checkbox"/>	JBF2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75				
<input type="checkbox"/>	JBF2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	€ 70				
Scegli il colore delle carene							
<input type="checkbox"/>	JBF2871	Nero antracite		<input type="checkbox"/>	JBB2874	Blu mercurio	
<input type="checkbox"/>	JBF2872	Argento		<input type="checkbox"/>	JBB2875	Viola mezzanotte	
<input type="checkbox"/>	JBF2873	Rosso bengala		<input type="checkbox"/>	JBX0299	Colore speciale	
Scegli il colore dei cerchi							
<input type="checkbox"/>	JBF2882	Nero antracite		<input type="checkbox"/>	JBB2885	Blu mercurio	
<input type="checkbox"/>	JBF2883	Argento		<input type="checkbox"/>	JBB2886	Viola mezzanotte	
<input type="checkbox"/>	JBF2884	Rosso bengala		<input type="checkbox"/>	JBX0287	Colore speciale	
Forcelle							
<input type="checkbox"/>	JBF2631	Monoforcella	€ 90				
<input type="checkbox"/>	JBF2632	Doppia forcella	○				
Ruote anteriori nere							
<input type="checkbox"/>	JBF0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) pneumatica	◆				
<input type="checkbox"/>	JBF0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) piena	€ 90				
<input type="checkbox"/>	JBF0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) antiforatura con GEL	€ 90				
Bloccaggio ruote anteriori							
<input type="checkbox"/>	JBF1490	Bloccaggio ruote anteriori	€ 150				
Ruote posteriori nere							
<input type="checkbox"/>	JBF0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumatiche	◆				
<input type="checkbox"/>	JBF0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene	€ 90				
<input type="checkbox"/>	JBF0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con GEL	€ 90				
Freni ruote posteriori							
<input type="checkbox"/>	JBF1206	Freni manuali ruote posteriori	€ 80				



Bloccaggio ruota non compatibile con parafango

# AVIVA RX 40

Sospensioni CTC - Control Traction Comfort			
<input type="checkbox"/>	JBF2870	Sospensioni CTC	◆
Sospensioni CTC - Control Traction Comfort			
<input type="checkbox"/>	JBF1910	Sospensioni CTC Morbide fino a 70 Kg	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1912	Sospensioni CTC Medie fino a 90 Kg	○
<input type="checkbox"/>	JBF1911	Sospensioni CTC Rigide fino a 110 Kg	○
	JBF1915	Sospensioni CTC Dure fino a 136 Kg	○
Sospensioni CTC - Control Traction Comfort versione HD			
	JBF1916	Sospensione per peso max utente 160 Kg	◆
Motori			
<input type="checkbox"/>	JBF1282	Motori 4 poli 6 km/h	○
<input type="checkbox"/>	JBF1283	Motori 4 poli 10 km/h	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1224	Motori 4 poli Ultra High speed 12 km/h	€ 185
Batterie			
<input type="checkbox"/>	JBF1259	Batterie da 60 Ah sigillate al GEL	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1260	Batterie da 73,5 Ah sigillate al GEL	€ 210
G-Trac			
<input type="checkbox"/>	JBF1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	 € 850
<input type="checkbox"/>	JBF1343	Caricabatterie OptiCharge da 8A (IP44)	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1313	Caricabatterie OptiCharge da 10A (IP44) - tempo di ricarica 20% inferiore	€ 150
Antiribaltamento			
<input type="checkbox"/>	JBF1205	Antiribaltamento	◆
Luci			
<input type="checkbox"/>	JBF1437	Luci al LED (30 LUX)	◆
<input type="checkbox"/>	JBF2837	Luci al LED Extra Bright (60 LUX)	€ 200
Accessori			
<input type="checkbox"/>	JBF1244	Salicordoli	€ 190
<input type="checkbox"/>	JBF1450	Preparazione per la Docking station	€ 190
<input type="checkbox"/>	JBF1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1494	4 Ganci ancoraggio trasporto persona. Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	JBF1401	6 Ganci ancoraggio trasporto persona con Lifter Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 250
<input type="checkbox"/>	JBF1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata sullo schienale	€ 60
<input type="checkbox"/>	JBF2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	€ 85
<input type="checkbox"/>	JBF2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 150
<input type="checkbox"/>	JBF2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 150
<input type="checkbox"/>	JBF2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBF2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBF2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBF2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 130
<input type="checkbox"/>	JBF1415	Specchietto retrovisore DX	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBF1339	Specchietto retrovisore SX	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBF2128	Ganci portatutto per seduta Modulite	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBF1312	Porta bastone montato a destra montato sul lato opposto con doppio comando	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBF1363	Porta bastone montato a sinistra montato sul lato opposto con doppio comando	€ 50
<input type="checkbox"/>	JBF1416	Parafanghi neri per ruote anteriori	€ 70
<input type="checkbox"/>	JBF1417	Parafanghi neri per ruote posteriori	◆
<input type="checkbox"/>	JBF1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	JBF1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340

Il tipo di batteria NON incide sulle dimensioni della carrozzina

## microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

[www.invacare.it](http://www.invacare.it) e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

© 2017 Invacare International S&I All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.