

# INVACARE TDX SP2 wide base

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

num telefono



IMPORTANTE:  
SPECIFICARE PESO UTENTE



Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.009  
12.24.03.115  
12.24.06.163  
12.24.06.172  
12.24.06.175  
18.09.39.021

Nr. Rep. DM: 95419/R

Prezzo al pubblico

- |   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| <input type="checkbox"/>  | ARH0000 | INVACARE TDX SP2 Wide Base - Base Larga  | € 6.890 |
| <i>La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆</i> |         |  |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH0071 | INVACARE TDX SP2 LOW RIDER - Versione per guida in auto<br>Elevazione & Basculamento elettrico da 0° a 30° OBBLIGATORIO (€ 1700) | € 7.430 |
| <input type="checkbox"/>  |         | INVACARE TDX SP2 Wide Base Costruzione Speciale  |         |



Quotazione su richiesta

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

## Configurazione di serie

**Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità.**

Seduta Innovativa **Modulite Rigida**

Schienale Posturale **Flex3 tensionabile**

Cuscino posturale **Invacare Matrx Libra**

Comando con **elettronica di ultima generazione Invacare LINX** programmabile in bluetooth

Luci a LED, fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse

Motori **10 km/h a 4 poli 340W doppia coppia** & sistema ammortizzazione **Sure Step & Stability Lock**

Batterie da **73 Ah** sigillate al GEL

Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A

### (1) Completa la seduta della carrozzina

- |   |         |  |                          |         |                          |         |
|---|---------|--|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>  | ARH2100 | Seduta Innovativa Modulite Telescopica   | <input type="checkbox"/> | ARH2111 | versione Modulite Rigida | ◆       |
| (1b) Scegli la lunghezza del profilo per la profondità della seduta                   |         |  |                          |         |                          |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2129 | Profili standard   |                          |         |                          | ◆       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2130 | Profili allungati per profondità seduta 560 mm   |                          |         |                          | € 60    |
| (1c) Scegli la larghezza seduta (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)       |         |  |                          |         |                          |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2121 | 380 mm. Fino a 330 con braccioli rientranti internamente   |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2122 | 430 mm   |                          |         |                          | ◆       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2123 | 480 mm   |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2124 | 530 mm   |                          |         |                          | ○       |
| (1d) Scegli l'altezza da terra (dalla seduta al pavimento senza cuscino)              |         |  |                          |         |                          |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH0354 | 450 mm con basculamento 20°  |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH0364 | 475 mm   |                          |         |                          | ◆       |
| (1e) Scegli la profondità seduta  |         |  |                          |         |                          |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2132 | 410 mm   |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2134 | 460 mm   |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2136 | 510 mm   |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2138 | 560 mm (solo con cuscino Matrx Flo-tech contour 560mm x 535mm)   |                          |         |                          | ○       |
| (1f) Scegliere cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio) |         |  |                          |         |                          |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2142 | Matrx Flo-tech Lite  |                          |         |                          | € 130   |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2143 | Matrx Flo-tech Contour Visco   |                          |         |                          | ○       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2147 | Cuscino posturale Invacare Matrx Libra  |                          |         |                          | ○       |
| <b>(2) Movimentazioni e accessori posturali delle sedute</b>                          |         |  |                          |         |                          |         |
| <input type="checkbox"/>  | ARH1095 | Basculamento elettrico da 0° a 20° versione HD   |                          |         |                          | € 350   |
| <input type="checkbox"/>  | ARH1093 | Basculamento elettrico da 0° a 30° solo per seduta modulite  |                          |         |                          | ◆       |
| <input type="checkbox"/>  | ARH1094 | Elevazione & Basculamento elettrico da 0° a 30°  |                          |         |                          | € 1.700 |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2052 | Basculamento elettrico da 0° a 50° (peso max utente 136 kg)  |                          |         | NEW                      | € 400   |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2053 | Elevazione & Basculamento elettrico da 0° a 45° (peso max utente 136 Kg)   |                          |         | NEW                      | € 1.950 |
| <input type="checkbox"/>  | ARH2054 | Basculamento attivo di 5°. Anteriorizza l'angolo di 5° per facilitare il trasferimento                                     |                          |         |                          | € 200   |

Leggere sempre le note a fianco



**Invacare LINX** è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

Profili da 410 a 510 mm per la versione std e da 510 a 560 mm per la versione allungata

Invacare Matrx Libra grazie alla combinazione tra la base in schiuma e la sacca in fluido a doppio strato permette di ottenere un cuscino che offra ancora più supporto e ancora più comfort.

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrx. Scarica su [www.invacare.it](http://www.invacare.it) o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Con perno fisso, per peso utente oltre i 136 Kg, altezza minima da terra 450mm. Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione in lunghezza - Altezza min da terra 475 mm



# INVACARE TDX SP2 wide base

(2a) Scegli gli accessori posturali per la seduta

<input type="checkbox"/>	ARH1350	Poggianuca sagomato copertura con Rivestimento TR26	€ 170
<input type="checkbox"/>	ARH1427	Poggiatesta con supporti mandibolari con Rivestimento TR26	€ 240
<input type="checkbox"/>	ARH1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza & profondità	€ 240
<input type="checkbox"/>	ARH2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ARH2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ARH2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	ARH1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili con supporto prolungato	€ 210
<b>(2b) Supporto per anca multiregolabile</b>			
<input type="checkbox"/>	ARH2184	Sinistra 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARH2186	Sinistra 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARH2188	Sinistra 330 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARH2185	Destra 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARH2187	Destra 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARH2189	Destra 330 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARH2164	Supporto maggiorato per anca alto 155mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARH2165	Supporto maggiorato per anca alto 206mm	○

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione.  
Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione.



Supporti per anca multiregolabili  
Cod N.T. 18.09.39.139 al paio

**(3) Scegli il tipo di schienale**

<input type="checkbox"/>	ARH2163	480 mm, per schienale posturale MatrX	○
<input type="checkbox"/>	ARH2162	540 mm, per schienale Flex 3, tensionabile e MatrX	◆
<input type="checkbox"/>	ARH1495	Barra tensore per seduta telescopica diam. 22 mm (senza aggancio per poggiatesta)	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARH2107	Tubi schienale con manopole	◆
<input type="checkbox"/>	ARH2179	Schienale Posturale Flex3 tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	ARH2173	Schienale Posturale Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna	○
<input type="checkbox"/>	ARH2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH2176	Matrx Elite E2 Back, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH2178	Matrx Elite E2 Deep, altezza 500 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARH2170	Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali	○

Tubi predisposti con compensazione in lunghezza in reclinazione.  
Schienale posturale MatrX TR ideale in abbinamento con reclinazione e basculamento elettrici.

Per i braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm misurati dalla base seduta senza cuscino

**(3a) Altre movimentazioni dello schienale**

<input type="checkbox"/>	ARH0975	Meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)	◆
<input type="checkbox"/>	ARH0977	Reclinazione Elettrica 0° - 30°	€ 450

**(3b) Scegli il tipo di fodera/rivestimento (non per schienale MatrX)**

<input type="checkbox"/>	ARH2151	Tessuto nero Nylon con cuscino in gommapiuma, Bielastico con cuscino ARH2142 e ARH2143	◆
<input type="checkbox"/>	ARH2152	Rivestimento TR26	○
<input type="checkbox"/>	ARH2153	Similpelle nero con cuciture arancioni	○
<input type="checkbox"/>	ARH2155	Black spacer nero	○

Dettaglio bracciolo a compensazione ed imbottito



La profondità seduta da 410 mm non è disponibile per le imbottiture da 325 mm, 375 mm ed ergonomica

**(3c) Scegli il tipo di bracciolo**

<input type="checkbox"/>	ARH2191	Braccioli a "T" estraibili e allargabili di +25 mm per lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH2181	Braccioli a "T" estraibili e allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 295 a 356 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	ARH2198	Braccioli totalmente imbottiti	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARH2193	Braccioli ribaltabile, regolabile in altezza e angolazione	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARH2192	Braccioli a compensazione regolabili in altezza 230-300 mm	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARH2194	Braccioli a compensazione regolabili in altezza 300-360 mm	€ 230

**(3d) Scegli l'imbottitura**

<input type="checkbox"/>	ARH2195	Imbottitura 325 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARH2196	Imbottitura 375 mm. Regolabile in profondità 50 mm	€ 70
<input type="checkbox"/>	ARH2197	Imbottitura ergonomica 397 mm. Regolabile in profondità 50 mm	€ 70
<input type="checkbox"/>	ARH2199	Imbottitura morbida	€ 80

# INVACARE TDX SP2 wide base

## (4) Scegli il tipo di pedane e poggipiedi

(4a) Doppie pedane

<input type="checkbox"/>	ARH0526	Portapedane fisse 80°	◆
<input type="checkbox"/>	ARH0503	Elevabili meccanicamente da 0° a 65° Vari F senza poggipolpacci	€ 180
<input type="checkbox"/>	ARH0533	Elevabili meccanicamente da 0° a 65° Vari A con poggipolpacci articolati	€ 260
<input type="checkbox"/>	ARH0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggipolpacci articolati	€ 910
<input type="checkbox"/>	ARH0512	Poggipiedi ribaltabili	◆
<input type="checkbox"/>	ARH0504	Poggipiedi ribaltabili regolabili in inclinazione (flesso-estensione)	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARH0513	Poggipiedi ribaltabili regolabili in inclinazione e profondità (articolati)	€ 90
<input type="checkbox"/>	(4b) Pedana centrale		
<input type="checkbox"/>	ARH0556	Regolabile manualmente	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARH0589	LNX Regolabile elettricamente con compensazione in lunghezza	€ 1.700
<input type="checkbox"/>	ARH0583	Poggipolpacci inclusi	◆
<input type="checkbox"/>	(4c) Poggipiedi per pedana centrale		
<input type="checkbox"/>	ARH2365	Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 127 x 190 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH0559	Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 140 x 240 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARH0516	Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 150 x 290 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARH0517	Poggipiedi unico regolabile in inclinazione 305 x 275 mm	€ 110

Pedana centrale  
Cod. N.T. 18.09.39.033

Poggipiedi ribaltabili non compatibili con pedane elevabili meccanicamente Vari A



Dettaglio pedane centrali

## (5) Scegli i dettagli, le ruote e gli accessori della tua carrozzina

(5a) Carenature colorate

<input type="checkbox"/>	ARH2640	Nero ossidiana	<b>NEW</b>	<input type="checkbox"/>	ARH2643	Azzurro pavone	<b>NEW</b>
<input type="checkbox"/>	ARH2641	Rosso rubino		<input type="checkbox"/>	ARH2644	Blu artico	
<input type="checkbox"/>	ARH2642	Viola passione					

Azzurro  
Pavone



(5b) Inserti cerchi colorati

<input type="checkbox"/>	ARH2650	Nero ossidiana	<b>NEW</b>	<input type="checkbox"/>	ARH2653	Azzurro pavone	<b>NEW</b>
<input type="checkbox"/>	ARH2651	Rosso rubino		<input type="checkbox"/>	ARH2654	Blu artico	
<input type="checkbox"/>	ARH2652	Viola passione		<input type="checkbox"/>			

(5c) Ruote e forcelle

<input type="checkbox"/>	ARH2631	Monoforcella con ruote anteriori nere	○
<input type="checkbox"/>	ARH2632	Doppia forcella	◆
<input type="checkbox"/>	ARH0704	DW 14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatiche nere (Aviva range)	<b>NEW</b>
<input type="checkbox"/>	ARH0705	DW 14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene doppia densità (Aviva range)	<b>NEW</b> € 115
<input type="checkbox"/>	ARH0706	DW 14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con Gel (Aviva range)	<b>NEW</b> € 115



(5d) Accessori

<input type="checkbox"/>	ARH1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto la carrozzina senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	ARH1494	Ganci per ancoraggio. Obbligatorio Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARH1329	Cintura di contenimento c/ chiusura a scatto	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARH2113	Cintura di contenimento c/ chiusura a scatto montata sui binari seduta Modulite	€ 80
<input type="checkbox"/>	ARH1332	Cintura ad "H"	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARH2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 140
<input type="checkbox"/>	ARH2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 140
<input type="checkbox"/>	ARH2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARH2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARH2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARH2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARH2128	Ganci portaborse su modulite	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARH1312	Portabastone montato a destra	€ 55
<input type="checkbox"/>	ARH1363	Portabastone montato a sinistra	€ 55
<input type="checkbox"/>	ARH1450	Predisposizione telaio per sistema DAHL per guida aiuto con carrozzina elettronica	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARH1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	ARH1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340

Telaio predisposto per sistema di ancoraggio e trasporto in auto DAHL. Peso massimo utente 136 kg!

**Attenzione:** non è compreso il sistema DAHL composto da 2 piastre (1 da fissare sotto la carrozzina, l'altra da fissare sul pianale dell'auto). Tale sistema **deve essere acquistato e montato presso l'autofficina autorizzata all'installazione di allestimenti per auto.**

Il sistema DAHL è compatibile con i modelli di auto omologate a questo scopo secondo le direttiva Europea CEE-2007-46.

per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <http://www.dahlengineering.dk>

Dettaglio sistema DAHL



# INVACARE TDX SP2 wide base

## (6) Scegli Elettronica e comandi

(6a) Elettronica di ultima generazione

LINX

<input type="checkbox"/>	ARH2204	Comando REM216 Invacare LINX programmabile in bluetooth	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth	◆	€ 900
<input type="checkbox"/>	ARH2270	Selettori laterali per REM400	◆	€ 250
<input type="checkbox"/>	ARH1707	Supporto snodabile a destra	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH1708	Supporto snodabile a sinistra	○	
<input type="checkbox"/>	ARH1709	Supporto MatrX Resolve in/out a DX	◆	NEW € 300
<input type="checkbox"/>	ARH1710	Supporto MatrX Resolve in/out a SX	◆	NEW € 300
<input type="checkbox"/>	ARH2227	Montato dietro per accompagnatore a DX	◆	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARH2228	Montato dietro per accompagnatore a SX	◆	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARH2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth	◆	€ 1.500
<input type="checkbox"/>	ARH2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH1207	Supporto snodabile a destra	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH1208	Supporto snodabile a sinistra	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX	◆	€ 950
<input type="checkbox"/>	ARH1221	Supporto montato a DX, sganciabile	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH1222	Supporto montato a SX, sganciabile	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2231	Doppio comando compatto CR400	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2232	Doppio comando compatto Low Force CR400	◆	€ 550
<input type="checkbox"/>	ARH2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX	◆	€ 500

(6b) Comandi alternativi WAVE 2 ASL

Comando a MENTO

<input type="checkbox"/>	ARH2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)	◆	€ 3.400
<input type="checkbox"/>	ARH1289	Supporto apribile lateralmente a DX	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH1288	Supporto apribile lateralmente a SX	○	
<input type="checkbox"/>	ARH1287	Supporto elettrico DX	◆	€ 900
<input type="checkbox"/>	ARH1286	Supporto elettrico SX	◆	€ 900

Comando OCCIPITALE

<input type="checkbox"/>	ARH2230	Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard	◆	€ 5.000
<input type="checkbox"/>	ARH2247	Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton	◆	€ 5.000

TAVOLINO a 4 sensori di prossimità

<input type="checkbox"/>	ARH2257	Tavolino centrale con sensori di prossimità (ASL 106) dim. 360x180	◆	€ 4.100
<input type="checkbox"/>	ARH2275	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a DX	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH2276	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a SX	○	

MINI JOYSTICK

<input type="checkbox"/>	ARH2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	◆	€ 3.400
<input type="checkbox"/>	ARH2235	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH2236	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2213	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2214	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	○	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2241	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	◆	€ 550
<input type="checkbox"/>	ARH2242	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	○	€ 550

Comando HD

<input type="checkbox"/>	ARH2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	◆	€ 500
<input type="checkbox"/>	ARH2217	Pulsantiera montata a destra vicino al comando	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2218	Pulsantiera montata a sinistra vicino al comando	◆	
<input type="checkbox"/>	ARH2227	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a destra	◆	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARH2228	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a sinistra	◆	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARH2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	◆	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARH2253	Presca USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	◆	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARH2207	Montato a destra	○	
<input type="checkbox"/>	ARH2208	Montato a sinistra	○	

Dettaglio REM400 touch screen con selettori



Comando a mento disponibile solo in combinazione con poggiatesta Elan

Comando Occipitale ATOM



Comando Occipitale PROTON



Comando HD (ASL 133)



Comando Mini joystick MEC (ASL 130)

Dettaglio pulsantiera 10 canali



# INVACARE TDX SP2 wide base

□ ARH2258	Pulsantiera di accensione/spengimento a distanza senza fili (ASL 504)	€ 900
□ ARH1685	Pulsante rotondo rosso	€ 110
□ ARH1686	Pulsante rotondo giallo	€ 110
□ ARH1687	Pulsante rotondo verde	€ 110
□ ARH1690	Pulsante rotondo blu	€ 110
□ ARH2254	Pulsante a uovo nero	€ 110
□ ARH1711	Pulsante Piko rosso	€ 110
□ ARH1712	Pulsante Piko giallo	€ 110
□ ARH1713	Pulsante Piko verde	€ 110
□ ARH1714	Pulsante Piko arancione	€ 110
□ ARH1715	Pulsante Piko blu	€ 110
□ ARH1716	Pulsante Piko nero	€ 110
□ ARH2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
□ ARH2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
□ ARH2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75
□ ARH2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75
<b>(7) Motori</b>		
□ ARH1282	Nuovi motori DuraWatt 6 km/h (4-pole) (max user weight 180 kg)	○
□ ARH1283	Nuovi motori DuraWatt 10 km/h (4-pole) (max user weight 150 kg)	◆
□ ARH1224	Motori high Speed 12 Km/h	€ 200
□ ARH1260	Batterie da 73 Ah sigillate al GEL	◆
□ ARH1259	Batterie da 60 Ah sigillate al GEL	○
□ ARH1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	 € 850
□ ARH1343	Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A	◆
□ ARH1313	Nuovo caricabatterie OptiCharge da 10A (tempo di ricarica ridotto del 20%)	€ 150
□ ARH1367	Luci al bulbo	○
□ ARH1437	Luci al LED	◆



## video dedicati

Ampia playlist dedicata su Youtube Invacare Italia con tutti i video sulle carrozzine posturali Invacare Rea



## microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

[www.invacare.it](http://www.invacare.it) e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

© 2016 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.