

BORA INDOOR configurata

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____

Dati Utente

Nome & Cognome _____
 indirizzo _____
 email _____
 num telefono _____



La configurazione più variare dall'immagine



SCHEDA ORDINE FACILITATA



Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.006
 12.24.03.115
 12.24.06.163
 12.24.06.172
 12.24.06.175
 18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 126728/R

ASA0064 INVACARE BORA INDOOR

Prezzo al pubblico

€ 2.850

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo

Nel caso si desideri la versione "Classic" barrate qui a fianco e informare l'azienda

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Telaio smontabile

Basculamento elettrico da 0° a 20°

Comando di ultima generazione LINX REM211 programmabile in bluetooth

Innovativa seduta Modulite fissa

Batterie 50 Ah sigillate al GEL


Motori 6 km/h SSD

Ruote anteriori da 8" (ingombro laterale 590mm)

Caricabatteria da 8 A (200-250 V)

LINX

Leggere sempre le note a fianco



Invacare LINX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

(1) Dimensioni della seduta

<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2100	Innovativa seduta Modulite	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2110	Base fissa	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2122	larghezza da 430 mm, allargabile a mezzo braccioli fino a 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
		Profondità seduta	
<input type="checkbox"/>	ASA2132	profondità 410 mm	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2134	profondità 460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2136	profondità 510 mm	<input type="checkbox"/>

Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità da 410 a 510 mm.
 Profondità seduta regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta.

(2) Completa la seduta con cuscini e schienali

Scegli il tipo di cuscino seduta

<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2141	Cuscino standard spessore 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2161	Tubi schienale alti 480 mm, estraibili, per seduta Modulite fissa e reclinazione meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2142	Matrx Flo-tech Lite	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg)	€ 100
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2147	Matrx Libra	€ 629
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2144	Matrx Vi profondità seduta da 460mm (tessuto Mesh)	€ 629

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrx. Scansiona su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Bodypoint matrx

(3) Scegli il tipo di schienale

<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2161	Tubi schienale alti 480 mm, estraibili, per seduta Modulite fissa e reclinazione meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2171	Schienale Tensionabile	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	€ 807
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2176	Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 807
<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2178	Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 850
<input type="checkbox"/>	ASA2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali	<input type="checkbox"/>

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maniera indipendente sulle guide laterali. Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla base della seduta, senza cuscino.

Per i braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm misurati dalla base seduta senza cuscino

(4) Tipo di fodera e rivestimento

<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2151	Tessuto nero	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2152	Dartex nero	<input type="checkbox"/>

(5) Bracciolo

<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 290 a 360 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 340 a 400 mm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	<input type="checkbox"/>

(6) Imbottitura bracciolo

<input checked="" type="checkbox"/>	ASA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	ASA2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 50

BORA INDOOR configurata

(7) Poggiatesta			
<input type="checkbox"/>	ASA1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	ASA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	ASA2323	Poggiatesta Elan 150 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2322	Poggiatesta Elan 355 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2326	Poggiatesta Occipitale Elan 305x200 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	ASA2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	ASA1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30
(8) Basculamento			
<input type="checkbox"/>	ASA1091	Basculamento meccanico da 0° a 20° con madrevita	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°	<input checked="" type="checkbox"/>
(9) Pedane & poggipiedi			
<input type="checkbox"/>	ASA0526	Pedane ad angolo fisso a 80°	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0529	Elevabili manualmente con manopola con poggipolpacci articolati	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA0503	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggipolpacci	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA0512	Poggipiedi ribaltabili regolabili in altezza	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0504	Poggipiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione)	€ 50
<input type="checkbox"/>	ASA0513	Poggipiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati)	€ 80
(10) Scegli Comandi aggiuntivi ed Elettronica			
(9a) Elettronica di ultima generazione LiNX			
<input type="checkbox"/>	ASA2203	Comando REM211 con elettronica LiNX programmabile in bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1707	Supporto snodabile a destra	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1708	Supporto snodabile a sinistra	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA2227	REM211 Montato dietro per accompagnatore a DX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2228	REM211 Montato dietro per accompagnatore a SX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ASA2219	Doppio comando accompagnatore ACU200 montato dietro	€ 400
<input type="checkbox"/>	ASA1207	Supporto snodabile per comando accompagnatore a destra	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1208	Supporto snodabile per comando accompagnatore a sinistra	<input type="radio"/>
(11) Colore telaio			
<input type="checkbox"/>	ASA0228	Nero <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0252	Bianco	<input type="radio"/>
(12) Colore carena			
<input type="checkbox"/>	ASA0242	Blu notte perlato <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0243	Grigio metallo <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0224	Nero <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0204	Rosso ciliegia <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0222	Bianco artico <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0248	Verde lime <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0279	Giallo <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(13) Ruote anteriori			
<input type="checkbox"/>	ASA0292	Cerchione Argento <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0291	Cerchione Nero <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0835	9" pneumatiche nere	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0836	9" piene (anello pieno) nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA0828	8" antifuratura (sigillate) nere solo con 6 Km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
(14) Ruote posteriori			
<input type="checkbox"/>	ASA0714	12,5 x 2,25 pneumatiche nere	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA0715	12,5 x 2,25 piene (anello pieno) nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA1264	Sospensioni a molla posteriori color grigio	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1417	Parafanghi neri per ruote posteriori	€ 80
(15) Motori & Batterie			
<input type="checkbox"/>	ASA1282	Motori 6 km/h SSD obbligatori se in combinazione con lifter	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1283	Motori 10 km/h SSD	€ 150
<input type="checkbox"/>	ASA1257	50 Ah sigillate al GEL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1343	OptiCharge Charger 8A	<input checked="" type="checkbox"/>
(16) Scegli Optional & Accessori			
<input type="checkbox"/>	ASA1205	Routine antiribaltamento	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1254	Senza luci	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto la carrozzina senza occupante)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ASA1494	Ganci per ancoraggio secondo ISO7176-19:2001. Obbligatorio Poggiatesta	€ 200

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione.
Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex.

Il cerchione nero è disponibile SOLO con ruote da 9"

Ruote da 8" solo con motori da 6 Km/H



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2016 Invacare International Sâri All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.