

INVACARE KITE

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____

indirizzo _____

email _____

num telefono _____



Comando Touch Screen REM400



Codici N.T. (configurazione standard):

- AVA0010 INVACARE KITE versione HD Portata MAX 160 Kg e motori 4 poli di serie

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

- AVZ0000 INVACARE KITE Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta

Prezzo al pubblico

€ 4.480



INVACARE UNIQUE

12.21.27.009

12.24.03.115

12.24.06.163

12.24.06.172

12.24.06.175

18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 403448/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Motori 10 km/h SSD

Batterie da 60 Ah sigillate al GEL

Basculamento elettrico da 0° a 20°

Sistema di assorbimento urti e vibrazioni verticali ed orizzontali **Dual Swing Technology**

Comando con **elettronica di ultima generazione Invacare LINX** programmabile in bluetooth

Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A

Leggere sempre le note a fianco



Invacare LINX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.



(1) Completa la seduta Modulite

(1a) Scegli il tipo di seduta Modulite

- AVA2110 Base fissa larga 430 mm ◆
- AVA2111 Base telescopica, rigida € 200

(1b) Scegli larghezza seduta Modulite telescopica pre-impostata di fabbrica a...

- AVA2121 380 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ○
- AVA2122 430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ◆
- AVA2123 480 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ○
- AVA2124 530 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) ○

(1c) Scegli profondità seduta pre-impostata di fabbrica a ...

- AVA2132 410 mm ○
- AVA2134 460 mm ◆
- AVA2136 510 mm ○

(2) Completa la seduta con cuscini e schienali

(2a) Scegli cuscino seduta

- AVA2142 Matrix Flo-tech Lite ◆
- AVA2143 Matrix Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg) € 100
- AVA2147 Matrix Libra € 629

(2b) Tubi Schienale modulite fissa

- AVA2161 Tubi schienale altezza fissa 480 mm, estraibili, reclinazione meccanica ◆

(2b) Scegli i tubi dello schienale per Modulite telescopica

- AVA2163 Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione ○
- AVA2162 Tubi schienale lunghi 540 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione per Flex3 e Matrix ◆
- AVA2107 Aggiunta manopole ◆
- AVA2108 Senza manopole ○

(2c) Scegli il tipo di schienale

- AVA2171 Schienale Tensionabile ◆
- AVA2179 Schienale Flex3 tensionabile senza cuscino € 150
- AVA2172 Schienale Flex3 scocca rigida senza cuscino € 100
- AVA2173 Schienale Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna € 150
- AVA2174 Matrix Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh € 807
- AVA2175 Matrix Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807
- AVA2176 Matrix Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807
- AVA2177 Matrix Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807

Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Base telescopica con larghezza regolabile a 330/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli regolabile in profondità da 410 a 510 mm. Con braccioli rientranti la larghezza seduta per la modulite telescopica può essere ridotta fino a un minimo di 330. Profondità seduta regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta. Matrix Flo-tech Lite fino a 100kg peso utente Matrix Contour fino a 191Kg peso utente.



E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrix. Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.



Bodypoint matrix
SEATING SERIES


Lo schienale Flex3 è allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta. Per scoprire di più sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o tensionabile collegati al sito dedicato

<http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/>

INVACARE KITE

<input type="checkbox"/>	AVA2178	Matrix Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	€ 850
<input type="checkbox"/>	AVA2170	Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali	○
(2d) Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrix			
<input type="checkbox"/>	AVA2151	Tessuto nero	◆
<input type="checkbox"/>	AVA2152	Dartex nero	○
<input type="checkbox"/>	AVA2153	LK, fodera nera con cuciture arancioni	○
(2f) Scegli il tipo di bracciolo			
<input type="checkbox"/>	AVA2191	Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per lato regolabili in altezza da 290 a 360 mm	◆
<input type="checkbox"/>	AVA2181	Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 340 a 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	AVA2183	Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	AVA2198	Braccioli totalmente imbottiti	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA2193	Braccioli FlipUp ribaltabili regolabili in altezza e angolazione	€ 90
(2g) Scegli il tipo di imbottitura			
<input type="checkbox"/>	AVA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	AVA2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	AVA2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	AVA2199	Imbottitura morbida	€ 60

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maniera indipendente sulle guide laterali. Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla base della seduta, senza cuscino. Per i braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm misurati dalla base seduta senza cuscino. Dettaglio bracciolo a compensazione ed imbottito



(3) Scegli Accessori seduta			
<input type="checkbox"/>	AVA1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione	€ 150
<input type="checkbox"/>	AVA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	AVA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione	€ 240
<input type="checkbox"/>	AVA2323	Poggiatesta Elan 150 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	AVA2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	AVA2322	Poggiatesta Elan 355 mm completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	AVA2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	AVA2326	Poggiatesta Occipitale Elan 305x200 completo	€ 360
<input type="checkbox"/>	AVA2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo	€ 460
<input type="checkbox"/>	AVA1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diametro 22	€ 30
<input type="checkbox"/>	AVA1446	Pelotte toracali (paio) rivestite in Dartex, supporto lungo	€ 140
<input type="checkbox"/>	AVA1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili in profondità, altezza, inclinazione rivestite in Dartex	€ 200

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Cover in Dartex. Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta. Poggiatesta Elan solo con schienale Flex 3 rigido o con schienali Matrix.

Poggiatesta posturale Elan
Cod. N.T. 18.09.39.027
Supporti per anca multiregolabili
Cod. N.T. 18.09.39.139 al paio

(4) Movimentazioni e accessori posturali delle sedute			
(4a) Altezze seduta			
<input type="checkbox"/>	AVA0337	440 mm	○
<input type="checkbox"/>	AVA0331	460 mm	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0339	480 mm	○
<input type="checkbox"/>	AVA0381	500 mm	○
(4b) Selezionare movimentazioni			
<input type="checkbox"/>	AVA1092	Basculamento elettrico da 0° a 20°	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità	€ 700
<input type="checkbox"/>	AVA1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione	€ 1.400
<input type="checkbox"/>	AVA0975	Reclinazione schienale meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0977	Reclinazione schienale elettrica da 0° a 30°	€ 400

Poggiatesta posturale
Cod. N.T. 18.09.39.027

Attenzione: altezza seduta 440 mm non raggiungibile se in combinazione con elevazione della seduta e/o basculamento elettrico. Basculamento 0-30, schienale reclinabile elettricamente o lifter solo con seduta modulare

(5) Scegli il tipo di Pedane & poggipiedi			
<input type="checkbox"/>	AVA0526	Pedane ad angolo fisso a 80°	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0529	Elevabili manualmente con manopola con poggipolpacci articolati	€ 150
<input type="checkbox"/>	AVA0503	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggipolpacci	€ 150
<input type="checkbox"/>	AVA0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggipolpacci articolati	€ 900
<input type="checkbox"/>	AVA0512	Poggipiedi ribaltabili regolabili in altezza	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0504	Poggipiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione)	€ 50
<input type="checkbox"/>	AVA0513	Poggipiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati)	€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA0522	Poggipiedi unico regolabile in altezza e in inclinazione (flesso-estensione)	€ 250

(6) Scegli i dettagli, le ruote e gli ammortizzatori della tua carrozzina			
<input type="checkbox"/>	AVA0290	Cerchione Bianco	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA0292	Cerchione Argento	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0291	Cerchione Nero	○

(6a) Scelta ruote anteriori			
<input type="checkbox"/>	AVA0804	10" pneumatiche, nere	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0805	10" piene (anello pieno), nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA0806	10" antiforatura (sigillate), nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA0851	10" pneumatiche, grigie - forcella monobraccio	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA0855	10" antiforatura (anello pieno), grigie - forcella monobraccio	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA0853	10" antiforatura (sigillate), grigie - forcella monobraccio	€ 100


(6b) Scelta ruote posteriori			
<input type="checkbox"/>	AVA0704	14" pneumatiche, nere	◆
<input type="checkbox"/>	AVA0705	14" piene (anello pieno), nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA0706	14" antiforatura (sigillate), nere	€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA0771	14" pneumatiche, grigie	○
<input type="checkbox"/>	AVA0750	14" antiforatura (anello pieno), grigie	€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA0773	14" antiforatura (sigillate), grigie	€ 80


Shock absorbers, duri obbligatori se selezionato il sistema Lifter

(6c) Ammortizzatori con assorbimento controllato degli urti e vibrazioni (Shock Absorbers)			
<input type="checkbox"/>	AVA1200	Sistema di assorbimento urti e vibrazioni verticali ed orizzontali Dual Swing Technology	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1217	Shock absorbers, morbidi. Raccomandati per utenti con peso fino a 90 Kg	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1218	Shock absorbers, medi. Raccomandati per utenti con peso fino dai 90 ai 136 Kg	○



INVACARE KITE

<input type="checkbox"/>	AVA1219	Shock absorbers, duri. Raccomandati per utenti con peso oltre i 136 kg		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA1416	Parafanghi neri per ruote anteriori		€ 80
<input type="checkbox"/>	AVA1417	Parafanghi neri per ruote posteriori		€ 80
(6d) Scegli colore carena copri batterie				
<input type="checkbox"/>	AVA0242	Blu notte perlato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0243	Grigio metallo		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0224	Nero		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0204	Rosso ciliegia		<input type="checkbox"/>
(6e) Scegli colore carene laterali				
<input type="checkbox"/>	AVA0284	Blu notte perlato		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0285	Grigio metallo		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0265	Nero		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0261	Rosso ciliegia		<input type="checkbox"/>
(6f) Scegli colore Telaio				
<input type="checkbox"/>	AVA0228	Nero	◆	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA0252	Bianco		<input type="radio"/>
(7) Scegli Optional & Accessori				
<input type="checkbox"/>	AVA1205	Ruotine antiribaltamento		◆
<input type="checkbox"/>	AVA1367	Sistema luci a bulbo con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse		◆
<input type="checkbox"/>	AVA1437	Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori e posteriori fisse		€ 120
<input type="checkbox"/>	AVA1244	Salicordoli		€ 190
<input type="checkbox"/>	AVA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto la carrozzina senza occupante)		◆
<input type="checkbox"/>	AVA1494	Ganci per ancoraggio. Obbligatorio Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001		€ 200
<input type="checkbox"/>	AVA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata sullo schienale		€ 50
<input type="checkbox"/>	AVA2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta		€ 80
<input type="checkbox"/>	ASA2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch		€ 140
<input type="checkbox"/>	ASA2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch		€ 140
<input type="checkbox"/>	ASA2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch		€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch		€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch		€ 120
<input type="checkbox"/>	ASA2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch		€ 120
<input type="checkbox"/>	AVA1438	Portabagagli posteriore (larghezza 403, profondità 251 mm)		€ 250
<input type="checkbox"/>	AVA1312	Porta bastone montato a destra montato sul lato opposto con doppio comando		€ 50
<input type="checkbox"/>	AVA1363	Porta bastone montato a sinistra montato sul lato opposto con doppio comando		€ 50
<input type="checkbox"/>	AVA1404	Vassoio ribaltabile a destra		€ 340
<input type="checkbox"/>	AVA1405	Vassoio ribaltabile a sinistra		€ 340
(8) Scegli Comandi, Elettronica e Motori				
(8a) Elettronica di ultima generazione				
<input type="checkbox"/>	AVA2204	Comando con elettronica di ultima generazione Invacare LINX programmabile in bluetooth		◆
<input type="checkbox"/>	AVA2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth		€ 900
<input type="checkbox"/>	ASA2270	Selettori laterali per REM400		€ 250
<input type="checkbox"/>	AVA1707	Supporto snodabile a destra		◆
<input type="checkbox"/>	AVA1708	Supporto snodabile a sinistra		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA2227	Montato dietro per accompagnatore a DX		€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA2228	Montato dietro per accompagnatore a SX		€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth		€ 1.300
<input type="checkbox"/>	AVA2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile		◆
<input type="checkbox"/>	AVA2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX		€ 200
<input type="checkbox"/>	AVA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX		€ 200
<input type="checkbox"/>	AVA2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro		€ 400
<input type="checkbox"/>	AVA1207	Supporto snodabile a destra		◆
<input type="checkbox"/>	AVA1208	Supporto snodabile a sinistra		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX		€ 900
<input type="checkbox"/>	AVA1221	Supporto montato a DX, sganciabile		◆
<input type="checkbox"/>	AVA1222	Supporto montato a SX, sganciabile		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA2231	Doppio comando compatto CR400		€ 400
<input type="checkbox"/>	AVA2232	Doppio comando compatto Low Force CR400		€ 500
<input type="checkbox"/>	AVA2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile		◆
<input type="checkbox"/>	AVA2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	AVA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX		€ 200
<input type="checkbox"/>	AVA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX		€ 200



Personalizza la tua carrozzina con colori e configurazioni fuori listino grazie ad Invacare UNIQUE.
Per scoprire di più scrivi ad italia@invacare.com

Dettaglio REM400 touch screen



Dettaglio REM400 touch screen con selettori



Adaptive Switch Labs, Inc.

INVACARE KITE

Comando a MENTO

<input type="checkbox"/>	AVA2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)	€ 2.100
<input type="checkbox"/>	AVA1289	Supporto apribile lateralmente a DX	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1288	Supporto apribile lateralmente a SX	○
<input type="checkbox"/>	AVA1287	Supporto elettrico DX	€ 900
<input type="checkbox"/>	AVA1286	Supporto elettrico SX	€ 900

MINI JOYSTICK

<input type="checkbox"/>	AVA2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 2.100
<input type="checkbox"/>	AVA2235	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	○
<input type="checkbox"/>	AVA2236	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
<input type="checkbox"/>	AVA2213	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	AVA2214	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 200
<input type="checkbox"/>	AVA2241	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 250
<input type="checkbox"/>	AVA2242	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 250
<input type="checkbox"/>	AVA2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 400
<input type="checkbox"/>	AVA2218	Pulsantiera montata a sinistra	◆
<input type="checkbox"/>	AVA2227	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a destra	○
<input type="checkbox"/>	AVA2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	€ 70
<input type="checkbox"/>	AVA1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	 € 800
<input type="checkbox"/>	AVA2253	Presa USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA2207	Montato a destra	○
<input type="checkbox"/>	AVA2208	Montato a sinistra	○
<input type="checkbox"/>	AVA1685	Pulsante rotondo rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1686	Pulsante rotondo giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1687	Pulsante rotondo verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1690	Pulsante rotondo blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA2254	Pulsante a uovo nero	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1711	Pulsante Piko rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1712	Pulsante Piko giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1713	Pulsante Piko verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1714	Pulsante Piko arancione	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1715	Pulsante Piko blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1716	Pulsante Piko nero	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
<input type="checkbox"/>	AVA2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
<input type="checkbox"/>	AVA2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75
<input type="checkbox"/>	AVA2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75

(8c) Comandi Alternativi Motori e Batterie

<input type="checkbox"/>	AVA1282	Motori 6 km/h obbligatori in combinazione con lifter	○
<input type="checkbox"/>	AVA1283	Motori 10 km/h SSD	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1224	Motori da 12 Km/h High Speed DuraWatt	€ 150
<input type="checkbox"/>	AVA1364	Batterie da 73,5 Ah sigillate al GEL	€ 150
<input type="checkbox"/>	AVA1259	Batterie da 60 Ah sigillate al GEL	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1389	Caricabatteria da 10 A (220-250 V)	€ 100
<input type="checkbox"/>	AVA1343	Nuovo caricabatterie OptiCharge da 8A	◆
<input type="checkbox"/>	AVA1313	Nuovo caricabatterie OptiCharge da 10A (tempo di ricarica ridotto del 20%)	€ 100



Comando a mento disponibile solo in combinazione con poggiatesta Elan



Comando Mini joystick MEC (ASL 130)



video dedicati

Ampia playlist dedicata alla nuova elettronica Invacare LiNX con tutti i video training



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato

<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Srl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.