

COMPATIBILE

matrix

Modulite

INVACARE

Yes, you can.

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**Carrozzina Elettronica da esterno
Telaio smontabile
completamente a N.T.**

Invacare® Bora

Carrozzina elettronica per uso esterno con telaio smontabile. Seduta Modulite con base fissa o telescopica regolabile in larghezza e profondità. Regolazione meccanica del baricentro. Basculamento seduta e reclinazione schienale meccanico (opt. elettrico), braccioli allargabili e regolabili in altezza e scorrevoli su guide. Portapedane separate ad angolo fisso o elevabili con poggiatesta ribaltabili o multiregolabili. Elettronica Shark o ACS2. Velocità max 6 o 10 km/h. Autonomia fino a 30 km. Peso carrozzina: 100 kg - Portata massima: 130 kg. Certificazione: CE, ISO, TUV, CERAH
Codici NT (configurazione standard): **12.21.27.009 + 12.24.03.163 + 12.21.27.009** / .115 + 12.24.06.163 + / .172 + / .175 + aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 126728/R

CE

Timbro Rivenditore

 PREVENTIVO
 ORDINE


Riferimento Assistito: _____

Indicare la vostra scelta barrando la casella ◆ Configurazione standard ○ Optional non a pagamento (NC 9999): non compatibile con l'opzione 9999

Invacare® Bora Classic		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ASA0000	Invacare® Bora Classic	<input type="checkbox"/> 4950,00
TIPO SEDUTA		
ASA2100	MODULITE	<input type="checkbox"/>
Base seduta		
ASA2110	Base fissa larga 430 mm, reg.le da 440 a 480 mm tramite allargamento dei braccioli Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC: 0977, 1093, 1094, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2172, 2173 <input type="checkbox"/> ◆
ASA2111	Base telescopica, rigida con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC 2141, 2161, 0337 <input type="checkbox"/> 400,00
ASA2112	Base telescopica, tensionabile con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC 2141, 2161, 0337 <input type="checkbox"/> 400,00
Larghezza seduta pre-impostata di fabbrica a (solo per base telescopica ASA2111 e ASA2112)		
ASA2121	380 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm). Con braccioli rientranti (ASA2193) può essere ridotto fino a un minimo di 330 mm	NC 2110, 2143 <input type="checkbox"/> ○
ASA2122	430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	<input type="checkbox"/> ◆
ASA2123	480 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	NC: 2110 <input type="checkbox"/> ○
ASA2124	530 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2143, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173) <input type="checkbox"/> ○
Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a(regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta)		
ASA2132	410 mm	NC: 2144, 2196 <input type="checkbox"/> ○
ASA2134	460 mm	<input type="checkbox"/> ◆
ASA2136	510 mm	NC: 2144, 2143 <input type="checkbox"/> ○
Cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio)		
ASA2141	Gommapiuma altezza 50 mm - NON per Base telescopica	NC 2111, 2112, 2152, 2153 <input type="checkbox"/> ◆
ASA2142	Matrix Flo-tech Lite (H 75 mm fino a 100 kg peso utente) / Contour (H 100 mm oltre i 100 kg peso utente)	<input type="checkbox"/> ○
ASA2143	Matrix Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg)	NC: 2136 <input type="checkbox"/> 100,00
ASA2147	Matrix Libra	NC: 2109 <input type="checkbox"/> 629,00
ASA2144	Matrix Vi profondità seduta da 460mm (tessuto Mesh)	NC (2124+2132) <input type="checkbox"/> 629,00
ASA2140	Senza cuscino sedile	<input type="checkbox"/> ○
Tubi schienale per schienale tensionabile e schienale Matrix		
ASA2161	Altezza fissa 480 mm, estraibile, solo per base fissa AVA2110 - Solo reclinabile meccanicamente	NC: 2111, 2112, 2172, 2173, 0977 <input type="checkbox"/> ◆
ASA2163	Corti (480 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione	NC: 2110, 2172, 2173 <input type="checkbox"/> ○
Tubi schienale per FLEX3, schienale tensionabile e schienale Matrix		
ASA2162	Lunghi (540 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione	NC: 2110 <input type="checkbox"/> ○
Manopole per tubi schienale		
ASA2107	Tubi schienale con manopole	NC 2161 <input type="checkbox"/> ◆
ASA2108	Tubi schienale senza manopole	NC 2161, 1495, 1720, 1644, 1618, 1645 <input type="checkbox"/> ○
Tipo di schienale		
ASA2171	Tensionabile (tubo lungo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC: 2152, 2153, 1496, 1445, 1446 <input type="checkbox"/> ◆
ASA2179	Flex3 tensionabile - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2151, 2153, 2154 <input type="checkbox"/> 150,00
ASA2172	Solo scocca Flex3 (senza cuscino) - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2161, 2163 <input type="checkbox"/> 100,00
ASA2173	Flex3 con cuscino Laguna - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2161, 2163 <input type="checkbox"/> 150,00
ASA2174	Matrix Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	NC 1445, 1446, 1496, 2124 <input type="checkbox"/> 807,00
ASA2175	Matrix Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	NC 1445, 1446, 1496, 2125 <input type="checkbox"/> 807,00
ASA2176	Matrix Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	NC 1445, 1446, 1496, 2126 <input type="checkbox"/> 807,00
ASA2177	Matrix Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	NC 1445, 1446, 1496, 2127 <input type="checkbox"/> 807,00
ASA2178	Matrix Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	NC 1445, 1446, 1496, 2128 <input type="checkbox"/> 850,00

Invacare® <i>Bora Classic</i>			Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ASA2170	Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali	NC 1445, 1446, 1496	□ ○
Tipo di fodera/rivestimento (No per schienali Matrix)			
ASA2151	Tessuto nero (Nylon con cuscino in gommapiuma, bielastico con cuscino 2142 e 2143)		□ ◆
ASA2152	Dartex nero	NC: 2141, 2171	□ ○
ASA2153	LK, fodera nera con cuciture arancioni	NC: 2141, 2171	□ ○
Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maiera indipendente sulle guide laterali			
ASA2191	Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino)	NC (2132+2113)	□ ◆
ASA2181	Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza + 50 mm	NC (2132+2113)	□ ○
ASA2198	Bracciolo totalmente imbottito	NC 2132, 2195, 2196, 2197	□ 100,00
ASA2183	Bracciolo a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	NC 2199	□ ○
ASA2193	Bracciolo ribaltabile, reg. altezza e angolazione	NC 2110, 1445, 1446	□ 90,00
ASA2192	Bracciolo a compensazione reg. altezza 230-300 mm	NC 2110, 2176, 1445, 1446, 2199, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	□ 220,00
ASA2194	Bracciolo a compensazione reg. altezza 300-360 mm	NC 2110, 2176, 1445, 1446, 2199	□ 220,00
Imbottitura dei braccioli			
ASA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	NC 2198	□ ◆
ASA2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	NC 2132, 2198	□ 50,00
ASA2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	NC 2132, 2198	□ 50,00
ASA2199	Imbottitura morbida	NC 2198,2193, 2192, 2194	□ 60,00
ACCESSORI DELLA SEDUTA			
Poggianuca/poggiatesta			
ASA1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione - Dartex		□ 150,00
ASA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex		□ 240,00
ASA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex		□ 240,00
ASA1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diam. 22 (no aggancio per poggiatesta)		□ 30,00
Pelotte			
ASA1446	Pelotte toracali (paio) con supporto prolungato, imbottitura rigida	NC: 2170, 2171	□ 140,00
ASA1445	Pelotte toracali multiregolabili (profondità, altezza, inclinazione) (paio) con supporto prolungato	NC: 2170, 2171	□ 200,00
REGOLAZIONI DELLA SEDUTA MODULITE			
Basculamento della seduta			
ASA1091	Basculamento meccanico da 0° a 20° tramite madrevite posta sotto la seduta		□ ◆
ASA1092	Basculamento elettrico da 0° a 20° gestito da comando elettronico		□ 400,00
ASA1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità. Altezza min da terra 450 mm	NC: 1244, 1264, 2110, 1438	□ 700,00
ASA1094	Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico (0° - 28°) con compensazione in lunghezza - Altezza da terra 450 mm -	NC: 2110, 1639, 1264, 1438	□ 1400,00
Reclinazione dello schienale			
ASA0975	Meccanica a passi fissi 0° - 30° (a passi di 3,75°)		□ ◆
ASA0977	Elettrica da 0° a 30° gestita da comando elettronico	NC: 0977, 2161	□ 400,00
Porta pedane separate (al paio) - Estraibili e con rotazione antero/posteriore			
ASA0526	Angolo fisso a 80°	NC: 0504, 0522	□ ◆
ASA0529	Elevabili manualmente con manopola (Tipo "Azalea") con poggiaolpacci articolati	NC: 0504, 0522	□ 150,00
ASA0503	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggiaolpacci		□ 150,00
ASA0533	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari A con poggiaolpacci articolati	NC: 0512, 0522	□ 250,00
ASA0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggiaolpacci articolati	NC: 0512, 0522	□ 900,00
Poggiapiedi (sx e dx) - Regolabili in altezza			
ASA0512	Poggiapiedi ribaltabili	NC: 0533, 0531	□ ◆
ASA0504	Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in inclinazione (flesso-estensione)	NC: 0526, 0529	□ 50,00
ASA0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in inclinazione e profondità (articolati)		□ 80,00
ASA0522	Poggiapiedi unico regolabile in inclinazione (flesso-estensione)	NC: 0526, 0529, 0533, 0531, 1244	□ 250,00
Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa ai COMANDI ELETTRONICI			
COMANDI ELETTRONICI			
ELETTRONICA LiNX			
ASA2204	Comando LiNX	DLX-REM216: guida+attuatori+luci	NC 1294 □ ○
ASA2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth LiNX		□ 900,00
Supporto consolle di comando per Elettronica LiNX			
ASA1707	Supporto snodabile a dx		□ ◆
ASA1708	Supporto snodabile a sx		□ ○
Comando Accompagnatore LiNX (= comando LiNX montato posteriormente)			
ASA2222	Comando LiNX montato posteriormente ad uso dell'assistente	NC 2108	□ 150,00
ASA1207	Supporto std dx		□ ◆
ASA1208	Supporto std sx		□ ○

Invacare® <i>Bora Classic</i>			Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Comando accompagnatore ACU200 montato dietro			
ASA2219	2ndo comando LiNX2 (oltre al comando per utente) montato dietro	NC 2202, 1294	400,00
ASA1207	Supporto 2ndo comando std dx		○
ASA1208	Supporto 2ndo comando std sx		○
ASA2253	Presa USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)		100,00
ASA2207	Montato a destra		○
ASA2208	Montato a sinistra		○
OPTIONAL DELLA BASE MOTRICE			
Colori del telaio			
ASA0228	Nero		○
ASA0233	Argento metallizzato		○
ASA0252	Bianco Artico		○
Ruote anteriori colore GRIGIO			
ASA0811	230 x 60 mm pneumatiche, grigie		◆
ASA0813	230 x 60 mm (9") antiforatura (anello pieno), grigie		80,00
ASA0807	200 x 45 mm antiforatura (anello pieno), grigie	NC: 1283	○
Ruote posteriori colore GRIGIO			
ASA0711	12" 1/2" x 2" 1/4" pneumatiche, grigie con cerchione grigio		◆
ASA0727	12" 1/2" x 2" 1/4" antiforatura (anello pieno), grigie con cerchione grigio		80,00
Sospensioni			
ASA1264	Sospensioni a molla posteriori (NON compatibili con sistema Lifter)	NC: 1093, 1094	◆
ASA1265	Sospensioni a molla posteriori rinforzate - Obbligatorie con sistema Lifter		○
MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE			
Tipo di motori - Velocità max			
ASA1282	6 km/h		◆
ASA1283	10 km/h	NC: 0807	150,00
Batterie			
ASA1248	50 Ah sigillate AGM		○
ASA1255	40 Ah sigillate al Gel		◆
Modulo giroscopico G-track			
ASA1215	G-track - Sistema giroscopico brevettato per il controllo della traiettoria e stabilità in marcia		800,00
Caricabatteria			
ASA1343	Caricabatteria da 8 A (200-250 V)		◆
OPTIONAL DI SICUREZZA			
ASA1205	Ruotine antiribaltamento con funzione di base per stivaggio in verticale		◆
Fanaleria e Luci			
ASA1367	Sistema luci a bulbo con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse	NC: 1438	◆
ASA1437	Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori e posteriori fisse		120,00
Salicordoli			
ASA1244	Salicordoli	NC: 0522, 1093, 1094	190,00
Sistema di ancoraggio della carrozzina per trasporto in auto			
ASA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori per bloccare in auto la carrozzina senza occupante)		◆
ASA1494	Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001		200,00
Cinture di contenimento			
ASA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata alla base dello schienale		50,00
ASA2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	NC: 2110	80,00
Specchietto retrovisore			
ASA1415	Specchietto retrovisore montato a dx		50,00
ASA1339	Specchietto retrovisore montato a sx		50,00
ACCESSORI			
Portabagagli posteriore			
ASA1438	Portabagagli posteriore (403 x 251 mm - LxP)	NC: 1367, 1093, 1094	250,00
Parafanghi			
ASA1417	Parafanghi per ruote posteriori (obbligatori con luci a LED 1347)		80,00