

Invacare® | **FDX**



Invacare® **Modulite**



Superieure prestaties - binnenshuis en buitenshuis

De *Invacare FDX* is een aantrekkelijke, (goed presterende) elektrische rolstoel voor de actieve gebruiker. De *FDX* is een voorwiel aangedreven rolstoel. Dit in combinatie met de **G-trac™** gyroscoop technologie zorgt voor goede manoeuvreerbaarheid binnenshuis en stabiele rijeigenschappen buitenshuis, ongeacht of er met hoge snelheden wordt gereden of op oneffen ondergronden. De zitting van de *FDX* heeft veel combinatiemogelijkheden en is zeer eenvoudig in service en onderhoud. Een smalle uitvoering van de rolstoel van maar 590 mm, beschikbaar voor voornamelijk gebruik binnenshuis.



Yes, you can.®



Manoeuvrbaarheid

De voorwielaandrijving constructie biedt superieure manoeuvreerbaarheid, gecombineerd met goede prestaties buitenshuis. Voor het gebruik in kleine, smalle ruimtes is er een speciale smalle uitvoering met kleinere banden en een breedte van 59 cm van de **FDX** beschikbaar.

G-Trac™

De nieuwe **G-Trac** gyroscoop functie werkt als een elektronische kompas. De **G-Trac** zorgt voor superieure volg eigenschappen, niet meer afglijden op hellingen of instabiliteit bij bochten. Gebruikers voelen zich veiliger en kunnen genieten van minder vermoeiende ritten.

Hoge snelheid en eenvoudige service

De unieke elektronica van de **G-Trac** maakt ook van het rijden met een hoge snelheid van 10 km/h met deze voorwielaangedreven rolstoel een gemakkelijke en veilige ervaring. Het motto van

Invacare voor de **FDX** is "gemak", dit laat zich vooral zien in het feit dat u gemakkelijk toegang heeft tot de accu's en de elektronica.

Productkenmerken



Compacte afmetingen

Een smalle 600 mm uitvoering is ideaal voor drukke omgevingen.



Centrale beensteun

Biedt een actieve zitpositie. Keuze uit verschillende kuitsteunen en voetplaten.



Beensteunen

Keuze uit handmatig instelbare beensteunen of elektrische verstelbare beensteunen.



Servicevriendelijk

Gemakkelijk toegang tot elektronica en accu's voor gemakkelijk onderhoud.

Productkenmerken



Zitlift en kantelverstelling

De **Storm-FDX** heeft een zitlift met een bereik van 300 mm, inclusief een kantelfunctie tot 28°.



Modulite™

Telescopisch instelbaar zitframe

Het nieuwe **Modulite™** zitsysteem biedt een breed scala aan positioneringsopties. Door het telescopische zitframe is het voor iedere gebruiker eenvoudig aan te passen.



Zijrails

De zijrails maakt het mogelijk traploos de zitdiepte in te stellen, armsteunen te monteren en het is eenvoudig accessoires te bevestigen.



Telescopisch zitframe met spanbanden

Het zitoppervlak kan eenvoudig worden aangepast aan het postuur van de gebruiker om een optimaal comfort en een aangepaste ondersteuning te bieden.



Diepte- en breedte instelbare zitplaat

Deze driedelige zitplaat beschikt over alle mogelijke verstellingen in zowel diepte als breedte.










Modulite™

Modulite™ zitting

Naast het **Easy-Adapt®** zitsysteem wordt ook **Modulite™** aangeboden.

Technische gegevens

							
Modulite™	380 - 530 mm	410 - 510 mm	90 - 120°	480, 540, 560 mm ^{11, 12}	1020 mm ¹²	455 ^{2, 6} / 470 ² mm	275 - 340 mm ¹⁵ 245 - 310 mm ¹⁶
Easy-Adapt® Seat	390 - 620 mm	380 - 530 mm	90 - 120°	550 mm	1060 mm	465 ² / 470 ^{2, 6} / 480 ² mm	250 - 340 mm / 290 - 380 mm



595 mm³
640 mm⁴



290 - 510 mm⁵



0° / 4° / 8°
0 - 30°¹³
0 - 28°¹⁴



1250 mm



1070 mm



140 kg⁷



136 kg



60 Ah (C20)



1400 mm



60 mm



14% (8°)



2 x 250 W⁸
2 x 340 W⁹



32 km¹⁰



6 km/h
10 km/h



- 1/ Vanaf de grond tot aan de zitplaat, zonder zitkussen
- 2/ 12 ½" aandrijfwielen, gebruikt met 6 km/u versie
- 3/ 14" aandrijfwielen, gebruikt met 10 km/u versie
- 4/ Afhankelijk van beensteun type
- 5/ Elektrische zitlift of elektrische zitlift met zitkanteling
- 6/ Afhankelijk van de configuratie
- 7/ 6 km/h
- 8/ 10 km/h

- 9/ Het bereik is sterk afhankelijk van de configuratie en omgevingsfactoren, dit kan grote variaties opleveren
- 10/ Gemeten vanaf de zitplaat
- 11/ Afhankelijk van keuze rugsteun
- 12/ Elektrische zitkanteling in combinatie met **Modulite™**
- 13/ Elektrische zitkanteling in combinatie met **Easy-Adapt®**
- 14/ Met éénzijdige zitplaat
- 15/ Met telescopisch zitframe

Framekleuren



Vuurrood



Zilver metallic

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 318 - 695757
Fax +31 (0) 318 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

FDX - NL - 12/2013



Yes, you can.®