



Invacare®

Storm^{®4} X-plore

Fuld af oplevelser...

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **Storm⁴ X-plore**

Invacare **Storm⁴ X-plore** er for dig, som ønsker de bedste køreegenskaber i alle former for terræn. **Storm⁴ X-plore** er en solid og komfortabel el-kørestol, der er let at manøvrere. **Storm⁴ X-plore** har affjedring på alle fire hjul og kraftfulde motorer. Det giver perfekt støddabsorbering, god kontakt til underlaget og de bedste køreegenskaber. **Storm⁴ X-plore** er den perfekte el-kørestol for dig, som kører meget udendørs. **Storm⁴ X-plore** er ligesom resten af Storm4-serien udviklet med henblik på at tilgodese selv de mest krævende brugeres behov for individuel tilpasning, konfiguration og funktionalitet.



Affjedring og støddæmpning

Storm⁴ X-plore har individuelt justerbar affjedring og støddæmpere på alle 4 hjul, der sikrer fremragende kørekomfort og trækraft, selv på ujævnt terræn.

Total kontrol

Storm⁴ X-plore er let at kontrollere vha. den brugervenlige styreboks, der har display med tydelige symboler og betjeningsvenlige knapper. Styresystemet har mange muligheder for individuel tilpasning af køre-, el- og sædefunktioner, samt tilslutning af tilbehør og ekstraudstyr.

Egenskaber og tilbehør



Kraftige bærearmer

Kraftige bærearmer med affjedring giver komfortable og retningsstabile køreegenskaber



Mulighed for G-Trac[®]

Storm⁴ X-plore kan som tilbehør monteres med **G-Trac** retningsstabilitetssystem.










Sæde og sædehøjde

Storm⁴ X-plore kan monteres med sædesystemer efter ønske og behov. Sædehøjde inkl. sædehejs fra kun 440 mm.

Tekniske data

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product's user manual, please see your local Invacare website.

Battery capacity	Turning diameter	Max. climbable obstacle height	Max. safe slope	Speed	Driving range	Max. user weight
 73.5 Ah	 1770 mm	 60 / 100 mm	 up to 20% (11.3°)	 6 / 10 km/h	 up to 42 km ^a	 150 kg

Invacare
Storm⁴ X-plore

Yderligere informationer om **Storm⁴ X-plore** er at finde i **Storm⁴** brochuren der kan hentes på www.invacare.dk, ved at kontakte din lokale konsulent eller kunderservice tlf.: 3690 0000.

1/ målt i henhold til ISO 7176-4:2008

Chassisfarve

Sort



NB! Andre farver kan bestilles efter aftale.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

Trusted Solutions,
Passionate People

