



Yes, you can.[®]

► DOLOMITE SYMPHONY

Extra licht. Extra veelzijdig

Deze superlichte loophulp is ideaal voor gebruikers die de rollator vaak moeten tillen, weinig spierkracht hebben of met ademhalingsproblemen kampen.

De **DOLOMITE SYMPHONY** heeft een roestvrij, elegant aluminium frame en weegt, afhankelijk van de uitvoering, slechts 6,1 tot 6,8 kilo.

Het is een uitzonderlijk veelzijdige loophulp die overal zijn kunnen bewijst – thuis, in winkels of op de boulevard langs het strand.



► Aluminium frame

Dankzij het geringe materiaalgewicht is de rollator overal licht en soepel te manoeuvreren. En zijn roestvrije eigenschappen zorgen ervoor dat hij er altijd stralend uit blijft zien, ook na jaren in weer en wind.



► Gebruiksvriendelijke DABS-II remmen

De lange remhendel en een innovatief remsysteem staan garant voor krachtige remwerking, ook voor gebruikers met minder spierkracht. Een korte slag naar de parkeerstand, geeft minder kans op evenwichtsverlies.

Opties en eigenschappen



**Licht materiaal
compenseert gewicht van
zuurstofhouder.**




Vertragsrem
Handig als u de gewone rem
moeilijk kunt bedienen.




Opbergtas
Praktisch en veilig.
Combineert fraai met het
zilverkleurig frame.

Technische gegevens



Symphony 450	60 cm	59 cm	46 cm	63 - 78 cm	47 cm
Symphony 520	60 cm	62 cm	46 cm	70 - 85 cm	54 cm
Symphony 600	60 cm	70 cm	46 cm	78 - 93 cm	62 cm



Symphony 450	37 cm	20 cm	6,1 kg	100 kg
Symphony 520	37 cm	20 cm	6,6 kg	100 kg
Symphony 600	37 cm	20 cm	6,8 kg	100 kg

Artikelcode

Symphony 450	12162
Symphony 520	12161
Symphony 600	12160

Kleur



RAL 9006

Dit document bevat een weergave van de actuele stand van zaken ten tijde van publicatie.

Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dolomite is een handelsnaam en merknaam van Invacare®.



INVACARE® B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 · Fax: +31 (0)318 - 69 57 58
Email: nederland@invacare.com · www.invacare.nl

