

Wheelchair model	Bracket Number	Bolt Set Number					
		Chair Width	Chair Width	Chair Width	Chair Width	Chair Width	Chair Width
		38-39cm/15"	40-41cm/16"	42-44cm/17"	45-47cm/18"	48-49cm/19"	50-52cm/20"
Invacare Action 2000	1489350	1489417	1489419	1489420	1489423	1489424	1489425
Invacare Action 3	1489466	1489418	1489420	1489421	1489424	1489425	1489426
Invacare Action 3 Hub Brakes	1489776	1489418	1489420	1489421	1489424	1489425	1489426
Invacare Action 4 (wheel pos. front)	1489329	1489418	1489420	1489421	1489424	1489425	1489426
Invacare Action 4 (wheel pos. back)	1489330	1489418	1489420	1489421	1489424	1489425	1489426
Invacare Zipper	1490614	1489417	1489419	1489420	1489423	1489424	1489425

1489415	Bolt set viamobil eco 60 mm
1489416	Bolt set viamobil eco 65 mm
1489417	Bolt set viamobil eco 70 mm
1489418	Bolt set viamobil eco 80 mm
1489419	Bolt set viamobil eco 85 mm
1489420	Bolt set viamobil eco 90 mm
1489421	Bolt set viamobil eco 95 mm
1489422	Bolt set viamobil eco 100 mm
1489423	Bolt set viamobil eco 105 mm
1489424	Bolt set viamobil eco 110 mm
1489425	Bolt set viamobil eco 115 mm
1489426	Bolt set viamobil eco 120 mm
1489427	Bolt set viamobil eco 125 mm
1489428	Bolt set viamobil eco 130 mm
1489429	Bolt set viamobil eco 135 mm
1489430	Bolt set viamobil eco 140 mm
1489431	Bolt set viamobil eco 145 mm
1489432	Bolt set viamobil eco 150 mm
1489433	Bolt set viamobil eco 160 mm
1489434	Bolt set viamobil eco 170 mm
1489435	Bolt set viamobil eco 175 mm
1489436	Bolt set viamobil eco 190 mm
1489437	Bolt set viamobil eco 220 mm