



via GO[®]

Den smidiga påskjutsmotorn till rullstolar



Frihet
med enkelhet

via GO – underlättar, på vägen.



Den kraftfulla, lättanvända påskjutsmotorn för manuella rullstolar.

Det finns situationer när ett dåligt underlag eller en liten lutning kan bli ett oöverkomligt hinder för vardagliga sysslor. via GO- det kraftfulla, lättanvända drivaggregatet från Alber – ger assistans för den som skall skjuta rullstolen, den hjälper till att med liten ansträngning övervinna dessa situationer säkert. Upplev självständigheten och njut av utflykter på ett avslappnat sätt. Det högkvalitativa och kompakta drivaggregatet passar nästan alla vanliga rullstolsmodeller.

För mer information om vilka rullstolar den passar på samt för hjälp vid montering, kontakta din hjälpmedelscentral i regionen eller Invacare AB.

via GO – flyttar fram gränserna.
www.invacare.se

KOMPAKT OCH PRAKTISK



Upplev mer: enkelt och praktiskt

Med sin mångsidighet blir via GO den perfekta följeslagaren i vardagen- för både dagliga uppgifter och utflykter. Tack vare sitt kompakta mått och sin lättviktsdesign är denna påskjutsmotor mycket lätt att hantera och kan enkelt tas av från rullstolen när den inte behövs.

STARK OCH UTHÅLLIG



Utan ansträngning: Förflytta dig enkelt.

Alla miljöer har sina utmaningar. Via GO ger assistans när man behöver det, och hjälper dina nära och kära att hålla takten utan problem – med en körsträcka på upp till 16km.

INTUITIV OCH FLEXIBEL



Smart avsikt: enkel användning.

Via GO är så självklar att den kan användas direkt även utan några förkunskaper. Stora knappar med tydlig funktionell design gör användandet till ett nöje. Dessutom, då man behöver fälla ihop sin rullstol, så behöver man inte ta bort via GO.

SÄKER OCH PÅLITLIG



Alber kvalitet: hög klass helt enkelt.

Albers produkter sätter regelbundet nya riktvärden och står för hållbar tillförlitlighet och TÜV-testad säkerhet. Målet är alltid att flytta fram gränserna och underlätta vardagen.

via GO®

Den smidiga påskjutsmotorn till rullstolar

alber

Via GO är CE-kompatibel i enligt med European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 och har på frivillig basis testats av TÜV Sud enligt den senaste utgåvan av produktstandard EN 12184. Allt för att säkerställa en säker produkt över tid.

Vårt kvalitetsengagemang: din säkerhet! Både Invacare AB såväl som vår fabrik Alber GmbH är certifierad enligt gällande kvalitetsledningsstandard ISO 13485 för medicintekniska produkter. Vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001, säkerställer en miljömässigt ansvarsfull tillverkning av våra produkter.

På invacare.se kan du hitta ännu mer information om påskjutsaggregat till manuella rullstolar i allmänhet och via GO i synnerhet. Vår kundtjänst på Invacare AB ser fram emot att höra från dig och ger dig gärna råd och hjälp.

Invacare AB
Fagerstagatan 9
163 53 Spånga
sweden@invacare.com

www.invacare.se



LET'S via GO!

Alber drivaggregat till manuella rullstolar är en serie kvalitativa produkter som har utvecklats för att assistera användare av manuella rullstolar- och/eller deras assistent.

WWW.INVACARE.SE

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY ■■■

Teknisk data via GO

Storlek

Drivenhet: (B x H x L) 17 x 24 x 27 cm

Manöverenhet: (B x H x L) 3,5 x 9,5 x 2,7 cm

Hastighet

1,5–5,5 km/h

Körsträcka

Upp till 16km

integrerat uppladdningsbart

lithium-ion batteri*

Max brukarvikt

150 kg **

Lutning

upp till 16% / 9° **

Vikt

Batteriladdare: 540 g

Drivenhet: 5,85 kg

Manöverenhet: 140 g

* Beroende på externa faktorer, till exempel hastighetsinställning, batteriernas laddningsstatus, omgivningstemperatur, lokal topografi, vägunderlag, brukarens vikt i enlighet med ISO 7176-4

** Kan vara lägre beroende på vilken rullstol som används och utifrån förmågan hos den som framför rullstolen.



Vardagen: enklare helt enkelt.

via GO är utvecklad med användaren i centrum, att framföra och hantera installation ska vara så okomplicerad och användarvänlig som möjligt.

Den lilla, ergonomiska manöverenheten fästs enkelt på rullstolens körhandtag.

Den fiffiga monteringsatsen möjliggör att rullstolen kan fällas ihop utan att man behöver ta bort drivenheten.

Tack vare sin smidiga design, lätta vikt och stora handtag, så underlättar det då man vill docka på och ta av drivenheten från rullstolen.

