



## LET OP!

De inbouwhoogte is de hoogte gemeten aan de achterkant tot onderkant zitting

De algemene richtlijn is dat er 39 cm ruimte onder de zitting nodig is voor aan- en afkoppelen.

Bij sommige stoelen (zoals de Roxx bijv.) komt de viaGO achter de zitting waardoor deze de zitting niet raakt en inbouw op lagere zithoogte dus mogelijk is.

Om de parkeerstand te blijven gebruiken is 34 cm ruimte nodig

Om de via GO als niet-uitneembare voorziening te gebruiken is een inbouwhoogte achter van 28 cm nodig.

Op de montagehoogte kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld dat montage nog enkele centimeters lager mogelijk is, afhankelijk van meerdere factoren, zoals de instelling en configuratie van de betreffende rolstoel.

Neem voor combineerbaarheid van jouw rolstoel contact op met onze afdeling Customer Service via [csece@invacare.com](mailto:csece@invacare.com) of 0318 - 69 57 57.

In elke doos met via GO in onze voorraad zit standaard

- een comfortbediening (art.nr.1596054)
- een bovenkant om bedieningsunit te monteren (art.nr.1595110)
- een onderkant om bediening te monteren (art.nr.1595080)

Bij de montage van de handbediening bij sommige stoelen met afwijkende handvatvormen (zoals bijv. de Roxx en Canto met ovale buis) zijn er langere bouten nodig. De 1595080 vervalt dan en hiervoor komt de 1595304 in de plaats.

**Dit betreft een zogenaamd levend document en montage mogelijkheden worden continu doorontwikkeld.**

## Versie Datum

2.0-E 27-2-2026

2.1-E 5-5-2026

2.2-E 8-5-2026

2.3-E 19-5-2026

2.4-E 26-5-2026

**via GO compleet****ACTION5**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Action 5 vast frame	ZB tot 42cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1594952	via GO aandr.unit bev.set S ZB < 42cm

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Action 5 vast frame	ZB 42-50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1594953	via GO aandr.unit bev.set M ZB 42-50cm

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Action 5 vast frame	ZB v.a. 50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1594954	via GO aandr.unit bev.set L ZB > 50cm

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Action 5 vast frame	ZB tot 42cm	1594952	via GO aandr.unit bev.set S ZB < 42cm
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Action 5 vast frame	ZB 42-50cm	1594953	via GO aandr.unit bev.set M ZB 42-50cm
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Action 5 vast frame	ZB v.a. 50cm	1594954	via GO aandr.unit bev.set L ZB > 50cm
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

**via GO compleet****CANTO NXT**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Canto	Alle	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595152	via GO aankoppelblok met adapter Canto NXT
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

Canto NXT:

**Duwwagen, wielmaat 12,5 inch alleen mogelijk zonder voetrem.****Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de  
inbouwhoogte.****Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Canto	Alle	1595152	via GO aankoppelblok met adapter Canto NXT
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

**via GO compleet****DAHLIA**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Dahlia	ZB tot 42cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595237	via GO bevest S < 42cm
		1595281	via GO bevest.Rea Dahlia

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
	ZB 42-50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595236	via GO bevest M > 42cm
		1595281	via GO bevest.Rea Dahlia

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Dahlia	ZB tot 42cm	1595237	via GO bevest S < 42cm
		1595281	via GO bevest.Rea Dahlia
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Invacare Dahlia	ZB 42-50cm	1595236	via GO bevest M > 42cm
		1595281	via GO bevest.Rea Dahlia
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

**via GO compleet****ETAC CROSS 5**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 5	ZB tot 42cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595418	via GO bevest.Etac Cross

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 5	ZB 42-50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595418	via GO bevest.Etac Cross

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 5	ZB v.a. 50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595418	via GO bevest.Etac Cross

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 5	ZB tot 42cm	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595418	via GO bevest.Etac Cross
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 5	ZB 42-50cm	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595418	via GO bevest.Etac Cross
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 5	ZB v.a. 50cm	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595418	via GO bevest.Etac Cross
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

**via GO compleet****ETAC CROSS 6**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 6	ZB tot 42cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595407	via GO bevest.Etac Cross 6

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 6	ZB 42-50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595407	via GO bevest.Etac Cross 6

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 6	ZB v.a. 50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595407	via GO bevest.Etac Cross 6

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 6	ZB tot 42cm	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595407	via GO bevest.Etac Cross 6
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 6	ZB 42-50cm	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595407	via GO bevest.Etac Cross 6
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Etac Cross 6	ZB v.a. 50cm	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595407	via GO bevest.Etac Cross 6
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

**via GO compleet****IBIS XA / PRO zelfrijder**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XA	ZB 36-42	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595339	via GO bevest.Ibis XA Pro

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XA	ZB 42-50	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595339	via GO bevest.Ibis XA Pro

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XA	ZB 50-56	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595339	via GO bevest.Ibis XA Pro

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XA	ZB 36-42	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595339	via GO bevest.Ibis XA Pro
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XA	ZB 42-50	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595339	via GO bevest.Ibis XA Pro
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XA	ZB 50-56	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595339	via GO bevest.Ibis XA Pro
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

via GO compleet			IBIS XC / PRO duwwagen
Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XC	ZB v.a. 36cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595154	via GO aankoppelblok met adapter Ibis XC
		1595562	via GO bevest.Ibis XC

Ibis XC / PRO duwwagen:

**Achterwielen moeten in achterste of één na achterste positie staan.**

**Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XC	ZB 42-50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595154	via GO aankoppelblok met adapter Ibis XC
		1595562	via GO bevest.Ibis XC

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XC	ZB 50-60cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595154	via GO aankoppelblok met adapter Ibis XC
		1595562	via GO bevest.Ibis XC

#### Alleen brackets

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XC	ZB v.a. 36cm	1595154	via GO aankoppelblok met adapter Ibis XC
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zb < 42cm
		1595562	via GO bevest.Ibis XC
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XC	ZB 42-50cm	1595154	via GO aankoppelblok met adapter Ibis XC
		1595327	via GO beugel zonder klem M 42-50
		1595562	via GO bevest.Ibis XC
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Ibis XC	ZB 50-56cm	1595154	via GO aankoppelblok met adapter Ibis XC
		1595328	via GO beugel zonder klem L > 50cm
		1595562	via GO bevest.Ibis XC
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

**via GO compleet****QUICKIE LIFE I**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Quicky Life I	ZB 34-42	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1594952	via GO aandr.unit bev.set S ZB <42cm

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Quicky Life I	ZB 42-50	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1594953	via GO aandr.unit bev.set M ZB 42-50cm

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Quicky Life I	ZB 50-56	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1594954	via GO aandr.unit bev.set L ZB > 50cm

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Quicky Life I	ZB 34-42	1594952	via GO aandr.unit bev.set S ZB <42cm
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Quicky Life I	ZB 42-50	1594953	via GO aandr.unit bev.set M ZB 42-50cm
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Sunrise Medical Quicky Life I	ZB 50-56	1594954	via GO aandr.unit bev.set L ZB > 50cm
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

**via GO compleet****MATCH**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Match	Alle	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595576	via GO aankoppelblok met adapter Match
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

Life &amp; Mobility Match:

**Kolom/Masthoogte 1 past niet.****Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.****Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Match	Alle	1595576	via GO aankoppelblok met adapter Match
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

**via GO compleet****NEOX**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Neox	ZB tot 42cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zitbreedte < 42cm
		1595729	via GO bevest.NEOX

Neox:

**De originele Life&Mobility anti-tip moet verwijderd en vervangen worden door 1593205 (Alber anti-tip zonder opkrik functie).**

**Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Neox	ZB 42-50cm	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595327	via GO beugel zonder klem M zitbreedte 42-50cm
		1595729	via GO bevest.NEOX

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Neox	ZB v.a.50	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595328	via GO beugel zonder klem L vanaf zitbreedte > 50cm
		1595729	via GO bevest.NEOX

**Alleen brackets**

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Neox	ZB tot 42cm	1595326	via GO beugel zonder klem S tot zitbreedte < 42cm
		1595729	via GO bevest.NEOX
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Neox	ZB 42-50cm	1595327	via GO beugel zonder klem M zitbreedte 42-50cm
		1595729	via GO bevest.NEOX
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Neox	ZB v.a.50	1595328	via GO beugel zonder klem L vanaf zitbreedte > 50cm
		1595729	via GO bevest.NEOX
		1595080	via GO bediening bev.blokje onderzijde
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset

via GO compleet			ROXX
Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Roxx	ZB 36-42	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zitbreedte < 42cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595358	via GO bevest.Revab Roxx
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

Roxx:

Indien er een Blocker-rem aanwezig is dan moeten de Life & Mobility anti-tippers verwijderd en vervangen worden door artikelnummers 1489339 (Alber Eco anti-tip) en 1591965 (e-motion bracket Roxx).

Zie extra uitleg voorin voor meer informatie over o.a. de inbouwhoogte.

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Roxx	ZB 42-50	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595327	via GO beugel zonder klem M zitbreedte 42-50cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595358	via GO bevest.Revab Roxx
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Roxx	ZB 50-56	1596101	via GO cpl met comfortbediening incl.lader
		1595328	via GO beugel zonder klem L vanaf zitbreedte > 50cm
		1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595358	via GO bevest.Revab Roxx
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

#### Alleen brackets

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Roxx	ZB 36-42	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595326	via GO beugel zonder klem S tot zitbreedte < 42cm
		1595358	via GO bevest.Revab Roxx
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Roxx	ZB 42-50	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595327	via GO beugel zonder klem M zitbreedte 42-50cm
		1595358	via GO bevest.Revab Roxx
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde

Rolstoel	Zitbreedte	Artikelnr.	Omschrijving
Life & Mobility Roxx	ZB 50-56	1595155	via GO aankoppelblok met adapter Ibis Pro/XA+Roxx
		1595328	via GO beugel zonder klem L vanaf zitbreedte > 50cm
		1595358	via GO bevest.Revab Roxx
		1595110	via GO bedieningsunit bevestigingsset
		1595304	via GO bediening bev.blokje onderzijde