



Yes, you can.®

> Invacare® **Xtra Light Titanium**

Version active ou version confort, le titane accessible à tous !

Le nouveau Invacare® **XLT** est le fauteuil actif à châssis fixe idéal pour la vie de tous les jours. Conçu pour s'adapter parfaitement à l'utilisateur et à ses besoins, l'**XLT** propose une large gamme d'options. Il permet ainsi à des personnes souffrant de pathologies évolutives de garder un maximum de mobilité et d'autonomie tout en bénéficiant d'un confort optimal.

NOUVEAU





➤ Une large gamme d'options

Avec sa large gamme d'options et ses nombreuses configurations possibles, l'*Invacare*® **XLT** fera bénéficier à son utilisateur d'un maximum de sécurité et de maintien, nécessaires dans la vie de tous les jours. De plus, il est compatible avec de nombreuses options de la gamme de fauteuils manuels *Invacare*®.

➤ Stabilité, rigidité et sécurité pour une vie active

Avec son châssis entièrement fabriqué en titane, l' **XLT** offre à son utilisateur stabilité et rigidité combinées à un fauteuil très léger.

➤ Un fauteuil sur mesure

L' **XLT** a été conçu en pensant avant tout à son utilisateur. Il s'adaptera parfaitement à ses besoins. C'est le fauteuil idéal pour gagner en mobilité et en indépendance.



Options



XLT Swing Away

Potences escamotables pour faciliter les transferts et le confort.



Nouveau design de têtes de fourches

Pour une meilleure stabilité et performance.



Repose-pieds soudé

Pour plus de confort et de légèreté.



Revêtements de roues arrière


① Bandage ② Pneu profil crampons
③ Pneu profil fin ④ Pneu profil fin haute pression ⑤ Bandage à crampons ⑥ Pneu noir Schwalbe Marathon Evolution.



Roues avant

① 75 x 24 Bandage (3") ⑥ 150 x 30 Bandage souple (6")
② 100 x 27 Bandage medium (4") ⑦ 150 x 32 Pneu (6")
③ 125 x 27 Bandage medium (5") ⑧ 180 x 40 Pneu (7")
④ 140 x 37 Bandage souple (5,5") ⑨ 180 x 40 Bandage souple (7")
⑤ 150 x 27 Bandage medium (6")

Options



Accoudoirs

- ① ② Rio, amovible et réglable en hauteur - manchette courte or longue
- ③ ④ Releable, amovible et réglable en hauteur - manchette courte ou longue



Roulette anti-bascule


S'escamote très facilement avec le pied. Dégage de l'espace sous le fauteuil pour la tierce personne.



Roue sport

Pneu noir Schwalbe Marathon Evolution avec protection anti-crevaison par une couche de Kevlar.

Caractéristiques techniques




35,5, 38, 40,5, 43, 45,5, 48 cm (50,5 cm Swing Away)



40 / 45 / 50 cm (régl. sur 4 cm)



40 - 52 cm




20 - 49 cm




36 - 48 cm ou 27 - 35 cm (monté haut)



0° - 6°



-10° - +10°




Largeur d'assise + 20 cm



76 - 113 cm



Potences fixes 80° : 83 - 103 cm
Potences fixes 90° : 73 - 88 cm
Potences escamotables : 82 - 123 cm



9,8 kg



135 kg max




Poids de transport : 6 kg



Crashtest ISO 7176-19

Coloris du châssis



Bleu



Rouge



Noir



Gris



Titane Naturel *



Orange

* Disponible en fabrication spéciale

Coloris de la toile



Nylon noir



Jemima noir

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).

Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.



INVACARE® N.V.

Autobaan 22 · 8210 Loppem

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10 · Fax: +32 (0)50 - 83 10 11

Email: belgium@invacare.com · www.invacare.be



XLT · BE/FR · 07/2008

© Invacare® International SARL 2008. Tous droits réservés.