



Invacare®

XLT Max

Stabiliteit, onverzettelijkheid,
veiligheid: wees actief!



Yes, you can.®

De **Invacare XLT Max** is een vastframe rolstoel, bestemd voor dagelijks gebruik voor mensen met een zwaarder gewicht. Doordat deze stoel gebouwd is met een titanium frame kan hij een gebruikersgewicht tot 180kg aan en heeft een maximale zitbreedte van 60 cm. De **XLT Max** biedt gebruikers verschillende ondersteuningsmogelijkheden om zo een grote mobiliteit en een zelfstandig leven te behouden.

De perfecte pasvorm

De **Invacare XLT Max** wordt individueel op maat gemaakt en met de grote verscheidenheid aan ondersteunende opties is hij voor iedereen gemakkelijk aan te passen. Gebouwd met het oog op maximale veiligheid en ondersteuning in combinatie met goede rijeigenschappen is de **XLT Max** de enige vastframe rolstoel voor mensen met een zwaarder gewicht.



Eenvoudig uitwisselbaar

De **XLT Max** is een vastframe titanium rolstoel die stabiliteit en absolute starheid biedt aan de gebruiker. De goed ontworpen pasvorm van de rolstoel helpt gebruikers met een gewicht tot 180kg hun mobiliteit en onafhankelijkheid te behouden en te verbeteren. Gebruikers kunnen profiteren van de bestaande, uitgebreide range Invacare opties die eenvoudig op de **XLT Max** kunnen worden gemonteerd.

Eigenschappen en opties



Matrix Contour

De ideale zitoplossing voor mensen met obesitas. Door een verbeterde voorgevormde zit wordt het ontstaan van drukwonden voorkomen.



Om te bouwen voetplaat

De voetplaat bestaat uit 3 delen en beschikt over een verwijderbaar middendeel om transfers te vergemakkelijken.

Anti-tip

De anti-tip is hoogte instelbaar en kan tevens worden gebruikt als trapdop.



Technische gegevens


Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze **Invacare-website**.

	Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoek	Zithoogte	Rughoek	Rughoogte	Onderbeenlengte	Totale breedte
<i>Invacare XLT Max</i>	505 / 555 / 605 mm	500 / 550 / 600 mm	0 - 14°	440 - 520 mm	± 10°	400 - 490 mm	380 - 480 mm 270 - 370 mm hoog gemonteerd	Zitbreedte + 210 mm

	Totale lengte incl. voetsteunen	Totale hoogte	Max. gebruikersgewicht	Totale gewicht	Crashtest
<i>Invacare XLT Max</i>	930 - 1080 mm	790 - 1100 mm	180 kg	15,5 kg	Gecrashtest ISO 7176-19



Framekleur



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
 nederland@invacare.com
 www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland



Yes, you can.®

