



Yes, you can.®

Invacare® **XLT Max**



Stabiliteit, onverzettelijkheid, veiligheid: Wees actief!

De Invacare® **XLT Max** is een vastframe rolstoel, bestemd voor dagelijks gebruik voor mensen met een zwaarder gewicht. Doordat deze stoel gebouwd is met een titanium frame kan hij een gebruikersgewicht tot 180kg aan en heeft een maximale zitbreedte van 60,5cm. De **XLT Max** biedt gebruikers verschillende ondersteuningsmogelijkheden om zo een grote mobiliteit en een zelfstandig leven te behouden.




De perfecte pasvorm

De Invacare® **XLT Max** wordt individueel op maat gemaakt en met de grote verscheidenheid aan ondersteunende opties is hij voor iedereen gemakkelijk aan te passen.

De **XLT Max** biedt goede rijeigenschappen en wendbaarheid en is de enige vastframe rolstoel voor mensen met een zwaarder gewicht. De goed ontworpen pasvorm van de rolstoel helpt gebruikers met een gewicht tot 180kg hun mobiliteit en onafhankelijkheid te behouden en te verbeteren.



180 kg



Eenvoudigweg uitwisselbaar

De **XLT Max** is een vastframe titanium rolstoel die stabiliteit en absolute starheid biedt aan de gebruiker. Gebruikers kunnen profiteren van de bestaande, uitgebreide range Invacare® opties die eenvoudig op de **XLT Max** gemonteerd kunnen worden.

Opties en accessoires



Invacare® Flo-tech Contour

De ideale zitoplossing voor mensen met obesitas. Door een verbeterde voorgevormde zit wordt het ontstaan van drukwonden voorkomen.



Om te bouwen voetplaat


De voetplaat bestaat uit 3 delen en beschikt over een verwijderbaar middendeel om transfers te vergemakkelijken.



Anti-tip

De anti-tip is hoogte instelbaar en kan tevens worden gebruikt als trapdop.

Technische gegevens




50,5, 55,5, 60,5 cm



50, 55, 60 cm



44 - 52 cm



40 - 49 cm




38 - 48 cm



0 - 14°



± 10°



ZB+ 21 cm

Frame kleuren



Blauw



Rood



Zwart



Grijs



Gezandstraald
Titanium



Oranje



79 - 110 cm



93 - 108 cm



15,5 kg



11,1 kg



max. 180 kg



crashtest
ISO 7176-19*



* Invacare® rolstoelen voldoen aan de bovenstaande ISO-normen en ISO 10542. Extra voorzieningen bieden verhoogde bescherming van de gebruiker, onder meer tijdens autotransport. Rolstoelgebruikers dienen bij autovervoer echter bij voorkeur gebruik te maken van de autostoel en de bijbehorende gordels.