aquatec®

Pure-serien

Diskret design til
hverdagsbrug



INVACARE



Designet til at passe ind i ethvert hjem

Aquatec **Pure**-serien består af gennemtænkte produkter, der understøtter den personlige pleje på en måde, der føles naturlig, diskret og pålidelig. Udviklet til brug i hjemmet og i sundhedssektoren og designet til at bekæmpe den dermed forbundne stigmatisering og fremme selvstændighed i hverdagen.

Click here to discover the range >>

---

aquatec®

Aquatec® er fortsat et velrenommeret mærke inden for personlig pleje. I årtier har sikkerhed, enkelhed og holdbar kvalitet været virksomhedens kendetegn.

Toiletbesøg

At tage brusebad

Badning

Sikkerhed

Pure Sol, Bay & Siro
Badetaburetter

Aquatec **Pure** Sol, Bay & Siro-badetaburetter er designet til at give øget komfort, sikkerhed og uafhængighed.

De elegante og kompakte taburetter er designet til at passe perfekt ind i hjørner eller på smalle steder.



Pure Sol
– rund badetaburet



Pure Bay
– rektangulær badetaburet

Nem montering og vedligeholdelse

Montering og højdejustering uden brug af værktøj
Gør opsætning og brug nemmere

Brugervenligt låsesystem
Til sikker og hurtig montering og demontering.

Vedligeholdelsesfri og nem at rengøre
Velegnet til daglig brug i hjemmet eller i sundhedssektoren.

Vigtige komponenter



Pure Siro
Triangular-badetaburet

Let og bærbar
Muliggør nem løftning og flytning.

Kan justeres i sædehøjde
En tilpasset kropsholdning hjælper med at aflaste ryg, hofter og knæ.

Øget komfort
De afrundede kanter på sædet bidrager til at mindske trykket og øge komforten.

Ben af anodiseret aluminium
De er stabile, holdbare og korrosionsbestandige.

Stabil på ujævne underlag
Kan bruges med benene indstillet i forskellige højder og er udstyret med skridsikre gummifødder, der sikrer stabilitet.

*For a horizontal seating position only.

Pure Isla

Brusestole

Aquatec **Pure** Isla-brusestole er designet til at tilbyde en sikker og værdig siddeløsning til personlig pleje.

Et design inspireret af balance og bevægelse, der forener en følelse af ro med styrke og stabilitet.



Pure Isla
– kun sæde



Pure Isla
- sæde med armlæn



Pure Isla
- sæde med ryglæn

Nem montering og vedligeholdelse

Montering og højdejustering uden brug af værktøj
Gør opsætning og brug nemmere

Brugervenligt låsesystem
Til sikker og hurtig montering og demontering.

Vedligeholdelsesfri og nem at rengøre
Velegnet til daglig brug i hjemmet eller i sundhedssektoren.

Vigtige komponenter



Pure Isla
- sæde med armlæn og ryglæn

Let og bærbar
Muliggør nem løftning og flytning.

Kan indstilles i sædehøjde og fremadhældning
En tilpasset kropsholdning hjælper med at aflaste ryg, hofter og knæ.

Øget komfort
De afrundede kanter på sædet bidrager til at mindske trykket og øge komforten.

U-formet sæde
Forbedrer tilgængeligheden. Kan placeres foran eller bagpå, alt efter personlige behov.

Ben af anodiseret aluminium
De er stabile, holdbare og korrosionsbestandige.

Stabil på ujævne underlag
Kan bruges med benene indstillet i forskellige højder og er udstyret med skridsikre gummifødder, der sikrer stabilitet.

Pure Azure
Toiletstol

Aquatec **Pure** Azure-toiletstolen har et 3-i-1-design til brug som brusestol, toiletramme eller toiletsæde.

At sikre komfort og tryghed, når de personlige behov ændrer sig med tiden.



Pure Azure indstillet som brusestol



Pure Azure konfigureret som toiletramme

Nem montering og vedligeholdelse

Montering og højdejustering uden brug af værktøj
Gør opsætning og brug nemmere

Brugervenligt låsesystem
Til sikker og hurtig montering og demontering.

Vedligeholdelsesfri og nem at rengøre
Velegnet til daglig brug i hjemmet eller i sundhedssektoren.

Vigtige komponenter



Pure Azure konfigureret som toiletstol

Let og bærbar
Muliggør nem løftning og flytning.

Kan indstilles i sædehøjde og fremadhældning
En tilpasset kropsholdning hjælper med at aflaste ryg, hofter og knæ.

Øget komfort
De afrundede kanter på sædet bidrager til at mindske trykket og øge komforten.

Bred hygiejneudskæring
Til praktisk brug som et alternativ til toiletskålen.

Alsidig holder til toilettet
Muliggør aftagning af skålen forfra og bagfra.

Ben af anodiseret aluminium
De er stabile, holdbare og korrosionsbestandige.

Stabil på ujævne underlag
Kan bruges med benene indstillet i forskellige højder og er udstyret med skridsikre gummifødder, der sikrer stabilitet.

Pure Cala

Opslået toiletsæde

Det forhøjede toiletsæde Aquatec **Pure Cala** er designet til at lette den personlige pleje. Nem at bruge og designet til langvarig stabilitet, så de daglige plejerutiner føles naturlige, diskrete og trygge.

Nem at sætte op
Montering uden værktøj gør installationen hurtig og nem.

Fastgørelse med godt greb
Det formede låsehjul med struktur gør det lettere at montere for personer med nedsat fingerfærdighed.



Klik her, hvis du vil se videoen >>



Vigtige komponenter

Låg som tilvalg
Vælg Pure Cala med eller uden låg.

Blødt sæde som tilvalg
Giver øget komfort.

Optimal højde
Højden er øget med 10 cm for at gøre det lettere at rejse sig fra siddende stilling.

Trygt og støttende
Det indbyggede låsesystem med skridsikre gummiindsatser sikrer stabilitet.

Formet med fokus på komfort
Det blødt formede sæde giver optimal støtte og komfort.

Passer til alle
Passer til en lang række toiletskåle og badeværelser.



Åbning foran og bagpå



Pletbestandig og nem at rengøre



Diskret og upåfaldende design

Tekniske specifikationer

Pure Sol, Bay & Siro-badetaburetter

	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde
Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455 mm (på det bredeste sted)	440 mm	420 – 570 mm

	Vægt	Belastningskapacitet
Pure Sol	2.1 kg	150 kg
Pure Bay	2.3 kg	180 kg
Pure Siro	2.2 kg	130 kg

Hvid

Farve

5 års

levetid

Fremstillet i Europa

Pure Isla-brusestol

Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Højde i alt
500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm

Ryglænshøjde	Ryglænets bredde	Armlænshøjde	Armlænets bredde
360 mm	435 mm	210 mm	250 mm

Bredde i alt	Vægt	Belastningskapacitet
615 mm	2,8 kg (sæde) 3,5 kg (sæde + armlæn) 3,7 kg (sæde + ryglæn) 4,4 kg (hele stolen)	160 kg

Hvid

Farve

5 års

levetid

Fremstillet i Europa

Tekniske specifikationer

Pure Azure-toiletstol

Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Højde i alt
500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm

Ryglænshøjde	Ryglænets bredde	Armlænshøjde	Armlænets bredde
360 mm	435 mm	210 mm	250 mm

Bredde i alt	Bredde på hygiejnefordybning	Dybde på hygiejnefordybning	Vægt
615 mm	195 mm	235 mm	5,1 kg (med skål)

Belastnings-kapacitet: 160 kg

Farve: Hvid

5 års levetid

Fremstillet i Europa

Pure Cala–forhøjet toiletsæde

Åbningens bredde	Bredde i alt	Åbningens dybde	Total dybde
205 mm	365 mm	255 mm	405 mm

Forhøjet sædehøjde i forhold til toiletskålen	Produktets totale højde	Vægt	Belastnings-kapacitet
100 mm	155 mm inklusive det monterede låsesystem	1,1 kg (med låg) 0,7 kg (uden låg)	250kg

Farve: Hvid

5 års levetid

Fremstillet i Europa

Vi lægger stor vægt på at bruge mere miljøvenlige materialer, reducere brugen af plast, hvor det er muligt, og finde smartere emballageløsninger.

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

©2026 Invacare International GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Det er vores overbevisning, at alle de angivne oplysninger er korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Invacare forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående konsultation. Aquatec Pure Range_DK_19102026