

Dyna-Form® Mercury®

Trykkfordelende skummadrass



Oppskåret skum

Statisk trykkfordeling



Trykkavlastning for høy risiko

Komfort og støtte

- Profilert skuminnlegg med luftkanaler og tverrgående innsnitt: mindre celler ved hælene og større celler i sakralområdet for optimal trykkfordeling.
- Fast skumbase og sidekanter gir god stabilitet ved forflytning av brukeren og forhindrer gjennomtrykking til underlaget.
- Spesielt utviklet for brukere med høy risiko for utvikling av trykksår.

Flerveis stretchtrekk

- Flerveis stretch, dampgjennomtrengelig tekstil impregnert med et sopphemmende middel som reduserer skjær- og friksjonskrefter.
- Helfrekvenssveiset trekk som forhindrer væskeinntrengning og bidrar til smittevern og effektiv dekontaminering.
- Kan vaskes ved temperaturer opptil 95 °C.

Kvalitetssikret

- Slitesterk polyuretan-bunn med sklisikker overflate gir en robust beskyttelse mot hydrolyse og gjennomtrengning av væske.
- Alle komponenter kan skiftes ut, noe som gir langsiktig verdi og forlenger produktets levetid.
- Produsert i henhold til BS 7177:2008 (Crib 5 Composite), klasse for svært høy slitestyrke.

Tekniske data

Høyde	Bredde	Lengde	Maks. brukervek	Totalvekt	Maks. vasketemperatur
150 mm	800 - 1200 mm	2000 - 2200 mm	254 kg	11 kg	95 °C

Artikkel nr	Beskrivelse
MAT01007260	Dyna-Form Mercury 83 x 200 x 15 cm
MAT01001782	Dyna-Form Mercury 85 x 200 x 15 cm
MAT01004676	Dyna-Form Mercury 88 x 200 x 15 cm
MAT01002716	Dyna-Form Mercury 90 x 200 x 15 cm
MAT01005349	Dyna-Form Mercury 105 x 200 x 15 cm
MAT01005353	Dyna-Form Mercury 120 x 200 x 15 cm

Produsert i henhold til: BS EN 597-1 (sigarett), BS EN 597-2 (fyrstikk) og BS 7177 (tennkilde 5).

God sykepleiefaglig omsorg er avgjørende ved forebygging og behandling av trykksår. Denne madrassen kan bidra positivt som en del av en plan for forebygging av trykksår som omfatter opplæring, klinisk vurdering og handlingsplanlegging basert på brukerens risikofaktorer. Dette er grunnleggende elementer i arbeidet med å forebygge trykksår.

Ulike risikovurderingsskalaer kan benyttes som en formell metode for å vurdere risikoen for utvikling av trykksår. Disse bør brukes sammen med en uformell vurdering basert på klinisk skjønn, som en del av en helhetlig og individuelt tilpasset plan for den enkelte bruker.

DHCare Norge AS
Brynsveien 16, PB. 6230 Etterstad
0603 Oslo
www.dhcare.no

Invacare International GmbH is a member of the DHCare group of companies. Invacare International GmbH reserves the right to modify existing product models at any time. Product specifications may vary across regions. ©2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. Mercury_NO_27102026