Küschall®
COMPACT

VERSATILIDAD
Y CONFORT EN
UNA SOLA SILLA



Küschall.com



PLEGABLE Y
LIGERA

COMPACT

La Küschall Compact es la referencia absoluta en fiabilidad y calidad en una silla plegable. Se adapta fácilmente a las necesidades de cada usuario para mejorar el confort general. Disponible con chasis frontal fijo, con una rigidez impresionante para un excelente rendimiento de conducción, o con pescantes abatibles, que facilitan aún más las transferencias, el almacenamiento y el transporte.

CONFORT
INCREMENTADO





AÚN MÁS **FUNCIONAL**


Un respaldo abatible, disponible como opción, hace que la silla sea pequeña y compacta para facilitar el transporte. Disponible con ángulos de pescantes a 70° o 80°, además del mecanismo de bloqueo preciso en los pescantes abatibles, para mayor rigidez y una conducción óptima.

PRESENTAMOS LA ***COMPACT CARBON***

Un pequeño detalle. Una diferencia notable. Los pescantes de carbono como estándar, aportan a la Compact un acabado más ligero (- 200 gr en el peso total de la silla) y refinado. Una mejora sutil que realza tanto la sensación como la estética global, sin comprometer la fiabilidad con la que siempre puedes contar.

Ver el vídeo

Mejora tu Compact y gana confianza con un toque de carbono.



-200g*

* Más ligera, en peso total, que la Compact estándar de aluminio.



Küschall® COMPACT

CONÓCELA MÁS **DE CERCA**



RESPALDO CON ÁNGULO AJUSTABLE

Disponible como opción, el respaldo con ángulo ajustable y abatible se pliega de forma práctica sobre los tubos de asiento, permitiendo un almacenamiento compacto y un transporte fácil.

PLEGADO FÁCIL

El diseño exclusivo de la cruceta hace que la Compact sea fácil de plegar. Una característica clave para usuarios con fuerza reducida o función manual limitada.

MANTENGA LA TRAYECTORIA

Ajuste intuitivo y exclusivo del soporte de la horquilla, que garantiza que su silla de ruedas funcione siempre con la máxima eficiencia energética, facilitando la propulsión durante más tiempo.



CHASIS FIJO

Aumenta la rigidez y aporta una estética más activa. Ángulo de pescante a 70° o 80°.

PESCANTES ABATIBLES

Facilita el transporte, el almacenamiento y las transferencias. Ángulo de pescante a 70° o 80°.

Küschall® | c

Pescantes de carbono para un acabado más ligero y refinado.

PALETAS

La gama de paletas se adapta a todas las anchuras de asiento y cuenta con una superficie antideslizante para un mayor confort y soporte.

PERSONALIZA TU **COMPACT**

1.COLOR DE CHASIS

Colores de chasis estándar

Blanco puro

Gris antracita

Negro espacial

Rojo carmín

Azul celeste

Colores de chasis adicionales*

Amarillo intenso

Negro brillante

Gris plateado

Azul noche perlado

Rojo rubí

Naranja dinamita

Verde forestal

*Se aplicará un plazo de entrega adicional.

2. TIPO DE CALCAMONÍA



3. COLOR DE CALCAMONÍA

Rojo

Negro

Gris claro

Dorado

Rojo

Azul

Gris oscuro

Negro

4. SERVICIO UNIQUE

Crea tu silla Küschall a medida con nuestro Departamento UNIQUE. Este nuevo servicio te permitirá customizar tu silla según tus gustos para un estilo de vida UNICO.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO
280 – 500 mm
en incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO
320 – 500 mm
en incrementos de 20 mm



LARGO DE PIERNA (UL)
200 - 510 mm
en incrementos de 10 mm



ALTURA DE RESPALDO
300 – 510 mm
en incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



ALTURA DE ASIENTO
Delantera: 370 – 530 mm
Trasera: 370 – 500 mm
en incrementos de 10 mm



ÁNGULO DE CHASIS
70° / 80°
Chasis estándar o aducción



ANCHURA TOTAL
Anchura de asiento
+ 160 mm



ANCHURA TOTAL PLEGADA
Aprox. 290 mm



LONGITUD TOTAL
70° aprox. 870 – 1220 mm
80° aprox. 850 – 1200 mm



CAÍDA
0° / 3°



PESO TOTAL SIN CARGA
Aprox. 10,3 kg*
(pescantes abatibles)
Aprox. 9,6 kg (pescantes fijos)



PESO DE TRANSPORTE
Aprox. 7,8 kg
(pescantes abatibles)
Aprox. 6,7 kg (pescantes fijos)



PESO MÁX. USUARIO
130 kg



PRUEBA DE CHOQUE
Aprobado – Cumple los
requisitos de la normativa
ISO 7176-19



Todas las medidas y pesos indicados se basan en un ancho de asiento de 400 mm y una profundidad de asiento de 400 mm, en la configuración más ligera y compacta. El peso y las medidas pueden variar según las diferentes configuraciones. Para más información, consulte el manual del usuario en nuestro sitio web.
* Peso total con pescantes de aluminio: 10,5 kg

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. (34) 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España

Küschall es propiedad de Invacare Internation GmbH y es una marca registrada de la misma. Invacare Internation GmbH se reserva el derecho de modificar los modelos existentes en cualquier momento. Las especificaciones pueden variar según la región. ©2026 Invacare Internation GmbH. Todos los derechos reservados. Küschall Compact_ES_05112026