Küschall®
K-SERIES

POSICIONAMIENTO PERSONALIZADO PARA UNA CONDUCCIÓN OPTIMIZADA



Küschall.com

AJUSTES A MEDIDA



K–SERIES

Con su diseño modular icónico, la Küschall K-Series es una auténtica referencia y creadora de tendencias en sillas de ruedas activas. El ingenioso y versátil módulo de asiento cuenta con una configuración que ofrece el mejor rendimiento de conducción, allá donde vayas.


MÁXIMA RIGIDEZ, MÍNIMO ESFUERZO



NAVEGA **POR TU MUNDO**

Con una tecnología vanguardista y una estética elegante, la Küschall K-Series se mantiene fiel al diseño minimalista de la marca Küschall. Esta silla promete flexibilidad y libertad para permitirte navegar por tu mundo sin esfuerzo.





ASIENTO ***MULTIPOSICIÓN***

En el corazón de la K-Series se encuentra un sistema de asiento modular. Con cinco posiciones diferentes de centro de gravedad y múltiples alturas de asiento, las posibilidades de posicionamiento son prácticamente infinitas, sin modificar la geometría del chasis. Se trata de un diseño extremadamente ingenioso que se adapta sin esfuerzo a las necesidades cambiantes.

CONDUCCIÓN **SUAVE Y CONSISTENTE**

La K-Series cuenta con una geometría perfecta respecto al suelo. El módulo de asiento es independiente del chasis lo que garantiza que las ruedas delanteras y traseras permanezcan siempre en la misma posición, para una conducción suave.



PRESENTAMOS LA
K-SERIES CARBON

Rendimiento diario, elevado. La K-Series en carbono aporta una mayor eficiencia a un diseño ya de por sí icónico. Con una rigidez incrementada y una menor pérdida de energía, la silla trabaja de forma más eficaz, ofreciendo una conducción más suave y consistente. La misma capacidad de adaptación en la que ya confías, ahora con un acabado en carbono más refinado y seguro.

Ver el vídeo

—

Disfruta del mismo diseño minimalista y modular, en carbono.





-290g*

* Más ligera, en peso total, que la K-Series estándar de aluminio.



Küschall® K-SERIES

MIRA MÁS
DE CERCA

BARRA DE RESPALDO
Barra ergonómica, un aspecto crucial en las fases de carga y descarga de la silla. Opción de barra del respaldo más baja, ideal para respaldos Matrx®.

RESPALDO
Respaldo abatible con seis ajustes de ángulo posibles, para adaptarse a diferentes necesidades de posicionamiento.

MÓDULO DE ASIENTO
En el corazón de la K-Series. El módulo de asiento ofrece cinco posiciones diferentes de centro de gravedad, haciendo que la silla de ruedas sea más o menos activa.

Küschall®

OPCIÓN DE CHASIS DE CARBONO LIGERO
Mejora el rendimiento de conducción y aporta una estética visual segura.



ZONA DE RODILLA HIDROFORMADA
Agarre ergonómico, ideal para reposicionamientos y transferencias. Ángulo de chasis frontal disponible a 90° y 75°.

FRENO ACTIVO LIGERO
El freno de aluminio, con un diseño minimalista, lleva la ligereza a niveles sin precedentes. Precisión incluso en los detalles más pequeños.

SOPORTE DE LA HORQUILLA
Perfil de aluminio soldado al tubo del chasis frontal. Diseño consistente con el conjunto de la silla de ruedas.

CHASIS INCURVADO
El chasis ncruvado permite que la silla se adapte al contorno de tu cuerpo, con una estética elegante y depurada.

REPOSAPIÉS
Diseñado con una superficie plana, para un mayor confort durante la conducción y un posicionamiento perfecto.

PERSONALIZA TU
K-SERIES

1.COLOR DE CHASIS

Colores de chasis estándar

Blanco puro

Gris antracita

Negro espacial

Rojo carmín

Azul celeste

Colores de chasis adicionales*

Amarillo intenso

Negro brillante

Gris plateado

Azul noche perlado

Rojo rubí

Naranja dinamita

Verde forestal

*Se aplicará un plazo de entrega adicional.

2. TIPO DE CALCAMONÍA



3. COLOR DE CALCAMONÍA

Rojo

Negro

Gris claro

Dorado

Rojo

Azul

Gris oscuro

Negro

4. SERVICIO UNIQUE

Crea tu silla Küschall a medida con nuestro Departamento UNIQUE. Este nuevo servicio te permitirá customizar tu silla según tus gustos para un estilo de vida UNICO.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO
320 – 500 mm
en incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO
350 – 525 mm
en incrementos de 25 mm



LARGO DE PIERNA (UL)
290 – 480 mm
en incrementos de 10 mm



ALTURA DE RESPALDO
270 – 480 mm
en incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO
78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ALTURA DE ASIENTO
Delantera: 450 – 520 mm
Trasera: 390 – 490 mm
en incrementos de 10 mm



ÁNGULO DE CHASIS
75° / 90° Chasis en V o
incurvado (aducción)



ANCHURA TOTAL
Anchura de asiento
+ 170 mm



LONGITUD TOTAL
Chasis 75°:
aprox. 830 - 1055 mm
Chasis 90°: aprox. 760 - 985 mm



POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD
80mm / 95mm / 110mm /
125mm / 140mm



CAÍDA
0° / 3° / 6°



PESO TOTAL SIN CARGA
Carbono: 7,5 kg (aprox.)
Alu: 7,8 kg (aprox.)



PESO DE TRANSPORTE
Carbono: 4,8 kg (aprox.)
Alu: 5,1 kg (aprox.)



PESO MÁX. USUARIO
130 kg



PRUEBA DE CHOQUE
Aprobado – Cumple los requisitos de la normativa ISO 7176-19



Todas las medidas y pesos indicados se basan en un ancho de asiento de 400 mm y una profundidad de asiento de 400 mm, en la configuración más ligera y compacta. El peso y las medidas pueden variar según las diferentes configuraciones. Para más información, consulte el manual del usuario en nuestro sitio web.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. (34) 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España

Küschall es propiedad de Invacare Internation GmbH y es una marca registrada de la misma. Invacare Internation GmbH se reserva el derecho de modificar los modelos existentes en cualquier momento. Las especificaciones pueden variar según la región. ©2026 Invacare Internation GmbH. Todos los derechos reservados. Küschall K-Series_ES_03092026