Raizer® II

Løftestol



Løfter en person som har falt, på 30 sekunder

Trygg og verdig forflytning fra gulv til stol - betjenes enkelt av én person.

Opplev trygghet og komfort med Raizer II

Raizer II er batteridrevet, mobil løftestol som hjelper personer som har falt, opp fra gulvet til nesten stående stilling på bare 20-30 sekunder.

Raizer II kan enkelt monteres og betjenes av én person, og krever ingen fysisk anstrengelse utover en støttende hånd.

Raizers design gjør den enkel å montere, bruke og rengjøre.



80 løft på én lading

Opptil 80 løft på én lading. Kun 10-15 minutters lading gir kapasitet til ett ekstra løft.

4 identiske ben og 2 identiske ryggstøtter

Enkel montering - alle delene er utformet slik at riktig montering sikres hver gang.




> Alle **overflatematerialer er valgt** ut for å være enkle å rengjøre og desinfisere.

> Ved behov kan **ekstra sikkerthetsbelte** monteres for å øke stabiliteten til personen som har falt.

> **Intiuitive lyd** - og LED indikatorer sikrer korrekt montering

> **Håndkontrollen** oppbevares på seteenheten

> **Engangstrekk for hygiene** er tilgjengelig som tilbehør (ekstrautstyr).



Steg 1 - Plasser seteenheten ved personen som har falt



Steg 2 - Monter sammen ben og ryggstøtte rundt personen



Steg 3 - Sikre personen og start løftet




Steg 4 - Personen er løftet til nesten stående stilling og kan forflyttes til stol

Tilbehør



Nakkestøtte

Nakkestøtten gir ekstra støtte til hode og nakke når en person skal hjelpes opp etter et fall. Den støtter hodet og nakken før, under og etter løftet, og bidrar til økt komfort under løfteprosessen. Nakkestøtten er laget av et lett materiale som er enkelt å rengjøre og vedlikeholde.
Artikkel nr:107464



Sikkerhetsbelte til Raizer II

Sikkerhetsbelte til Raizer II som gir ekstra støtte under løfteprosessen. Beltet festes til stolryggen og er justerbart for individuell tilpasning. Det kan enkelt tas av ved behov. Artikkel nr: 107250



Ryggsekk

Praktisk og slitesterk ryggsekk for oppbevaring og transport av Raizer II løftestol. Ryggsekken er spesialtilpasset for sikker oppbevaring av komponentene og gjør det enkelt å transportere Raizer II mellom ulike lokasjoner og brukssituasjoner.
Artikkel nr:107239



Transportbag

Praktisk bæreveske for oppbevaring og transport av setet til Raizer. Vesken beskytter setet mot slitasje og bidrar til trygg oppbevaring samt enkel håndtering når utstyret ikke er i bruk. For sikker oppbevaring og transport av setet til Raizer.
Artikkel nr;107463



Transportvogn

Lett sammenleggbar aluminiumsvogn for enkel transport. Vognen er spesialdesignet for Raizer og holder løftestolen sikkert på plass ved hjelp av en metallplate med spennstropp. Det ergonomiske håndtaket gjør vognen enkel å trekke og manøvrere, mens de robuste gummihjulene sikrer god fremkommelighet på ulike underlag.
Artikkel nr;107273



Trippelhjul til vogn

Trappehjul for enkel transport av Raizer II i trapper. Dette er et tilbehør til transportvognen og gjør det lettere å manøvrere Raizer II i trappeområder. Trappehjulene monteres på transportvognen, som kjøpes separat.
Artikkel nr;103314



Håndkontroll

Håndkontroll for betjening av Raizer II. Gir enkel og brukervennlig kontroll av løftestolen, slik at løfteprosessen kan utføres på en trygg og effektiv måte. Fjernkontrollen er utviklet spesielt for bruk med Raizer II.
Artikkel nr;105026



USB Ladekabel

USB-ladekabel for lading av Raizer II. Kabelen gir en praktisk lademulighet når standard lader ikke er tilgjengelig. Full opplading via USB-kabel tar lengre tid enn med ordinær lader, og tar omtrent 20 timer fra tomt til fulladet batteri.
Artikkel nr:105082



15W batterilader

15W batterilader for effektiv og rask lading av Raizer II. Laderen er enkel å koble til og fra, noe som gjør ladeprosessen praktisk og brukervennlig. Utviklet for sikker og pålitelig lading av batteriet til Raizer II. Artikkel nr: 105192

Tekniske data

Løftekapasitet	Løftetid	Vekt	Antall løft ved full lading	Ladetid
Maks 150 kg	20-30 sekunder	Sete: 8,5 kg Ben og ryggstøtte:4,5 kg Totalt: 13 kg	40 løft ved maksimal belastning Omtrent 80 løft ved gjennomsnittlig belastning	Opptil 6 timer

Artikkel nr:	Beskrivelse
10776	Raizer med hodestøtte og bag
107239	Ryggsekk
107463	Transportbag
107273	Transportvogn
103314	Trippelhjul til vogn
105026	Håndkontroll Raizer
105082	USB ladekabel
107464	Nakkestøtte

DHCare Norge AS
Brynsveien 16, PB. 6230 Etterstad
0603 Oslo
www.dhcare.no

Invacare International GmbH is a member of the DHCare group of companies. Invacare International GmbH reserves the right to modify existing product models at any time. Product specifications may vary across regions. ©2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. Raiser II_NO_10112026