Sherpa 3

Gamme innovante de lève-personnes au plafond



Une gamme innovante et complète pour les patients les plus dépendants

Pour des transferts sécurisés et fiables dans tous les environnements de soins

Une solution adaptée à tous les besoins de levage pour protéger les soignants et prévenir les TMS

Gamme de lève-personnes au plafond innovante et performante alliant sécurité et ergonomie pour accompagner au mieux le quotidien des patients et soignants

Le Sherpa 3 est un lève-personne de plafond sûr et simple d'utilisation, destiné aux transferts en position assise, à l'horizontale et du sol vers le lit, ainsi que vers et depuis le lit, le fauteuil roulant ou les toilettes. Il prend en charge des hauteurs de levage basses et élevées, ce qui le rend adapté au levage depuis le sol, à l'entraînement en position debout et à la rééducation à la marche.

Disponible en versions 200 kg et 400 kg avec un large choix de fléau ainsi que la possibilité d'y adapter notre berceau avec ou sans moteur pour toujours pus de confort patient et un positionnement ajusté par le centre de gravité, le Sherpa 3 peut être adapté individuellement à tous les environnements de soins. Il est compatible avec les rails MilkyWay, ainsi qu'avec les portiques Castor (version 2 pieds) ou Helena (version 4 pieds).

TMS (Trouble musculo-squelettique)

85% des professionnels de santé souffrent de **troubles musculo-squelettiques**.[1]

Les 5 principaux risques

Les mouvements de poussée et de traction font partie des 5 principaux facteurs de risque pouvant entraîner une **surcharge physique**.

Problèmes de dos

60 - 70% des professionnels de santé souffrent de **problèmes de dos**.[2]

L'absentéisme

33% de l'absentéisme en EHPAD est lié à une lombalgie et coute près de 40 000 €/an entrainant une désorganisation de l'équipe et du parcours de soin.



1 Conception flexible


Optez pour le modèle 200 kg avec déplacement manuel ou motorisé, recharge en fin de course ou sur rail, avec un large choix de fléau : 2 points, 4 points, berceau motorisé ou non. Optez pour le modèle 400 kg avec déplacement manuel, recharge en fin de course et un large choix de fléaux spécifique aux patient dits 'bariatriques' en 4 et 6 points.

2 Sécurité

Arrêt d'urgence manuel, descente d'urgence électrique et mécanique, protection contre les surcharges et les vitesses excessives, interrupteur de détection de sangle détendue, ainsi que démarrage et arrêt en douceur.

3 Confort d'utilisation

Commande intuitive à une seule main, télécommande ergonomique et déplacement silencieux pour un usage agréable au quotidien. Le Sherpa 3 se manie sans effort, aussi bien par le soignant que par le patient, et s'intègre discrètement dans l'environnement de soin pour des transferts fluides et sereins.



*6-point only available with Sherpa 3 400 kg.

Large choix de fléaux






Que vous optiez pour fléau 2 points ou pour berceau motorisé 4 points permettant de placer le patient en position assise ou allongée pendant le transfert, le Sherpa 3vous offre une flexibilité totale. Grâce à une gamme de fléaux unique et innovante, il existe une solution adaptée à chaque situation.
Pour les patients dits bariatriques, un berceau renforcé est proposé offrant davantage d'espace et de confort jusqu'à un poids de 400 kg ce qui est très utile sur ce type de patient.



Large choix de sangles

Parce que les sangles sont un complément essentiel au transfert, DHCare propose une large gamme avec différentes attaches suivant le type de fléau utilisé pour des transferts de patients sûrs, souples et confortables. Elles sont soigneusement conçues pour s'adapter à la morphologie de la personne, garantissant un ajustement parfait et offrant le bon soutien là où cela est nécessaire.

Caractéristiques techniques

	Poids patient max	Largeur du moteur	Hauteur du moteur	Profondeur du moteur	Plage de levage	Niveau sonore	Poids total	Garantie
Sherpa 3, 200kg	200 kg	300 mm	190 mm	240 mm	2.3 m	44 dB (A)	8.5 kg	2 ans
Sherpa 3, 400kg	400 kg	300 mm	190 mm	240 mm	2.3 m	44 dB (A)	11 kg	2 ans

Toutes les mesures sont prises avec une tolérance de +/- 5 mm

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@dhcare.com
www.dhcare.fr

DHCare France SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

© 2026 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Toutes les informations citées sont considérées comme exactes au moment de l'impression. Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans consultation préalable. Sherpa3_FR_02092026