Vendlet-serien

Elektriske vendesystemer



Sikker forflytning og håndtering

Vending og reposisjonering i sengen



Safe Moving & Handling

Pleie av personer i seng er fysisk krevende arbeid. Løfting, trekking og skyving av pasienter er en av de viktigste årsakene til daglige smerter og langvarige belastningsskader blant helsepersonell.[1, 2, 3]
Vendlet kan hjelpe med vending og reposisjonering av personer i sengen.
En landsdekkende evaluering fra Teknologisk Institut dokumenterte betydelige forbedringer i arbeidsmiljøet for pleiepersonalet etter innføringen av Vendlet.[4]

Arbeidsmiljø

86 % opplever et fysisk bedre arbeidsmiljø ved pleie av personer i seng.[4]

Mindre smerte

86 % opplever mindre smerte ved pleie av personer i seng.[4]

Mindre tretthet

68 % føler seg mindre slitne ved arbeidsdagens slutt.[4]

Trygghet

89 % føler seg trygge ved bruk av det elektriske vendesystemet.[4]

Besparelse på opptil **€8 296** per pasient per år.[5]



1/ Richardson et al. Perspectives on preventing musculoskeletal injuries in nurses: A qualitative study. Nursing Open. 2019. 6;915-929 Daragh A, et al. Safe Patient Handling Equipment in Therapy Practice: Implications for Rehabilitation. The American Journal of Occupational Therapy. 2013 Totzkay, DL.

2/ Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-344

3/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29851685/

4/ Danish Technological Institute – national evaluation of electric turning systems including Vendlet (https://www.dhg-vendlet.com/knowledge-and-cases/mechanic-transfer-systems-improvesworkplace-health-and-safety)

5/ Prof. Dr. Hans-Günter Lindner, "Process optimization in nursing with Vendlet V5 in Germany, Great Britain and Denmark", Cologne University of Applied Sciences (source for the €8,296 saving).

Føl deg trygg og vend deg uten anstrengelse med Vendlet

Det elektriske vendesystemet som gjør det tunge arbeidet for deg

Vendlet er et sengermonteret, motorisert vendesystem for repositionering og forflytning av brukere og pasienter i seng, uten vesentlig fysisk belastning.

Vendlet kan vende brukeren fra ryggleie til sideleie og tilbake igjen, flytte personen høyere opp i sengen eller sideveis, mobilisere brukeren til og fra sengerkanten samt hjelpe ved bukleie og plassering av seil og laken.

Lakenet støtter brukeren, mens plejepersonalet kun hjelper til med å plassere armer og ben på plass.

Den rolige og glidende bevegelsen reduserer shear og friksjon, hvilket gjør Vendlet ideel til brukere med behov for skånsom repositionering.



1

Skånsom repositionering

Den myke og glidende bevegelsen reduserer shear og friksjon, og virker beroligende på urolige brukere.

Hastighetsreguleringen kan redusere bevegelsen til 75 % eller 50 %.

2

Enkel vending

De motoriserte rullene utfører det tunge arbeidet, mens pleieren kun veileder brukeren. Vending fra ryggleie til sideleie og tilbake kan utføres trygt og effektivt fra én side av sengen.

3

Hygienisk og lett å montere

De elektriske komponentene er integrert i hjørnestolpene, slik at systemet kan maskinvaskes mens det fortsatt er montert på sengen.

Systemet monteres uten aktuatorer under sengen og er kompatibelt med et bredt utvalg av senger.



> **Nødutløsermuttere** På alle fire hjørnestolpene for rask manuell senking.

> **Knapp til løftefunksjon** På hjørnestolpen for enkel høydejustering.

> **Ergonomisk håndbetjening** Til vending og repositionering.

> **Quick-Tag-feste for laken** Vendelakenet festes i et spor på rullen. Det benyttes ikke borrelåsbånd, noe som gjør løsningen slitesterk, hygienisk og godt egnet for strenge krav til smitteforebygging.

> **Integrert sengehest** De hevede sidestøttene fungerer som sengehester. Når de senkes, ligger de 2,5 cm under madrassens overflate, noe som gjør inn- og utstigning av sengen enklere.

> **Teleskopiske sider** Kan lengdejusteres slik at systemet passer til ulike senger.

Laken



Glidelakenet plasseres direkte på madrassen og passer til alle modeller.



Vendelakenet plasseres oppå de to motoriserte rullene. Quick-Tag som standard.



Vendelaken med borrelås. Passer til alle eldre VENDLET-modeller, som V5S, V5S Speed Adjust og VENDLET Bari.

Serien omfatter fire modeller:



Vendlet Standard - Maks. 250 kg
Den letteste og mest robuste modellen, med svært enkel montering. Danner grunnlaget for funksjonene som er beskrevet på foregående side. Den teleskopiske lengdejusteringen passer til de fleste sykehus- og pleiesenger, inkludert ultralave senger.



Vendlet Bari - Maks. 400 kg
Bariatrimodellen er utviklet for brukere med høy kroppsvekt, opptil 400 kg.

Tekniske data

	SWL	Totalvekt	Vendlet lengde	Frihøyde under sengen	Høde over madrass	Fesing av laken	Ramme-materiale	Støynivå (maks. belastning)
Standard	250 kg*	42 kg	200-220 cm	10–20.5 cm	–2.5 cm	Quick-Tag	Aluminium	55 dB(A)
Bari	400 kg*	58 kg	200 cm	20–35 cm	+2 cm	Hook-and-loop	Steel	65 dB(A)

* VENDLET-modeller skal alltid vurderes i forhold til sengens maksimale brukervekt. Se brukermanualen.See user manual.

Artikkel nr.

Artikkel nr	Beskrivelse
VENDLET Standard	
6300000	VENDLET Standard inkl. 1 trekklaken 270 cm med Quick Tag og 1 glidelaken 95 cm.
VENDLET Standard -Trekklaken	
2600200	Trekklaken Vendlet 270cm med Quick Tag
2600204	Trekklaken Vendlet 320 cm med Quick Tag
2600206	Trekklaken Vendlet 370 cm med Quick Tag

Artikkel nr	Beskrivelse
Tilbehør til VENDLET	
Glidelaken - passer til alle modeller VENDLET	
3601001	Glidelaken 95 cm. Passer til madrasstørrelse 80 - 90 cm x 205
3601002	Glidelaken 135 cm. Passer til madrasstørrelse 110 - 130 cm x 205
3601003	Glidelaken 115 cm. Passer til madrasstørrelse 95 x 110 cm x 205 cm
3601009	Glidelaken 115 cm langt. Passer til madrasstørrelse 95 x 110 cm x 220 cm
3601008	Glidelaken 95 cm, Langt. Passer til madrasstørrelse 80 - 90 cm x 220 cm
Puder	
5000002	Kilepute (H15, B 30 cm, L 50 cm)
5000021	Posisjoneringspute Pad High (H 15 cm, B 30 cm, L 50 cm)
Montering	
6100300	Transportvogn Vendlet
	Montering på pleieseng

Kontakt oss:
DHCare Norge AS
Brynsveien 16, PB. 6230
Etterstad
0603 Oslo
www.dhcare.no

Juridisk producent:
DHG Ltd.
Withey Court
Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom
CF83 1BF

Invacare International GmbH is a member of the DHCare group of companies. Invacare International GmbH reserves the right to modify existing product models at any time. Product specifications may vary across regions. ©2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. Vendlet_NO_02112026